

Otoscopen: wat past op wat?

1. MERK



2. HANDVAT

Handvat met USB lader - 3,5 Volt - LI-ION

1 [2029273](#) HEINE HANDVAT BETA 4 LI ION MET USB LADER

Handvat met dubbele tafellader (apart te bestellen) 3,5 Volt - LI-ION

2 [2029281](#) HEINE HANDVAT BETA NT4 LI ION, inclusief batterij
3 [2029274](#) HEINE TAFELLADER NT4

2 handvaten met muurunit

3,5 Volt - Stroomkabel (geen batterijen)

4 [2031918](#) HEINE EN200 MUURUNIT MET 2 HANDVATEN

Reserve-onderdelen

[2029275](#) HEINE HANDVAT BASIS ZONDER BODEM INSERT (X-000.99.010)

[2030228](#) HEINE OTOSCOOP HANDVAT BODEMINSERT VOOR USB LADER (X-002.99.395)

[2029279](#) HEINE BETA BOTTOM INSERT

VOOR NT4 LADER (X-002.99.394) zonder batterij

[2028654](#) HEINE ACCU HERLAADBAAR 3,5V LITHIUM ION (X-007.99.383)

[2029277](#) HEINE USB LADER VOOR HANDVAT BETA 4 USB MET KABEL (X-000.99.303)



3. KOP

Slit illumination kop - dubbele bajonetsluiting, swifel lens

5 [2035369](#) HEINE OTOSCOOP SLIT G100 LED

Reserve-onderdelen

[38101](#) HEINE OTOSCOOP RESERVE LOUPE (G-000.21.209)

[65293](#) HEINE OTOSCOOP LAMP 3,5V XHLSLIT/BETA100-VET (X-002.88.049)



Beta200vet diagnostische kop LED-versie

6 [2036058](#) HEINE OTOSCOOP BETA200VET LED G-008.21.250

Beta200vet diagnostische kop XHL versie (uit handel)

Reserve-onderdelen

[37809](#) HEINE OTOSCOOP LAMP 3,5V X-HL BETA200VET (X-002.88.078)

Beta100vet kop (uit handel)

Reserve-onderdelen

[65293](#) HEINE OTOSCOOP LAMP 3,5V X-HL BETA100 (X-002.88.049)

Welch Allyn kop

4. SPECULUM

7 Lange/gesloten specula

Ideaal voor konijnen - Verschroomd - Thermodesinfecteerbaar en autoclaveerbaar

[14394](#) HEINE OTOSCOOP SLIT SPECULUM METAAL Ø4X57MM (G-000.21.330)

[14395](#) HEINE OTOSCOOP SLIT SPECULUM METAAL Ø6X56MM (G-000.21.331)

[14396](#) HEINE OTOSCOOP SLIT SPECULUM METAAL Ø7X90MM (G-000.21.332)

[2030231](#) HEINE OTOSCOOP SLIT SPECULUM METAAL Ø10X150MM (G-000.21.350)



8 Korte (40 mm) /gesloten specula

Ideaal voor knaagdieren - Hoge dichtheid sanolon-s - Thermodesinfecteerbaar en autoclaveerbaar

[64295](#) HEINE OTOSCOOP SLIT/BETA100-V SPECUL Ø2,2X40MM (G-000.21.310)

[14365](#) HEINE OTOSCOOP SLIT/BETA100-V SPECUL Ø2,8X40MM (G-000.21.311)

[14384](#) HEINE OTOSCOOP SLIT/BETA100-V SPECUL Ø3,5X40MM (G-000.21.312)

[14385](#) HEINE OTOSCOOP SLIT/BETA100-V SPECUL Ø4,5X40MM (G-000.21.313)

[14386](#) HEINE OTOSCOOP SLIT/BETA100-V SPECUL Ø5,5X40MM (G-000.21.314)



Spreidspeculum

9 [2026524](#) HEINE OTOSCOOP SLIT SPREIDSPECULUM 28X95MM



11 Wegwerp specula

Adaptor noodzakelijk

10 [2030296](#) HEINE OTOSCOOP SLIT ADAPTOR VOOR WEGWERP SPECULA (G-000.21.302)

[64671](#) HEINE OTOSCOOP BETA100 SPECULUM WW Ø2,5MM 50ST (B000.11.242)

[64400](#) HEINE OTOSCOOP BETA100 SPECULUM WW Ø4,0MM 50ST (B000.11.241)



12 Lange (61 mm) specula

Autoclaveerbaar

[14359](#) HEINE OTOSCOOP BETA100/200VET SPECULUM Ø4X61MM (G000.21.210)

[14360](#) HEINE OTOSCOOP BETA100/200VET SPECULUM Ø6X61MM (G000.21.211)

[14361](#) HEINE OTOSCOOP BETA100/200VET SPECULUM Ø9X61MM (G000.21.212)

[2029280](#) HEINE OTOSCOOP BETA100/200VET SPECULUM SET Ø4/6/9MM



12 Lange (61 mm) specula

Autoclaveerbaar - Adaptor noodzakelijk

13 [2029278](#) HEINE OTOSCOOP BETA100VET ADAPTOR LANG VET SPECULUM

[14359](#) HEINE OTOSCOOP BETA100/200VET SPECULUM Ø4X61MM (G000.21.210)

[14360](#) HEINE OTOSCOOP BETA100/200VET SPECULUM Ø6X61MM (G000.21.211)

[14361](#) HEINE OTOSCOOP BETA100/200VET SPECULUM Ø9X61MM (G000.21.212)

[2029280](#) HEINE OTOSCOOP BETA100/200VET SPECULUM SET Ø4/6/9MM



8 Korte (40 mm) /gesloten specula

Ideaal voor knaagdieren - Hoge dichtheid sanolon-s - Thermodesinfecteerbaar en autoclaveerbaar

[64295](#) HEINE OTOSCOOP SLIT/BETA100-V SPECUL Ø2,2X40MM (G-000.21.310)

[14365](#) HEINE OTOSCOOP SLIT/BETA100-V SPECUL Ø2,8X40MM (G-000.21.311)

[14384](#) HEINE OTOSCOOP SLIT/BETA100-V SPECUL Ø3,5X40MM (G-000.21.312)

[14385](#) HEINE OTOSCOOP SLIT/BETA100-V SPECUL Ø4,5X40MM (G-000.21.313)

[14386](#) HEINE OTOSCOOP SLIT/BETA100-V SPECUL Ø5,5X40MM (G-000.21.314)

Adapter voor Welch Allyn otoscoop te gebruiken op een Heine handvat

14 [E1302046](#) HEINE ADAPTER HANDVAT NAAR WELCH ALLYN KOPSTUK



OTOSCOOPSETS

Otoscoopset slit

[2035408](#) HEINE SET OTOSCOOP SLIT LED+HANDVAT NT+LADER+SPECULA+CASE **5** + **2** + **3**

Otoscoopset beta200 vet

[2035528](#) HEINE OTOSCOOP BETA200VET LED+HANDVAT USB G-011.28.388 **1** + **6**

Otoscoopset zakformaat (Gaaf uit handel - Wordt binnenkort vervangen door een LED-versie)

14 [2019057](#) HEINE OTOSCOOP MINI 3000 OPTIEKE FIBER (D-001.70.120) handvat met vaste kop + 4 herbruikbare & 5 wegwerp specula - AA batterijen