

Otoscopen: wat past op wat?

1. MERK



2. HANDVAT

Handvat met tafellader - 3,5 Volt - LI ION

1 [86046](#) WELCH ALLYN TAFELLADER MET HANDVAT LI-ION (71902)

2 handvaten met dubbele tafellader - 3,5 Volt - LI ION

2 [WA71732](#) WELCH ALLYN TAFELLADER + 2 LI-ION HANDVATEN (71732)

Reserve-onderdelen

Handvat (rheostaat + batterij) zonder lader

[WA71910](#) WELCH ALLYN HANDVAT LI-ION 3,5V ZONDER LADER (71910)

Rheostaat

[2016069](#) WELCH ALLYN HANDVAT LI-ION RHEOSTAAT (71970)

Batterij

[WA71960](#) WELCH ALLYN HANDVAT BATTERIJ LI-ION 3,5V (71960)

Tafelhouders

[2028935](#) WELCH ALLYN TAFELLADER LI-ION EXCLUSIEF HANDVAT (71943)

Universele lader

[36821](#) WELCH ALLYN HANDVAT UNIVERSELE LADER (71032)



3. KOP

Pneumatic otoscoopkop (diergeneeskundig)

incl 3 specula - oogt nogal lomp, toegang tot het oor is beperkt, best lange specula gebruiken

3 [35007](#) WELCH ALLYN OTOSCOOP PNEUM 3,5V + SPECULUM 3ST (20260)

Reserve-onderdelen

[35014](#) WELCH ALLYN OTOSCOOP RESERVELAMP HALOGEEN (03100-U)

[2019079](#) WELCH ALLYN OTOSCOOP PNEUM LENS (20260)

[2023729](#) WELCH ALLYN OTOSCOOP DIAGNOSTIC VET GROENE LENS COMPLEET

Operating otoscoopkop (diergeneeskundig)

incl 3 specula - open kop, gemakkelijke toegang tot het oor, kleine kijklens

4 [35008](#) WELCH ALLYN OTOSCOOP OPER 3,5V + SPECULUM 3ST (21760)

Reserve-onderdelen

[35014](#) WELCH ALLYN OTOSCOOP RESERVELAMP HALOGEEN (03100-U)

[1137462](#) WELCH ALLYN OTOSCOOP OPER PLASTIC SPECULUM HOUDER (209025-1)

[37028](#) WELCH ALLYN OTOSCOOP OPER LENS + ARM (209026-502)



Diagnostic otoscoopkop (humaan)

incl 4 specula - zeer beperkte toegang tot het oor, enkel met wegwerpspecula

5 [W25020](#) WELCH ALLYN OTOSCOOP DIAGNOSTIC+SPECULUM HUMAAN 4ST (25020)

Reserve-onderdelen

[35014](#) WELCH ALLYN OTOSCOOP RESERVELAMP HALOGEEN (03100-U)



Macroview otoscoopkop

incl 4 specula - beeldvergroting en instelbare lens

6 [88475](#) WELCH ALLYN OTOSCOOP MACROVIEW KOP + SPECULUM 4ST

Reserve-onderdelen

[WA06500U](#) WELCH ALLYN OTOSCOOP MACROVIEW LAMP HALOGEEN (06500-U) (24)



4. SPECULUM

7 Specula lang

[37846](#) WELCH ALLYN OTOSCOOP OPER + PNEUM SPECULUM Ø4MM 57MM (22064)

[37847](#) WELCH ALLYN OTOSCOOP OPER + PNEUM SPECULUM Ø5MM 65MM (22065)

[37848](#) WELCH ALLYN OTOSCOOP OPER + PNEUM SPECULUM Ø7MM 73MM (22067)

[35011](#) WELCH ALLYN OTOSCOOP OPER + PNEUM SPECULUM SET Ø4-5-7MM 3ST

Speculum kort

8 [35010](#) WELCH ALLYN OTOSCOOP DIAGNOSTIC SPECULUM SET KORT



Diagnostic wegwerp specula

9 [12000](#) WELCH ALLYN OTOSCOOP DIAGNOSTIC SPECULUM WW Ø4,25MM 850ST



6 Macroview specula

[1200692](#) WELCH ALLYN OTOSCOOP MACROVIEW SPECULUM Ø4MM (23834)

[1200693](#) WELCH ALLYN OTOSCOOP MACROVIEW SPECULUM Ø5MM (23835)

[WA23842](#) WELCH ALLYN OTOSCOOP MACROVIEW SPECULUM SET Ø4-5-7MM-7IN 4ST

Speculum met gleuf + biopsietang

10 [WA23847](#) WELCH ALLYN OTOSCOOP MACROVIEW SPECULUM Ø7MM + GLEUF (23847)

11 [VI014099](#) FIREFLY BIOPSIETANG

