

# Otoscoopes : Qu'est-ce qui est compatible avec quoi ?

## 1. MARQUE



## 2. MANCHE

### Manche avec chargeur de table - 3,5 Volt - LI ION

**1** [86046](#) WELCH ALLYN CHARGEUR DE TABLE AVEC MANCHE LI-ION (71902)

### 2 manches avec chargeur de table double - 3,5 Volt - LI ION

**2** [WA71732](#) WELCH ALLYN CHARGEUR DE TABLE + 2 MANCHES LI-ION (71732)

### Pièces de rechange

#### Manchet (rhéostat + batterie) sans chargeur

[WA71910](#) WELCH ALLYN MANCHE LI-ION 3,5V SANS CHARGEUR (71910)

#### Rhéostat

[2016069](#) WELCH ALLYN MANCHE LI-ION RHEOSTAT (71970)

#### Pile

[WA71960](#) WELCH ALLYN PILE LI-ION 3,5V (71960)

#### Chargeur de table

[2028935](#) WELCH ALLYN CHARGEUR DE TABLE LI-ION SANS MANCHE (71943)

#### Chargeur universel

[36821](#) WELCH ALLYN MANCHE CHARGEUR UNIVERSEL (71032)



## 3. TÊTE

### Tête d'otoscope pneumatique (vétérinaire)

y compris 3 spécula - semble plutôt encombrant, l'accès à l'oreille est limité, il est préférable d'utiliser de longs spécula.

**3** [35007](#) WELCH ALLYN OTOSCOPE PNEUMATIQUE 3,5V + SPECULUM 3P (20260)

### Pièces de rechange

[35014](#) WELCH ALLYN OTOSCOPE AMPOULE HALOGENE (03100-U)

[2019079](#) WELCH ALLYN OTOSCOPE CAP POUR LENTILLE (20260)

[2023729](#) WELCH ALLYN OTOSCOPE DIAGNOSTIC VET LENTILLE VERTE COMPLET

### Tête d'otoscope operating (vétérinaire)

y compris 3 spécula - tête ouverte, accès facile à l'oreille, petite lentille d'observation

**4** [35008](#) WELCH ALLYN OTOSCOPE OPER 3,5V + SPECULUM 3P (21760)

### Pièces de rechange

[35014](#) WELCH ALLYN OTOSCOPE AMPOULE HALOGENE (03100-U)

[1137462](#) WELCH ALLYN OTOSCOPE OPER SUPPORT SPECULUM PLASTIC (209025-1)

[37028](#) WELCH ALLYN OTOSCOPE OPER LENTILLE + BRAS (209026-502)



### Tête d'otoscope diagnostique (humaine)

y compris 4 spécula - accès très limité à l'oreille, uniquement avec des spécula jetables

**5** [W25020](#) WELCH ALLYN OTOSCOPE DIAGNOSTIC + SPECULUM HUMAIN 4P (25020)

### Pièces de rechange

[35014](#) WELCH ALLYN OTOSCOPE AMPOULE HALOGENE (03100-U))



### Tête d'otoscope macroview

y compris 4 spécula - grossissement de l'image et lentille réglable

**6** [88475](#) WELCH ALLYN OTOSCOPE MACROVIEW + SPECULUM 4P (23862)

### Pièces de rechange

[WA06500U](#) WELCH ALLYN OTOSCOPE MACROVIEW AMPOULE HALOGENE (06500-U)



## 4. SPECULUM

### 7 Specula longs

[37846](#) WELCH ALLYN OTOSCOPE OPER + PNEUM SPECULUM Ø4MM 57MM (22064)

[37847](#) WELCH ALLYN OTOSCOPE OPER + PNEUM SPECULUM Ø5MM 65MM (22065)

[37848](#) WELCH ALLYN OTOSCOPE OPER + PNEUM SPECULUM Ø7MM 73MM (22067)

[35011](#) WELCH ALLYN OTOSCOPE OPER + PNEUM SPECULUM SET Ø4-5-7MM 3P

### Speculum court

**8** [35010](#) WELCH ALLYN OTOSCOPE DIAGNOSTIC SET SPECULUM COURT



### Specula jetables diagnostic

**9** [12000](#) WELCH ALLYN OTOSCOPE DIAGNOSTIC SPECULUM UU Ø4,25MM 850P



### 6 Specula macroview

[1200692](#) WELCH ALLYN OTOSCOPE MACROVIEW SPECULUM Ø4MM (23834)

[1200693](#) WELCH ALLYN OTOSCOPE MACROVIEW SPECULUM Ø5MM (23835)

[WA23842](#) WELCH ALLYN OTOSCOPE MACROVIEW SET SPECULA Ø4-5-7MM-7INS 4P

### Speculum avec orifice + pince à biopsie

**10** [WA23847](#) WELCH ALLYN OTOSCOPE MACROVIEW SPECULUM Ø7MM + ORIFICE (23847)

**11** [VI014099](#) FIREFLY PINCE A BIOPSIE CUP 2MM 145MM

