

# Ophthalmoscopen: wat past op wat?

## 1. MERK



## 2. HANDVAT

Geen handvat nodig

### Handvat met USB lader - 3,5 Volt - LI-ION

**1** [2029273](#) HEINE HANDVAT BETA 4 LI ION MET USB LADER

### Handvat met dubbele tafellader (apart te bestellen) - 3,5 Volt - LI-ION

**2** [2029281](#) HEINE HANDVAT BETA NT4 LI ION, inclusief batterij

**3** [2029274](#) HEINE TAFELLADER NT4

### 2 handvaten met muurunit - 3,5 Volt - Stroomkabel (geen batterijen)

**4** [2031918](#) HEINE EN200 MUURUNIT MET 2 HANDVATEN

### Reserve-onderdelen

[2029275](#) HEINE HANDVAT BASIS ZONDER BODEM INSERT (X-000.99.010)

[2030228](#) HEINE OTOSCOOP HANDVAT BODEMINSERT VOOR USB LADER (X-002.99.395)

[2029279](#) HEINE BETA BOTTOM INSERT VOOR NT4 LADER (X-002.99.394) met batterij

[2028654](#) HEINE ACCU HERLAADBAAR 3,5V LITHIUM ION (X-007.99.383)

[2029277](#) HEINE USB LADER VOOR HANDVAT BETA 4 USB MET KABEL (X-000.99.303)



Geen handvat nodig - met hoofdband

## 3. OPHTHALMOSCOPISCHE ONDERZOEKSTRUMENTEN

### A.R. Aspherische lens

Voor indirect viewing - grote diameter

**5** [2030292](#) HEINE ASPHERISCHE LENS 20 DIOPTRIE IN DOOS (C-000.17.228)



### Finoff Transilluminator

Voor gebruik met aspherische lens - Voor sclerale doorlichting - Blauwfilter in optie

**6** [2016160](#) HEINE TRANSILLUMINATOR FINOFF 3,5V (C-002.14.602)

**Reservelamp:** [37809](#) HEINE OTOSCOOP BETA200VET RESERVELAMP 3,5V (X-002.88.078)

### Handheld spleetlamp

Compact & licht - Voor onderzoek van het anterieure segment - instelbare gleufgrootte - Blauwe interferentiefilter - Xenon halogeenlamp

**7** [2030291](#) HEINE SPLEETLAMP HSL150 (C-002.14.602)

### Directe ophthalmoscopen

Asferisch - 27 lenzen - bereik: -34 tot +40

**8** [2032362](#) HEINE OPHTALMOSCOOP BETA200 LED ZONDER HANDVAT (C-008.30.100) - LED alluminatie

[65291](#) HEINE OPHTALMOSCOOP BETA200 3,5V ZONDER HANDVAT (C-002.30.100) - Halogeen HPXC

> gaat uit assortiment

**Reservelamp:** [65292](#) HEINE OPHTALMOSCOOP BETA200 RESERVELAMP 3,5V (X-002.88.070)

[64687](#) HEINE OPHTALMOSCOOP BETA200 2,5V ZONDER HANDVAT (C-001.30.100) - Halogeen HPX

> gaat uit assortiment

**Reservelamp:** [36644](#) HEINE OPHTALMOSCOOP BETA200 RESERVELAMP 2,5V (X-001.88.069)



### Indirecte ophthalmoscopen

Voor gespecialiseerd oogonderzoek

**9** [2036442](#) HEINE INDIR OPHT **OMEGA600** MET MUURLADER (C-008.33.612)

Zeer licht & compact - Ware kleurweergave door unieke LEDHQ - Met visionBoost, zelfs uitstekend zicht op de retina bij dense cataract - inclusief hoofdband

**Reserve-onderdelen & accessoires:**

[2036443](#) HEINE OMEGA 600 BREATH SHIELD

**Extra onderdelen/sets: binnenkort beschikbaar**

HEINE INDIR OPHTALMOSCOOP **OMEGA 500LED**: KIT 3 (MPACK+TRANSFO) (uit handel)

**Reserve-onderdelen**

[2024106](#) HEINE LADER VOOR OMEGA 500

