

Ophthalmoscopen: wat past op wat?

1. MERK



2. HANDVAT

Geen handvat nodig

Handvat met tafellader - 3,5 Volt - LI ION

1 [86046](#) WELCH ALLYN TAFELLADER MET HANDVAT LI-ION (71902)

2 handvaten met dubbele tafellader - 3,5 Volt - LI ION

2 [WA71732](#) WELCH ALLYN TAFELLADER + 2 LI-ION HANDVATEN (71732)

Reserve-onderdelen

Handvat (rheostaat + batterij) zonder lader

[WA71910](#) WELCH ALLYN HANDVAT LI-ION 3,5V ZONDER LADER (71910)

Rheostaat

[2016069](#) WELCH ALLYN HANDVAT LI-ION RHEOSTAAT (71970)

Batterij

[WA71960](#) WELCH ALLYN HANDVAT BATTERIJ LI-ION 3,5V (71960)

Tafelhouder

[2028935](#) WELCH ALLYN TAFELLADER LI-ION EXCLUSIEF HANDVAT (71943)

Universele lader

[36821](#) WELCH ALLYN HANDVAT UNIVERSELE LADER (71032)



3. OPHTHALMOSCOPISCHE ONDERZOEKSTRUMENTEN

Indirecte lens

Convex viewing lens - 20 dioptrie - Te gebruiken met transilluminator of met een penlicht

3 [WA12300](#) WELCH ALLYN INDIRECTE LENS 20 DIOPTRIE



Transilluminators

Halogeen HPX - steriliseerbaar - kobaltfilter in optie

4 [WA41100](#) WELCH ALLYN TRANSILLUMINATOR KORT (41100)

5 [WA41102](#) WELCH ALLYN TRANSILLUMINATOR COBALT FILTER (41102)

Directe ophthalmoscoop - coaxial

68 lenzen - bereik: -30 tot +38

6 [2032366](#) WELCH ALLYN OPHTALMOSCOOP COAXIAL LED (11720-L) - LED alluminatie

7 [35012](#) WELCH ALLYN OPHTALMOSCOOP COAXIAL (11720) - Halogeen HPX

Reservelamp: [2018372](#) WELCH ALLYN OPHTALMOSCOOP LAMP HALOGEEN voor 11720 (04900-U)

Directe ophthalmoscoop - panoptic

5x groter beeld van de fundus - bereik: -20 tot +20 - Halogeen HPX - inclusief kobaltfilter

8 [2027902](#) WELCH ALLYN OPHTALMOSCOOP PANOPTIC + BLAUW FILTER (11820-CE)

Reservelamp: [2031034](#) WELCH ALLYN OPHTALMOSCOOP PANOPTIC LAMP LED



Heine Handvat

9 Adapter voor Welch Allyn kop te gebruiken op een Heine handvat

[EI302046](#) HEINE ADAPTER HANDVAT NAAR WELCH ALLYN KOPSTUK

