

Ophtalmoscopes : Qu'est-ce qui est compatible avec quoi ?

1. MARQUE



2. MANCHE

Pas besoin de manche

Manche avec chargeur USB - 3,5 Volt - LI-ION

1 [2029273](#) HEINE MANCHE BETA 4 LI ION AVEC CHARGEUR USB

Manche avec chargeur de table double (à commander séparément) - 3,5 Volt - LI-ION

2 [2029281](#) HEINE MANCHE BETA 4NT LI ION, y compris la pile

3 [2029274](#) HEINE CHARGEUR DE TABLE NT4

2 manches avec unité murale- 3,5 Volt - Câble d'alimentation (sans piles)

4 [2031918](#) HEINE EN200 UNITE MURALE AVEC 2 MANCHES

Pièces de rechange

[2029275](#) HEINE MANCHE DE BASE SANS INSERT FOND (X-000.99.010)

[2030228](#) HEINE OTOSCOPE INSERT POUR CHARGEUR USB (X-002.99.395)

[2029279](#) HEINE MANCHE INSERT FOND POUR BETA 4NT (X-002.99.394) sans pile

[2028654](#) HEINE PILE 3,5V LI-ION (X-007.99.383) (X-007.99.383)

[2029277](#) HEINE CHARGEUR USB AVEC CABLE VERS MANCHE (X-000.99.303)



Pas besoin de manche - avec bandeau

3. INSTRUMENTS D'EXAMEN OPHTALMOSCOPIQUE

Lentille asphérique

Pour une vision indirecte - grand diamètre

5 [2030292](#) HEINE LENTILLE ASPHERIQUE 20 DIOPTRIE + BOITE (C-000.17.228)



Finoff Transilluminateur

Pour utilisation avec une lentille asphérique - Pour l'éclairage scléral - Filtre bleu en option

6 [2016160](#) HEINE TRANSILLUMINATEUR FINOFF 3,5V (C-002.14.602)

Ampoule de rechange : [37809](#) HEINE OTOSCOPE BETA200VET AMPOULE 3,5V (X-002.88.078)

Lampe à fente portable

Compact & léger - Pour l'examen du segment antérieur - fente réglable - filtre interférentiel bleu - lampe halogène au xénon

7 [2030291](#) HEINE LAMPE SLIT HSL150 3,5V XHL (C-002.14.602)

Ophtalmoscopes directs

Asphérique - 27 lentilles - atteint : -34 à +40

8 [2032362](#) HEINE OPHTALMOSCOPE BETA200 LED SANS MANCHE C-008.30.100 - LED

[65291](#) HEINE OPHTALMOSCOPE BETA200 3,5V SANS MANCHE (C-002.30.10) - **Halogène HPXC**

> sort de la gamme

Ampoule de rechange : [65292](#) HEINE OPHTALMOSCOPE BETA200 AMPOULE 3,5V (X-002.88.070)

[64687](#) HEINE OPHTALMOSCOPE BETA200 2,5V SANS MANCHE (C-001.30.100) - **Halogène HPX**

> sort de la gamme

Ampoule de rechange : [36644](#) HEINE OPHTALMOSCOPE BETA200 AMPOULE 2,5V (X-001.88.069)



Ophtalmoscopes indirects

Pour les examens oculaires spécialisés

9 [2036442](#) HEINE OPHT INI **OMEGA600** AC CHARGE MURAL (C-008.33.612)

Très légère et compacte - Reproduction des couleurs réelles grâce à la technologie unique LEDHQ - Avec visionBoost, donnant une excellente vision rétinienne même en cas de cataracte dense - Bandeau inclus

Pièces de rechange et accessoires :

[2036443](#) HEINE OMEGA 600 BREATH SHIELD

Pièces/ensembles supplémentaires : disponibles prochainement

HEINE OPHTALMOSCOPE INDIR **OMEGA 500LED**: KIT 3 (MPACK+TRANSFO) (**retiré de la vente**)

Pièces de rechange

[2024106](#) HEINE CHARGEUR POUR OMEGA 500

