

Ophtalmoscopes : Qu'est-ce qui est compatible avec quoi ?

1. MARQUE

WelchAllyn

2. MANCHE

Pas besoin de manche

Manche avec chargeur de table - 3,5 Volt - LI ION

1 [86046](#) WELCH ALLYN CHARGEUR DE TABLE AVEC MANCHE LI-ION (71902)

2 manches avec chargeur de table double - 3,5 Volt - LI ION

2 [WA71732](#) WELCH ALLYN CHARGEUR DE TABLE + 2 MANCHES LI-ION (71732)

Pièces de rechange

Manchet (rhéostat + batterie) sans chargeur

[WA71910](#) WELCH ALLYN MANCHE LI-ION 3,5V SANS CHARGEUR (71910)

Rhéostat

[2016069](#) WELCH ALLYN MANCHE LI-ION RHEOSTAT (71970)

Pile

[WA71960](#) WELCH ALLYN PILE LI-ION 3,5V (71960)

Chargeur de table

[2028935](#) WELCH ALLYN CHARGEUR DE TABLE LI-ION SANS MANCHE (71943)

Chargeur universel

[36821](#) WELCH ALLYN MANCHE CHARGEUR UNIVERSEL (71032)



3. INSTRUMENTS D'EXAMEN OPHTALMOSCOPIQUE

Lentille indirecte

Lentille d'observation convexe - 20 dioptries - Pour utilisation avec transilluminateur ou lampe-stylo

3 [WA12300](#) WELCH ALLYN LENTILLE INDIRECTE 20 DIOPTRIES



Transilluminateurs

Halogène HPX - stérilisable - filtre cobalt en option

4 [WA41100](#) WELCH ALLYN TRANSILLUMINATEUR LAMPE COURT (41100)

5 [WA41102](#) WELCH ALLYN TRANSILLUMINATEUR FILTRE COBALT (41102)

Ophtalmoscope direct - coaxial

68 lentilles - atteint : -30 à +38

6 [2032366](#) WELCH ALLYN OPHTALMOSCOPE COAXIAL LED (11720-L) - LED

7 [35012](#) WELCH ALLYN OPHTALMOSCOPE COAXIAL (11720) - halogène HPX

Ampoule de rechange : [2018372](#) WELCH ALLYN OPHTALMOSCOPE AMPOULE HALOGENE (04900-U)

Ophtalmoscope direct - panoptic

5x plus grande vue du fond d'œil - atteint : -20 à +20 - Halogène HPX - y compris le filtre de cobalt

8 [2027902](#) WELCH ALLYN OPHTALMOSCOPE PANOPTIC + FILTRE BLEU (11820-CE)

Ampoule de rechange : [2031034](#) WELCH ALLYN OPHTALMOSCOPE PANOPTIC LAMPE LED



Manche Heine

9 Adaptateur pour utiliser une tête Welch Allyn sur un manche Heine

[EI302046](#) HEINE ADAPTATEUR MANCHE VERS TETE WELCH ALLYN

