

NOTRE GAMME DE PRODUITS 2015 | 2016



LA QUALITÉ À UN PRIX COMPÉTITIF



Georges Hales

Chère vétérinaire, Cher vétérinaire,

Dans ce catalogue vous trouverez l'assortiment complet des produits Henry Schein. Récemment, notre gamme s'est élargie, ce qui nous permet de vous proposer désormais 950 produits.

Les produits de marque Henry Schein ont été introduits sur le marché belge en 2013 et sont depuis bien connus dans les pratiques vétérinaires. La qualité à un prix correct et compétitif.

Vous disposez de notre **garantie de satisfaction** sur toute notre gamme. Si un produit ne répond pas à vos attentes, nous le reprenons tout simplement. Vous ne prenez donc aucun risque en commandant. Nous prenons vos remarques à cœur et recherchons toujours la qualité désirée. Ainsi, notre assortiment rencontre les besoins de votre métier.

En outre, nous ajustons constamment le niveau des stocks afin de vous garantir une livraison immédiate en toute confiance.

N'hésitez pas à contacter notre équipe si vous avez des questions ou autres demandes.

Salutations confraternelles,

Dr. Georges Hales
Managing Director
Val d'Hony-Verdifarm

HENRY SCHEIN

En 1932, Henry Schein a ouvert avec son épouse une pharmacie à New York. Au cours de ces dernières décennies, Henry Schein a développé l'offre la plus importante de produits destinés aux médecins généralistes, aux dentistes et aux vétérinaires. Plus de 16.000 collaborateurs travaillent pour Henry Schein dans pas moins de 125 pays.

Val d'Hony-Verdifarm fait partie du groupe Henry Schein. L'objectif d'Henry Schein est de soutenir le vétérinaire dans sa pratique quotidienne de la médecine. C'est pour cela que Val d'Hony-Verdifarm dispose de stock d'un très large assortiment de médicaments, aliments et dispositifs médicaux.

CONTACT

Service clientèle :	04 388 01 88	
Marie-Pierre Cassart :	0473 770 938	région Liège, Luxembourg et Cantons de l'Est
Arnaud Doyen :	0476 882 962	région Namur et Hainaut
Denis Baijot :	0479 923 098	région Brabant-Wallon et Bruxelles

NOTRE GAMME DE PRODUITS HENRY SCHEIN

Des centaines de collègues sont déjà convaincus de ce qui suit:

- Qualité supérieure à un prix compétitif.
- Toujours de stock donc livraison immédiate.
- Garantie de satisfaction:
Un produit ne répond pas à vos attentes ?
Nous le reprenons !



INDEX

PRÉLÈVEMENT ET ADMINISTRATION

4

Seringues • seringues à insuline avec aiguille • aiguilles • garrot • bouchons pour seringue • cathéters • sondes urinaires • perfuseurs • prolongateur pour perfuseurs • robinets à trois voies

DIAGNOSTIC ET LABORATOIRE

11

Diagnostic test • Urigrad • tests urinaires • kit diagnostic fécal • thermomètres • stéthoscopes • lamelles porte-objet et couvre-objet • abaisse-langue • coton-tige • test Dermatophyt • balances • oxymètre de pouls • spray et gel électrodes • eau distillée • echogel

CHIRURGIE ET INSTRUMENTS DE SUTURE

19

Sutures de peau • aiguilles de suture • biopsie punch peau • bistouris • pincettes • ciseaux • ciseaux chirurgicaux • ciseaux à pansement • pince à corps étranger • pinces hémostatiques • porte-aiguille • pinces à champ • écarteurs • pinces à préhension

HYGIÈNE - NETTOYAGE ET STÉRILISATION

29

Gants d'examen • gants d'opération • masques chirurgicaux • bonnet de chirurgien • couvre-chaussure • gel lubrifiant • tablier d'opération • tablier de vêlage • nettoyage des mains • nettoyage des instruments • nettoyeur à ultrasons • thermosoudeuse • accessoires de stérilisation • nettoyage des surfaces • papiers • distributeurs de papier • rouleau anti peluches • sac poubelle

BANDAGISTERIE

43

Alèses • champs opératoires • rubans adhésifs • compresses • bande tubulaire • bandes de protection • plâtres • ouates • bandes extensibles • bandes cohésives • pâte amère • tampons

DENTISTERIE

51

Doigtier brosse à dents • miroir dentaire • films rx dentaire • détartreur et accessoires • curettes • masque avec protection faciale • contres-angles et pièces à main • turbine • accessoires de polissage • fraises dentaires • excavateurs • élévateurs • pinces d'extraction • accessoires de remplissage • instruments canal radiculaire • hygiène dentaire

SOINS DES ANIMAUX

75

Carcan • aérosol de marquage • crayon marqueur • chaussures pour chien • litière pour chats • muselières • bande abdominale • pince à tiques • peigne à puces

DIVERS

77

Aimants bovins • spray silicone • films RX, développeur et fixateur • sac à cadavre



Seringue à usage unique 3-pièces avec embout luer

La seringue idéale pour doser les plus petites unités. Grâce à une fabrication de qualité, un vide élevé est atteint, ce qui permet d'aspirer des liquides d'une haute viscosité. Testée selon la norme DIN 13 098. Graduation indélébile, facilement lisible et un joint qui réduit le volume de produit inutilisé. Stérile, emballage individuel. Conditionnement (100P)


1ml	Graduation 1/100	HS9003310	€ 7,29
2ml/3ml		HS9003302	€ 4,29
5ml		HS9003303	€ 5,49
5ml	Embout excentré	HS9003311	€ 5,99
10ml	Embout excentré	HS9003304	€ 7,49
20ml	Embout excentré	HS9003305	€ 11,99



Seringue à usage unique 3-pièces avec embout luer-lock

Conditionnement (100P)

3ml	HS9003759	€ 7,29
5ml	HS9003760	€ 11,49
10ml	HS9003761	€ 13,49



Seringue à usage unique 3-pièces avec embout luer et piston à ergot

Seringue fabriquée avec un plastique de haute qualité et une graduation facilement lisible pour un dosage précis. Seringue avec piston à ergot qui réduit le volume de produit inutilisé. Conditionnement (100P)

1ml	HS9008276	€ 9,29
-----	-----------	--------



Seringue à usage unique 3-pièces

Graduation indélébile, facilement lisible. Cylindre transparent. Injection extrêmement douce, sans latex. Excellente qualité, non toxique et sans PVC. Stérile, emballage individuel.

30ml	Embout excentré luer Conditionnement (60P)	HS9003522	€ 29,98
1 50ml	Embout excentré luer Conditionnement (50P)	HS9003306	€ 21,48
2 50ml	Embout cathéter Conditionnement (50P)	HS9003312	€ 21,48



Seringue à usage unique 2-pièces avec embout luer

Graduation indélébile, facilement lisible. Fabriquée aux normes ISO. Stérile, emballage individuel. Conditionnement (100P)

2ml/3ml	HS9003017	€ 3,29
5ml/6ml	HS9003018	€ 4,29
10ml/12ml	HS9003019	€ 6,49
20ml/24ml	HS9003020	€ 9,49



Seringue tuberculine à usage unique 2-pièces avec embout luer centré

Seringue avec piston à ergot qui réduit le volume de produit inutilisé. Stérile, emballage individuel. Conditionnement (100P)

1ml	Graduation 1/100	HS9003016	€ 6,49
-----	------------------	-----------	--------



Seringue insuline à usage unique 3-pièces avec aiguille

30G x 1/2 (Ø 0,30mm x L13mm) Stérile, emballage individuel. Conditionnement (100P)

1ml	Graduation 1/40	HS9008530	€ 14,29
1ml	Graduation 1/100	HS9008529	€ 14,29



Lancette pour prélèvement sanguin

Lancettes pour prélèvement sanguin, sans nickel. Stérile, emballage individuel.

Conditionnement (200P)	HS9002555	€ 3,99
------------------------	-----------	--------

BISEAU VÉTÉRINAIRE



Aiguille à usage unique pour seringues avec embout luer et luer-lock

Excellente qualité avec biseau vétérinaire à triple facette. Acier inoxydable selon la norme ISO 9626/1991. Socle et bouchon de protection en polypropylène. Canule en acier à paroi mince avec grande cavité et embout transparent avec code couleur universel.

Stérile, emballage individuel.

Conditionnement (100P)

16Gx1	transparente (Ø 1,60mm x L 25mm)	HS9880593	€ 2,49	21Gx1 ½	verte (Ø 0,80mm x L 40mm)	HS9880587	€ 2,49
16Gx1 ½	transparente (Ø 1,60mm x L 40mm)	HS9880594	€ 2,49	22Gx1 ¼	noire (Ø 0,70mm x L 30mm)	HS9880584	€ 2,49
18Gx1 ½	rose, biseau court (Ø 1,20mm x L 40mm)	HS9003624	€ 2,49	23Gx1 ¼	bleu clair (Ø 0,60mm x L 30mm)	HS9880582	€ 2,49
18Gx1 ½	rose, biseau long (Ø 1,20mm x L 40mm)	HS9880592	€ 2,49	23Gx1	bleue (Ø 0,60mm x L 25mm)	HS9880581	€ 2,49
19Gx1	beige (Ø 1,10mm x L 25mm)	HS9880590	€ 2,49	24Gx1	violet (Ø 0,55mm x L 25mm)	HS9003338	€ 2,49
20Gx1	jaune (Ø 0,90mm x L 25mm)	HS9880588	€ 2,49	25Gx ⅝	orange (Ø 0,50mm x L 16mm)	HS9003629	€ 2,49
20Gx1 ½	jaune (Ø 0,90mm x L 40mm)	HS9880589	€ 2,49	26Gx1	brune (Ø 0,45mm x L 25mm)	HS9003339	€ 2,49
21Gx ⅝	verte (Ø 0,80mm x L 16mm)	HS9880585	€ 2,49	27Gx ¾	grise (Ø 0,40mm x L 20mm)	HS9003340	€ 2,49
21Gx1	verte (Ø 0,80mm x L 25mm)	HS9880586	€ 2,49	30Gx ½	jaune (Ø 0,30mm x L 13mm)	HS9003630	€ 3,49



Un produit ne répond pas à vos attentes ?
Nous le reprenons !



Garrot

Garrot sans latex avec système de serrage breveté qui se manipule d'une seule main. Sans pièce métallique, perméable aux RX.

Conditionnement (par pièce) HS9006441 € 6,29



Bouchon pour seringue à injection

Bouchons en caoutchouc pour seringue à injection embout luer afin d'éviter la perte de produit.

Conditionnement (100P) HS9003057 € 8,99



Canule de prélèvement Taky Spike Plus

Pour aspirer le liquide d'un flacon. Canule de prélèvement avec pointe fine et courte pour une insertion aisée. Fermeture à cliquet qui s'ouvre et se ferme d'une seule main, purge avec filtre anti-bactérien intégré et raccord luer-lock.


Conditionnement (50P) HS9008453 € 39,48



Bouchon Combi Stop rouge

Pour la fermeture des connecteurs luer et luer-lock, pas d'injection possible. Stérile, emballage individuel.

Conditionnement (200P) HS9008456 € 8,29



Canule de transfert

Pour le transfert de liquides stériles dans un système clos. Volume mort réduit, sans PVC.

Conditionnement (50P) HS9008455 € 19,99




Cathéter intraveineux FEP sans latex avec connexion luer-lock. La chambre transparente permet une vision facile de l'arrivée du sang et donc le bon positionnement dans la veine. Non traumatique, pointe de forme conique avec trois lignes de contraste pour RX. Stérile, emballage individuel.



Cathéter IV

Sans site d'injection et sans ailettes
Conditionnement (50P)

14Gx1 3/4	orange (Ø 2,00mm x L 45mm)	HS9009440	€ 34,98
16Gx1 3/4	gris (Ø 1,75mm x L 45mm)	HS9009441	€ 34,98
18Gx1 3/4	vert (Ø 1,30mm x L 45mm)	HS9009443	€ 34,98
20Gx1 1/4	rose (Ø 1,00mm x L 32mm)	HS9009444	€ 34,98
22Gx1	bleu (Ø 0,90mm x L 25mm)	HS9009445	€ 34,98
24Gx 3/4	jaune (Ø 0,75mm x L 19mm)	HS9009446	€ 34,98



Cathéter IV Winged (W)

Sans site d'injection, avec ailettes
Conditionnement (50P)

14Gx1 3/4	orange (Ø 2,00mm x L 45mm)	HS9009447	€ 37,29
16Gx1 3/4	gris (Ø 1,75mm x L 45mm)	HS9009448	€ 37,29
18Gx1 3/4	vert (Ø 1,30mm x L 45mm)	HS9009450	€ 37,29
20Gx1 1/4	rose (Ø 1,00mm x L 32mm)	HS9009451	€ 37,29
22Gx1	bleu (Ø 0,90mm x L 25mm)	HS9009452	€ 37,29
24Gx 3/4	jaune (Ø 0,75mm x L 19mm)	HS9009453	€ 37,29



Cathéter IV Winged + Port (W+P)

Avec site d'injection et ailettes
Conditionnement (50P)

14Gx1 3/4	orange (Ø 2,00mm x L 45mm)	HS9009433	€ 43,95
16Gx1 3/4	gris (Ø 1,75mm x L 45mm)	HS9009434	€ 43,95
18Gx1 3/4	vert (Ø 1,30mm x L 45mm)	HS9009436	€ 43,95
20Gx1 1/4	rose (Ø 1,00mm x L 32mm)	HS9009437	€ 43,95
22Gx1	bleu (Ø 0,90mm x L 25mm)	HS9009438	€ 43,95
24Gx 3/4	jaune (Ø 0,75mm x L 19mm)	HS9009439	€ 43,95



Cathéter IV grands animaux

Conditionnement (30P)

14Gx2 3/4	orange (Ø 2,00mm x L 70mm)	HS9009454	€ 52,59
-----------	-------------------------------	-----------	---------




Mandrin cathéter

Mandrin à utiliser avec un cathéter intraveineux pour éviter la formation d'un caillot après une thérapie liquide.

Stérile, emballage individuel.

Conditionnement (50P)

14G	HS9009467	€ 18,79
16G	HS9009466	€ 18,79
18G	HS9009468	€ 18,79
20G	HS9009464	€ 18,79
22G	HS9009463	€ 18,79
24G	HS9009462	€ 18,79



Cathéter IV aiguille à ailettes

Conditionnement (100P)

18Gx¾	rose (Ø 1,30mm x L 19mm)	HS9009432	€ 27,98
19Gx¾	ivoire (Ø 1,00mm x L 19mm)	HS9009431	€ 27,98
21Gx¾	vert (Ø 0,80mm x L 19mm)	HS9009430	€ 27,98
22Gx¾	noir (Ø 0,70mm x L 19mm)	HS9009429	€ 27,98
23Gx¾	bleu (Ø 0,60mm x L 19mm)	HS9009428	€ 27,98
25Gx¾	orange (Ø 0,50mm x L 19mm)	HS9009427	€ 27,98

Sonde urinaire

Sonde urinaire transparente et flexible en matière synthétique.

Pointe fermée et arrondie (closed end) et 2 ouvertures.

Stérile, emballage individuel.

Conditionnement (12P)

1 Sonde urinaire chat

Longueur 13cm


Ø 1,0mm sans mandrin	HS9008700	€ 27,98
Ø 1,3mm sans mandrin	HS9008701	€ 27,98
Ø 1,0mm avec mandrin	HS9008702	€ 29,98
Ø 1,3mm avec mandrin	HS9008703	€ 29,98

2 Sonde urinaire chien

Longueur 50cm

Ø 2,0mm	HS9008704	€ 41,59
Ø 2,6mm	HS9008705	€ 41,95
Ø 3,3mm	HS9008706	€ 44,59

Les diamètres (Ø) renseignés sont les extérieurs.





Raccord luer

Raccord luer-lock

Perfuseur sans filtre

Perfuseur suivant la norme DIN 58 362.
Prise d'air sans filtre bactérien - Longueur 150cm
Stérile, emballage individuel. Conditionnement (par pièce)

Avec site injection - Raccord luer	HS9008922	€ 0,82
Avec site injection - Raccord luer-lock	HS9008921	€ 0,77



Perfuseur avec site injection en Y

Perfuseur suivant la norme DIN 58 362 avec site d'injection en Y.
Longueur 200cm.
Stérile, emballage individuel. Conditionnement (par pièce)

Avec filtre bactérien - Raccord luer-lock	HS9008923	€ 0,91
Sans filtre bactérien - Raccord luer-lock	HS9008924	€ 0,91



Prolongateur pour perfuseur

Pour la connexion et l'extension des perfuseurs. Sans DEHP avec raccord luer-lock.
Stérile, emballage individuel. Conditionnement (100P)

30cm	HS9008918	€ 39,98
75cm	HS9008452	€ 43,59
100cm	HS9008919	€ 45,59
140cm	HS9008920	€ 57,59



Perfuseur avec filtre

Perfuseur suivant la norme DIN 58 362.
Prise d'air avec filtre bactérien - longueur 180cm
Stérile, emballage individuel. Conditionnement (100P)

Avec site injection - Raccord luer-lock	HS9008450	€ 79,95
Sans site injection - Raccord luer-lock	HS9008451	€ 69,95



Robinet 3 voies

Peut être utilisé pour relier un nombre variable de lignes de perfuseurs.
Stérile, emballage individuel.

Conditionnement (50P)	HS9008454	€ 21,98
-----------------------	-----------	---------




Test rapide de diagnostic

- Simple et facile d'utilisation
- Précis et rapide
- Longue durée de validité
- Conservation à température ambiante, donc utilisable immédiatement

Borrelia

La maladie de Lyme est transmise par la morsure d'une tique gorgée de sang et infectée de la bactérie Borrelia. Ce test permet de vérifier si la tique est atteinte par cette bactérie.

Nécessaire pour ce test : tique



Conditionnement (10P)

Borrelia	HS9008301	€ 99,95
----------	-----------	---------

Parvo

Les symptômes courants de présence du Parvovirus sont les troubles intestinaux, la diarrhée et les vomissements.

Nécessaire pour ce test : fèces

Conditionnement (10P)

Parvo	HS9008300	€ 82,59
-------	-----------	---------

Corona

Le Coronavirus présente les mêmes symptômes que ceux du Parvovirus, mais dans une moindre mesure.

Nécessaire pour ce test : fèces

Conditionnement (10P)

Corona	HS9008302	€ 93,59
--------	-----------	---------

Un animal peut être infecté simultanément par les deux virus. Il n'est pas toujours possible de déterminer la cause de la diarrhée sur base des symptômes. Il est donc recommandé d'effectuer les deux tests.

FeLV/FIV

FeLV (= Feline Leukemia Virus) est une maladie virale qui affecte le système immunitaire du chat, ce qui le rend plus sensible aux infections.

Le virus se transmet principalement par le contact avec d'autres chats. (via la salive, le sang, l'urine, les fèces).

FIV (= Feline Immunodeficiency Virus ou sida du chat)

Le virus se transmet par le sang, principalement par le biais de morsures et la copulation.

Disponible en test distinct ou combiné.

Nécessaire pour ce test : sang pur, plasma, sérum



Conditionnement (10P)

FeLV	HS9008297	€ 79,95
FIV	HS9008298	€ 93,59
FeLV/FIV	HS9008299	€ 111,95

Giardia

La Giardiase est un parasite de l'intestin grêle dont le symptôme principal est la diarrhée.


L'infection se propage par voie orale ou fécale. Cela signifie que les kystes se trouvent dans les matières fécales et infectent l'autre chat (via absorption par la bouche).

Le chien peut s'infecter lui-même en léchant des kystes dissimulés dans son pelage.

Nécessaire pour ce test : fèces

Conditionnement (10P)

Giardia	HS9008303	€ 85,59
---------	-----------	---------





Urigridd

Urigridd est une litière pour chat spécialement conçue pour recueillir leur urine. La litière n'affecte pas l'urine et rend l'examen de celle-ci précis.

Facile à donner au propriétaire du chat.

Emballage avec litière (200g), pipette et flacon HS9009058 € 2,49



Kit diagnostic parasitologique fécal

Pour le prélèvement, le transport et la flottaison des fèces. Ce kit facilite la mise en œuvre de la technique connue de flottaison. Se compose d'un flacon blanc avec couvercle et d'un filtre vert incorporé.

Conditionnement (50P) HS1046154 € 13,49
Liquide de flottaison des fèces 1L HS9009048 € 9,99



Examen échantillon de fèces

Pot en plastique pour prélèvement des fèces avec une spatule fixée au couvercle. Longueur 63mm, Ø 2,2mm, contenu 18ml.

Conditionnement (100P) HS9009740 € 16,29



Uricollect

Instrument de collecte d'urine pour recueillir celle-ci facilement et rapidement. Stérile, emballage individuel avec flacon.

Par pièce HS9008933 € 2,99



Pot à urine

Pot en plastique de 100ml avec couvercle à vis vert pour prélèvement d'urine.

Par pièce HS9009738 € 0,39

Urispec 10 plus VET

Test rapide pour la détection des problèmes rénaux, de vessie et métaboliques.

Paramètres : sang, urobilinogène, bilirubine, protéines, nitrites, cétones, glucose, valeur du pH, leucocytes et densité spécifique dans l'urine des animaux de compagnie.

Applications : troubles rénaux, troubles de l'appareil urinaire, du débit urinaire, cystite, diabète Mellitus ou les maladies métaboliques chez les animaux.

Avantages : la vérification rapide de l'urine permet de se prononcer sur la nécessité d'une intervention médicale.

Pas d'appareil nécessaire. Le test peut facilement être effectué par les vétérinaires ou le personnel médical. Documentation complète et spécification des valeurs de référence.
Rapide et facile à transporter !



Conditionnement (100 bandelettes) HS9003567 € 23,98



Urispec

Test urinaire

Conditionnement (100 bandelettes)

	Glucose	Protéines	pH	Nitrite	Cétose	Urobilinogène	Bilirubine	Sang	Acide ascorbique	Densité	Leucocytes		
GLU	●											HS9002636	€ 8,79
3	●	●	●									HS9002637	€ 12,29
5+	●	●		●		●		●			●	HS9002638	€ 20,48
9+	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	HS9002633	€ 28,48
10SL	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	HS9002634	€ 28,48
11SYS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	HS9002635	€ 28,98



Thermomètre vétérinaire digital

Thermomètre résistant à l'eau avec écran LCD extra grand et embout flexible. Résultat en plus ou moins 10 secondes avec signal sonore et mise en mémoire de la mesure relevée. Plage de mesure 32°C - 42,9°C

Par pièce HS9008161 € 5,29



Thermomètre vétérinaire digital embout dur

Thermomètre résistant à l'eau avec un embout fixe, résultat en maximum 30 secondes.


Par pièce HS9006437 € 4,49



Lampe stylo jetable

Lampe stylo de diagnostic avec une autonomie d'env. 3h.

Conditionnement (6P) HS9008393 € 4,29



Pipette pasteur

Pipette non stérile fabriquée en polyéthylène, d'une longueur de 15cm. Contenu 3ml.

Conditionnement (50P) HS9009059 € 5,49



Tube à essai avec bouchon

Tube à essai non stérile d'une longueur de 10cm. Contenu 16ml.

Conditionnement (20P) HS9009060 € 5,49



Stéthoscope Maxima Dualhead

Stéthoscope classique avec une excellente qualité acoustique des sons cardiaques et pulmonaires. Pavillon en acier inoxydable, lyre avec ressort de tension et tuyau sans latex.

Livré avec une paire d'embouts souples et une autre d'embouts rigides.

Longueur totale 80cm, pavillon Ø 45mm / 30mm.

Conditionnement (par pièce)

Noir	HS9880812	€ 30,98
Bleu foncé	HS9880814	€ 30,98
Bordeaux	HS9880813	€ 30,98

Accessoires Dualhead

Membrane	HS9880829	€ 1,79
Embout oriculaire small 1 paire	HS9880831	€ 3,49
Embout oriculaire large 1 paire	HS9880830	€ 3,49



Stéthoscope Maxima Rappaport

Stéthoscope classique avec un double tuyau et une excellente qualité acoustique. Stéthoscope avec embouts auriculaires inclus et une membrane de réserve pour chaque pavillon.

Longueur totale 73cm, pavillon Ø 45mm / 32mm.

Conditionnement (par pièce)

Noir	HS9880815	€ 17,49
Bleu foncé	HS9880816	€ 17,49
Orange fluo	HS9880817	€ 17,49

Accessoires Rappaport

Membrane small	HS9880833	€ 1,79
Membrane large	HS9880832	€ 1,79
Embout oriculaire soft 1 paire	HS9880834	€ 3,49



Stéthoscope Pédiatrique

Stéthoscope recto-verso, pavillon orientable.

La lyre est composée d'un étrier et d'une liaison en PVC sans latex.

Livré avec des embouts auriculaires blancs en ABS.

Longueur totale 76cm, pavillon Ø 37mm / 29mm.

Pour petits chiens et chats.

Conditionnement (par pièce)

Noir	HS9880827	€ 17,49
------	-----------	---------



Stéthoscope Enfant

Stéthoscope recto-verso, pavillon orientable.

La lyre est composée d'un étrier et d'une liaison en PVC sans latex.

Livré avec des embouts auriculaires blancs en ABS.

Longueur totale 76cm, pavillon Ø 22mm / 22mm.

Pour rongeurs et très petits animaux.

Conditionnement (par pièce)

Gris	HS9880828	€ 17,49
------	-----------	---------



1 Lamelle porte objet

Lavée, polie et emballée (protection contre la poussière) pour une bonne visualisation au microscope.

Dimensions : 76 x 26mm

Épaisseur : 1mm

Conditionnement (50P) HS9002572 € 1,69

2 Lamelle porte objet à bord dépoli

Lamelle inscriptible.

Dimensions : 76 x 26mm

Conditionnement (50P) HS9002573 € 2,49

3 Lamelle couvre objet

La surface propre et exempte de graisse et de poussière contribue à la visualisation optimale des résultats lors de l'examen au microscope.

Verre translucide (classe I)

Dimensions : 18 x 18mm

Conditionnement (100P) HS9002574 € 1,79



Abaisse langue en bois

Spatule en bois de bouleau flexible et résistante avec surface lisse, sans aucune fissure à la surface.

Dimensions : 152 x 17 x 1,8mm (L x L x H)

Conditionnement (500P) HS1002416 € 6,79




Coton tige (écouvillon)

Embout ouaté Ø 5mm

Longueur 15cm - Conditionnement (100P) HS9003155 € 0,99

Longueur 20cm - Conditionnement (50P) HS9003156 € 1,29



Coton tige à deux embouts ouatés

Conditionnement (200P)

Longueur 8cm HS9003154 € 1,49



Test dermatophyte

Test pour détecter les mycoses de peau les plus communes à l'aide de boîtes de Pétri. Le milieu de culture DTM inhibe la croissance des mycoses saprophytes et des bactéries sans empêcher celle des mycoses dermatophytes. Dans ce dernier cas, le terreau change de couleur, et passe de l'orange au rouge.

1 Pétri DTM - Conditionnement (4P) HS9009916 € 18,79

2 Vial DTM - Conditionnement (10P) HS9009917 € 48,59

Il existe une boîte de Pétri divisée en trois compartiments : DTM/ESA/SAB

Sont alors testés : microsporium, trichophyton et epidermophyton.

3 Pétri DTM/ESA/SAB - Conditionnement (6P) HS9009918 € 26,98

Balance digitale max. 200kg

Facile à utiliser, technologie fiable et un écran LCD bien lisible.
(chiffres de 20mm de haut).

Balance en matière synthétique avec un design ultra mince et une rigole (évacuation) sur le pourtour.

Plage de pesée	jusqu'à 200kg (précision 100g)
Dimensions balance	900 x 600 x 40mm (L x l x H)
Poids	9,8kg
Alimentation	220V (2m de câble)
Portable avec poignée	
Support mural pour l'écran inclus	

Par pièce	HS9008640	€ 466,95
-----------	-----------	----------

**Balance digitale max. 15kg**

Cette balance prend peu de place (repliable avec fermeture magnétique).

Facile à utiliser, technologie fiable et un écran LCD bien lisible.

Plage de pesée	15kg (précision 10g)
Dimensions (fermée)	375 x 315 x 105mm (L x l x H)
Dimensions (ouverte)	740 x 315 x 53mm
Poids	1,9kg
Pile incluse	
Fonction arrêt automatique	

Par pièce	HS9008643	€ 129,49
-----------	-----------	----------

**Balance digitale de labo max. 5kg**

Facile à utiliser avec un seul bouton et un écran LCD bien lisible.
Boîtier et plate-forme en acier inoxydable.

Plage de pesée	5kg (précision 1g)
Dimensions balance	170 x 150 x 32mm (L x l x H)
Dimensions plate-forme	120 x 150mm
Pile incluse	
Fonction arrêt automatique	

Par pièce	HS9008641	€ 86,95
Adaptateur secteur	HS9008642	€ 37,48





Oxymètre de pouls modèle mural

Appareil portable d'un usage simple et avec un écran LCD avec éclairage LED. Fréquence cardiaque (25-350bpm) en modes numérique et graphique.

Dimensions 160 x 70 x 37,6mm (H x l x P)
 Poids 165g (sans pile ni chargeur)
 Capacité de mémoire 100 ID-nrs. et 300h
 Fonction d'alarme sonore et visuelle (désactivation possible).
 Fonction arrêt automatique.
 Complet avec doigtier sensoriel, piles (4 x AA), manuel et housse.

Par pièce HS9008273 € 340,95

Options

Capteur lingual/auriculaire HS9008274 € 48,59

1 Chargeur + câble d'alimentation HS9008737 € 82,95

2 Kit de montage + housse de protection HS9008738 € 82,95

Par exemple, pour fixer l'oxymètre de pouls à une cage d'hospitalisation.



Spray et gel pour électrode

Coefficient de conductivité élevé pour ECG, EEG et EMG. Doux pour la peau et antibactérien.

Spray 250ml HS9000855 € 3,79

Gel 250g HS9000847 € 3,79



Eau distillée

1L HS9002576 € 2,99

5L HS9002577 € 3,99



Gel d'échographie Ultrasound

Absolument sans bulles et sans danger pour l'équipement. Doux pour la peau et les muqueuses, sans colorant, ni parfum. Sans stabilisateurs, ni agents conservateurs.

250g pour distributeur HS9000849 € 2,29

1kg pour distributeur HS9000850 € 3,29

5kg bidon souple (pour recharge) HS9000851 € 12,79

Pompe de dosage pour liquides à haute viscosité – voir page 35



Agrafeuse cutanée

Agrafeuse cutanée jetable pour les sutures de peau.
Fournie en standard avec 35 agrafes stériles (7,2 x 4,9mm) en acier chirurgical.

Par pièce HS9007010 € 5,99



Ote agrafe

Rapide, simple d'usage et design ergonomique.
Stérile, emballage individuel.

Par pièce HS9007011 € 2,99

Aiguille de suture

Aiguille de suture vétérinaire en acier inoxydable, résistance élevée à la flexion, aiguille mince et parfaitement coupée pour une meilleure pénétration. Conditionnement (12P)



Aiguille ronde

Taper point – courbe 3/8 – chas fermé ◉

25mm	HS9006625	€ 8,99
31mm	HS9006622	€ 8,99
35mm	HS9006619	€ 8,99
41mm	HS9006617	€ 8,99
46mm	HS9006615	€ 8,99
55mm	HS9006612	€ 8,99
64mm	HS9006610	€ 8,99
73mm	HS9006608	€ 8,99
80mm	HS9006607	€ 8,99

Taper point – courbe 3/8 – chas ouvert ◉

16mm	HS9006514	€ 10,99
20mm	HS9006515	€ 10,99
30mm	HS9006516	€ 10,99
40mm	HS9006517	€ 10,99
45mm	HS9006518	€ 10,99
70mm	HS9006519	€ 10,99
90mm	HS9006520	€ 10,99

Taper point – courbe 1/2 – chas fermé ◉

31mm	HS9006627	€ 8,99
------	-----------	--------

Taper point – courbe 1/2 – chas ouvert ◉

16mm	HS9006502	€ 10,99
20mm	HS9006503	€ 10,99
30mm	HS9006504	€ 10,99
40mm	HS9006505	€ 10,99
55mm	HS9006506	€ 10,99

NEW

Aiguille triangulaire

Courbe 3/8 - chas fermé ▲

25mm	HS9006585	€ 8,99
31mm	HS9006582	€ 8,99
35mm	HS9006579	€ 8,99
41mm	HS9006577	€ 8,99
46mm	HS9006575	€ 8,99
55mm	HS9006572	€ 8,99
64mm	HS9006570	€ 8,99
73mm	HS9006568	€ 8,99
80mm	HS9006567	€ 8,99

Courbe 3/8 – chas ouvert ▲

16mm	HS9006507	€ 10,99
20mm	HS9006508	€ 10,99
30mm	HS9006509	€ 10,99
40mm	HS9006510	€ 10,99
45mm	HS9006511	€ 10,99
70mm	HS9006512	€ 10,99
90mm	HS9006513	€ 10,99

Courbe 1/2 – chas fermé ▲

25mm	HS9006605	€ 8,99
31mm	HS9006602	€ 8,99
35mm	HS9006599	€ 8,99
41mm	HS9006597	€ 8,99
46mm	HS9006595	€ 8,99
55mm	HS9006592	€ 8,99
64mm	HS9006590	€ 8,99
73mm	HS9006588	€ 8,99
80mm	HS9006587	€ 8,99

Courbe 1/2 – chas ouvert ▲

16mm	HS9006497	€ 10,99
20mm	HS9006498	€ 10,99
30mm	HS9006499	€ 10,99
40mm	HS9006500	€ 10,99
55mm	HS9006501	€ 10,99



Manche de bistouri

Manche en métal, stérilisable.


Nr. 3	pour lames nr. 10 à 15	HS1007520	€ 3,79
Nr. 4	pour lames nr. 20 à 24	HS1003973	€ 3,79



Biopsie punch de peau

Instrument jetable pour une biopsie précise.
Stérile, emballage individuel.
Conditionnement (par pièce).


2mm	HS9880082	€ 2,49
3mm	HS9880083	€ 2,49
4mm	HS9880084	€ 2,49
5mm	HS9880085	€ 2,49
6mm	HS9880086	€ 2,49
8mm	HS9880087	€ 2,49



Lame de bistouri

Stérile, emballage individuel.
Conditionnement (100P)

Nr. 10	HS9008938	€ 11,99
Nr. 11	HS9008939	€ 11,99
Nr. 12	HS9008940	€ 11,99
Nr. 15	HS9008942	€ 11,99
Nr. 20	HS9008945	€ 11,99
Nr. 21	HS9008946	€ 11,99
Nr. 22	HS9008947	€ 11,99
Nr. 23	HS9008948	€ 11,99
Nr. 24	HS9008949	€ 11,99




Bistouri jetable

Bistouri jetable avec manche synthétique.
Stérile, emballage individuel.
Conditionnement (10P)

Nr. 10	HS9008950	€ 4,79
Nr. 11	HS9008951	€ 4,79
Nr. 12	HS9008952	€ 4,79
Nr. 15	HS9008954	€ 4,79
Nr. 20	HS9008957	€ 4,79
Nr. 21	HS9008958	€ 4,79
Nr. 22	HS9008959	€ 4,79
Nr. 23	HS9008960	€ 4,79
Nr. 24	HS9008961	€ 4,79



Pour notre instrumentation, nous optons pour la ligne Maxima® fabriquée en acier allemand de qualité supérieure.



Pincette chirurgicale Adson Brown Maxima®

120mm (7 x 7 dents) HS1016911 € 11,29



Pincette chirurgicale Adson Maxima®

120mm (1 x 2 dents) HS1014803 € 8,49



Pincette anatomique Maxima®

115mm	HS1023437	€ 7,79
130mm	HS9008680	€ 7,79
145mm	HS1011272	€ 8,29
150mm	HS9008681	€ 8,79



Pincette ophtalmique Maxima®

1 Droite		
105mm	HS1016897	€ 7,79
2 Courbe		
105mm	HS1017739	€ 7,79



Pincette anatomique Adson Maxima®

120mm micro	HS1028861	€ 12,29
120mm	HS1016279	€ 8,79



Pincette chirurgicale à iris Maxima®


1 Courbe		
105mm Graefe	HS9003812	€ 10,79
Droite		
100mm (1 x 2 dents)	HS1016898	€ 7,79



Ciseaux chirurgicaux Maxima®

Droit mousse/mousse


115mm	HS9008696	€ 13,99
130mm	HS9008689	€ 14,79
145mm	HS1004352	€ 14,99
165mm	HS9003847	€ 15,29
185mm	HS9003844	€ 15,79



Ciseaux chirurgicaux Maxima®

Courbe mousse/mousse

115mm	HS9008695	€ 14,29
130mm	HS9008690	€ 14,99
165mm	HS9003845	€ 15,29
185mm	HS9003846	€ 15,99



Ciseaux chirurgicaux Maxima®

Droit pointu/pointu

115mm	HS1023440	€ 14,29
145mm	HS1004549	€ 14,99
165mm	HS1004104	€ 15,29



Ciseaux chirurgicaux Maxima®

Courbe pointu/pointu


145mm	HS1003874	€ 15,49
-------	-----------	---------



Ciseaux chirurgicaux Maxima®

Droit pointu/mousse

145mm	HS1007561	€ 16,79
165mm	HS1004502	€ 19,29



Ciseaux chirurgicaux Maxima®

Courbe pointu/mousse

145mm	HS1002350	€ 15,49
-------	-----------	---------




Ciseaux chirurgicaux Metzenbaum Maxima®

1 Droit

145mm	HS1018823	€ 18,49
180mm	HS1016892	€ 19,99

2 Courbe

145mm	HS1008335	€ 19,49
180mm	HS1005142	€ 20,99



Ciseaux à iris Maxima®

1 Droit

90mm	HS1025248	€ 13,79
100mm	HS1016893	€ 12,29
115mm	HS1008118	€ 12,79

2 Courbe

90mm	HS1023439	€ 13,79
100mm	HS1018111	€ 12,29
115mm	HS1005880	€ 12,79



Le nettoyage et l'entretien des instruments sont indispensables à leur utilisation et contribuent grandement à leur longévité.

- Toujours commencer par nettoyer les instruments ! Les résidus d'opération, de lubrifiants ou de produits d'entretien peuvent causer des taches ou dépôts. Il existe 3 méthodes de nettoyage : manuelle – par ultrasons – machine à laver. La température idéale de l'eau doit se situer entre 40°C et 60°C.
- Un contrôle visuel est nécessaire : les instruments doivent être propres à l'œil nu. La vérification des points de charnières est donc très importante. Orange Oil Spray (voir page 42) est idéal pour éliminer des traces de sang.
- Toujours rincer à l'eau déminéralisée. L'eau du robinet contient des minéraux pouvant causer des décolorations.
- Ensuite sécher les instruments manuellement à l'aide de lingettes non pelucheuses (voir page 40) ou à l'air comprimé.
- Lubrifier les points de charnières avec de l'huile de paraffine pure ou de l'huile pour instruments. Enlever l'excédent d'huile ou de paraffine. Cette huile convient pour la stérilisation dans un autoclave.
- Pour la stérilisation à la vapeur, emballer les sets d'instruments de préférence sous container perforé avec filtre. Pour les instruments séparés, utiliser des gaines ou sachets de stérilisation (composés d'une face papier opaque et d'une face plastique transparente, voir page 38).
- Stérilisation à la vapeur (autoclave) avec séchage intensif.
- Après stérilisation, marquer le sachet avec un autocollant indiquant la date de péremption. Pour un emballage simple, la date de péremption est de 1 mois. Pour les containers, 3 mois. Si vous conservez les instruments dans les conditions idéales décrites au point 9, vous pouvez ajouter 3 mois supplémentaires.
- Conserver les sachets stériles à température ambiante, dans un endroit sec et sans poussière, loin de produits chimiques. Les produits élastiques sont à conserver dans un endroit sombre.



Ciseaux chirurgicaux Mayo Maxima®

1 Droit

145mm	HS1004018	€ 14,29
170mm	HS9003841	€ 17,99

2 Courbe

145mm	HS1003105	€ 15,29
170mm	HS9003840	€ 19,99



Ciseaux de dissection Mayo Maxima®

1 Droit

170mm	HS1004833	€ 16,29
190mm	HS9008693	€ 24,98

2 Courbe


170mm	HS1001627	€ 16,49
190mm	HS9008692	€ 24,98



Ciseaux pour ténotomie de Stevens Maxima®

Droit

100mm mousse/mousse	HS9008860	€ 25,98
1 100mm pointu/pointu	HS9008863	€ 25,98



Ciseaux à ligature Spencer Maxima®


Droit

90mm	HS1006024	€ 17,79
105mm	HS9003848	€ 18,49



Ciseaux à pansement Lister Maxima®

145mm	HS1006589	€ 12,99
180mm	HS1015267	€ 18,99




Pince hémostatique Kocher Maxima®

1 Droite

140mm	HS9003831	€ 18,49
160mm	HS9003832	€ 21,98
180mm	HS9003833	€ 25,48

2 Courbe


140mm	HS9003828	€ 18,49
160mm	HS9003829	€ 21,98
180mm	HS9003830	€ 25,48



Ciseaux La Grange


Courbe

115mm	HS9002084	€ 8,79
-------	-----------	--------



Pince à corps étranger de Hartmann Maxima®

140mm	HS9008669	€ 63,95
-------	-----------	---------



Pince hémostatique Rochester-Pean Maxima®

1 Droite

160mm	HS1005738	€ 21,98
-------	-----------	---------


Courbe

160mm	HS1006870	€ 21,98
180mm	HS9003838	€ 24,48



Pince hémostatique Halstead-Mosquito Maxima®


1 Droite			
125mm	HS1000846	€ 16,49	
2 Courbe			
125mm	HS1002376	€ 16,49	



Pince hémostatique Mosquito Micro Maxima®


Courbe

1 100mm à griffes	HS9003836	€ 14,99
100mm à dents	HS9006283	€ 14,99



Pince hémostatique Crille Maxima®

1 Droite			
140mm	HS1008285	€ 16,29	
Courbe			
140mm	HS1001117	€ 16,29	



Pince hémostatique Spencer Wells Maxima®

1 Droite

130mm	HS9008671	€ 18,99
150mm	HS9008673	€ 21,48
180mm	HS9008675	€ 26,48
200mm	HS9008677	€ 31,98
230mm	HS9008679	€ 36,98

2 Courbe

130mm	HS9008672	€ 18,99
160mm	HS9008522	€ 21,48
180mm	HS9008674	€ 26,48
200mm	HS9008676	€ 31,98
230mm	HS9008678	€ 36,98



TC est l'abréviation pour 'carbure de tungstène' (Widia). Les lames ou les mors sont fabriqués à partir d'acier trempé pour une plus longue durée de vie. Ces instruments sont reconnaissables à leurs poignées dorées




Porte aiguille Olsen-Hegar Maxima®

140mm	HS1001395	€ 31,98
170mm	HS1029182	€ 40,59
140mm TC	HS1001432	€ 63,95



Porte aiguille Crille Wood Maxima®

150mm	HS1017128	€ 22,48
150mm TC	HS1007943	€ 62,95



Porte aiguille Mathieu Maxima®

140mm modèle fin	HS9003818	€ 99,95
140mm	HS9008406	€ 36,48
170mm	HS9008407	€ 41,95



Porte aiguille Mayo-Hegar Maxima®

140mm	HS1008670	€ 18,29
160mm	HS9008848	€ 25,98
180mm	HS9008862	€ 28,48
160mm TC	HS1006116	€ 57,59




Pince à champ Backhaus Maxima®

90mm	HS1014934	€ 15,29
110mm	HS9003822	€ 15,29
130mm	HS1013568	€ 16,79



Pince à champ Schaedel Maxima®

90mm	HS9008684	€ 12,49
------	-----------	---------




Ecarteur de Farabeuf Maxima® (2P)

120mm	HS9003816	€ 12,99
150mm	HS9003817	€ 15,99



Ecarteur de Senn Maxima®

160mm mousse	HS1001810	€ 18,99
160mm pointu	HS1001499	€ 18,99



Pince à préhension d'Allis Maxima®

130mm (4 x 5 dents)	HS9008666	€ 26,98
150mm (4 x 5 dents)	HS1011848	€ 26,98
150mm (5 x 6 dents)	HS9008849	€ 26,98



Plateau haricot

Plateau jetable haricot, 100% pâte à papier. Autoclavable.

Conditionnement (320P)	HS9009416	€ 21,49
------------------------	-----------	---------



L'utilisation de gants est recommandée pour les traitements qui entraînent le contact avec du sang, des fluides corporels, des fluides de sécrétion et d'excrétion (urine, fèces...), des muqueuses et de la peau non-intacte. Ceci afin de prévenir le transfert de micro-organismes d'un animal vers un autre par la manipulation mais aussi de vous protéger.



Gant d'examen Supergrip

Latex/Non poudré

Gant d'examen non stérile de qualité supérieure avec une surface micro structurée pour un meilleur grip.

Conditionnement (100P)

XS	(5-6)	HS9002535	€ 7,79
S	(6-7)	HS9002536	€ 7,79
M	(7-8)	HS9002537	€ 7,79
L	(8-9)	HS9002538	€ 7,79
XL	(9+)	HS9002539	€ 7,79



Gant d'examen Aloë vera

Latex/Non poudré

Gant d'examen non stérile contenant du gel d'Aloë vera. Les mains sont ainsi protégées durant le travail.

Conditionnement (100P)

XS	(5-6)	HS9002871	€ 8,29
S	(6-7)	HS9002872	€ 8,29
M	(7-8)	HS9002873	€ 8,29
L	(8-9)	HS9002874	€ 8,29
XL	(9+)	HS9002875	€ 8,29



Gant d'examen Economy

Latex/Poudré

Gant d'examen non stérile d'une épaisseur de seulement 0,15mm. Cela procure une sensation optimale au toucher et avec une bonne adaptation aux formes de la main.

Conditionnement (100P)

XS	(5-6)	HS1010954	€ 5,49
S	(6-7)	HS1015137	€ 5,49
M	(7-8)	HS1019020	€ 5,49
L	(8-9)	HS1014477	€ 5,49



Un produit ne répond pas
à vos attentes ?
Nous le reprenons !



Les gants Nitril offrent une bonne alternative aux gants en latex. Ils sont fabriqués à 100% en nitril et conviennent en tant que gant d'examen à usage unique. Ils sont très résistants aux perforations et ont une bonne prise, même humides.



Gant d'examen Nitril

Sans latex/Non poudré

Gant d'examen non stérile avec un grand confort et avec une bonne adaptation aux formes de la main. Souple et solide avec le bout des doigts rugueux pour un meilleur grip.

Couleur blanc

Conditionnement (200P)

XS	(5-6)	HS9008652	€ 12,49
S	(6-7)	HS9008653	€ 12,49
M	(7-8)	HS9008654	€ 12,49
L	(8-9)	HS9008655	€ 12,49
XL	(9+)	HS9008656	€ 12,49

Couleur bleu

Conditionnement (100P)

XS	(5-6)	HS9003954	€ 7,99
S	(6-7)	HS9003955	€ 7,99
M	(7-8)	HS9003956	€ 7,99
L	(8-9)	HS9003957	€ 7,99
XL	(9+)	HS9003958	€ 7,99



Gant d'examen Criterion

Vinyle

Gant d'examen non stérile sans latex avec une bonne adaptation aux formes de la main et une résistance élevée à la traction. Fabriqué à base de vinyle souple et résistant. Hypoallergénique.

Conditionnement XS, S, M, L (100P)

Conditionnement XL (90P)

Poudré

XS	(5-6)	HS9008172	€ 3,79
S	(6-7)	HS9008171	€ 3,79
M	(7-8)	HS9008170	€ 3,79
L	(8-9)	HS9008169	€ 3,79
XL	(9+)	HS9008168	€ 3,79

Non poudré

XS	(5-6)	HS9008167	€ 3,99
S	(6-7)	HS9008166	€ 3,99
M	(7-8)	HS9008165	€ 3,99
L	(8-9)	HS9008164	€ 3,99
XL	(9+)	HS9008163	€ 3,99



Gant d'opération Criterion

Gant d'opération stérile d'un confort élevé et avec une bonne adaptation aux formes de la main. Facile à enfiler même avec des mains humides grâce à sa couche interne de polymère. Stérile, emballage par paire. Conditionnement (50 paires)

Poudré (antiallergique)

Nr 5,5	HS1047721	€ 20,98
Nr 6	HS1043500	€ 20,98
Nr 6,5	HS1049242	€ 20,98
Nr 7	HS1043501	€ 20,98
Nr 7,5	HS1045920	€ 20,98
Nr 8	HS1044696	€ 20,98
Nr 8,5	HS1045787	€ 20,98
Nr 9	HS1049192	€ 20,98

Non poudré

Nr 5,5	HS1046125	€ 38,29
Nr 6	HS1045073	€ 38,29
Nr 6,5	HS1049218	€ 38,29
Nr 7	HS1043502	€ 38,29
Nr 7,5	HS1043503	€ 38,29
Nr 8	HS1043563	€ 38,29
Nr 8,5	HS1047315	€ 38,29
Nr 9	HS1047227	€ 38,29



Porter un masque pour nez/bouche pendant une opération prévient la contamination de la zone opérationnelle par des micro-organismes en cas de toux, éternuement ou autres.



Masque chirurgical Earloop

Tissu molletonné blanc et doux avec une excellente adaptation au visage et bonne filtration. Sans latex, ni fibre de verre, avec élastiques attache-oreille et pince-nez. Conditionnement (50P)

Blanc	HS9006148	€ 3,79
Bleu	HS9006146	€ 3,79
Vert	HS9006147	€ 3,79



Masque chirurgical Tie on

Tissu molletonné blanc et doux avec une haute capacité de filtration. Masque résistant à l'humidité, d'un grand confort avec lanières à nouer et pince-nez. Conditionnement (50P)

Blanc	HS9006145	€ 4,99
Bleu	HS9006143	€ 4,99
Vert	HS9006144	€ 4,99



Bonnet de chirurgien en résille

Bonnet résille universel avec élastique autour. Très agréable et facile à porter. Conditionnement (100P)

Bleu	HS1046058	€ 6,29
------	-----------	--------



Couvre-chaussure

Couvre-chaussure universel, non stérile avec texture anti-dérapiage. Conditionnement (100P)

Bleu	HS1049452	€ 6,49
------	-----------	--------



Gant d'examen long Sensitive/Soft

Gant d'examen non stérile fabriqué dans une matière souple et résistante. La dextérité reste donc bien préservée. Pas d'irritation lors de l'examen ou de l'insémination.

Conditionnement (100P)

1	Taille "Homme"	orange	HS9009606	€ 12,29
2	Taille "Femme"	orange	HS9009607	€ 12,29
3	Taille universelle Soft	vert	HS9009608	€ 9,99



Gant d'examen long Soft avec attache épaule

Gant d'examen non stérile fabriqué dans une matière souple et résistante. Avec attache épaule pour une meilleure protection.
Couleur : vert

Conditionnement (50P)	HS9009609	€ 13,99
-----------------------	-----------	---------



Gant d'examen long avec élastique

Gant d'examen non stérile fabriqué dans une matière souple et résistante. Taille universelle avec un élastique en haut du bras pour une meilleure fixation.

Conditionnement (100P)

S	HS9880490	€ 14,29
L	HS9880489	€ 14,29



Gel lubrifiant Lubricant

Gel lubrifiant à base d'eau. Ne tache pas et est hypoallergénique.

1L bidon	HS9003377	€ 4,49
10L bidon	HS9003378	€ 26,48

Pompe de dosage pour liquides à haute viscosité – voir page 35



Gel lubrifiant Vet Lube

Flacon de dosage pratique avec gel d'examen prêt à l'emploi.

Flacon 500ml	HS9880135	€ 3,79
--------------	-----------	--------



Tablier de vêlage

Tablier de vêlage en polyéthylène non stérile à usage unique. Conditionnement (par pièce)

140cm	HS9880526	€ 0,99
156cm	HS9880527	€ 1,05
165cm	HS9880528	€ 1,07



Tablier d'opération

Tablier d'opération à usage unique, fabriqué dans un matériau non tissé. Système de boutons autour du cou et sur le côté pour garantir la stérilité de l'utilisateur. Les poignets élastiques offrent plus de confort au niveau des manches. Stérile, emballage par pièce.

M	HS9008381	€ 3,99
L	HS9008382	€ 3,99
XL	HS9008383	€ 3,99



Tablier de vêlage

Tablier de vêlage en polyéthylène non stérile à usage unique. Avec bandes sur le dos et aux poignets pour un ajustement optimal. Stérile, emballage par pièce.

130cm	HS9880503	€ 2,49
-------	-----------	--------



Un produit ne répond pas à vos attentes ?
Nous le reprenons !



Conseils pour le nettoyage des mains

- Ouvrir le robinet avec le coude
- Bien mouiller les mains à l'eau courante
- Appliquer le savon liquide sur les mains
- Bien frotter les mains pendant au minimum 10 secondes
- Frotter aussi le bout des doigts, les pouces, entre les doigts et les poignets selon la technique du nettoyage et de la désinfection des mains
- Bien rincer les mains et fermer le robinet avec le coude
- Sécher les mains avec une serviette en papier jetable (ainsi que les poignets et entre les doigts)



EuroSept Max Sensitive lotion lavante

Lotion lavante sans savon pour le nettoyage et le soin des peaux sensibles.

Sans colorants, ni parfums, pH neutre.

1L flacon	HS9002608	€ 8,29
5L bidon	HS9002609	€ 34,98

Pompe ou robinet pour bidon – voir page 35



EuroSept Max lotion lavante

Lotion lavante sans savon pour le nettoyage et le soin des peaux. Légèrement parfumé, pH neutre.

500ml handwash	HS9006136	€ 2,49
1L flacon	HS9002594	€ 7,29
5L bidon	HS9001317	€ 27,48

Pompe ou robinet pour bidon – voir page 35



Brosse chirurgicale

Autoclavable.

Par pièce	HS9008916	€ 2,99
-----------	-----------	--------



Distributeur mural

Convient pour les flacons de 1L des produits de marque Henry Schein. A utiliser avec la main ou le coude, autoclavable et facile à nettoyer.

Par pièce	HS9792554	€ 43,95
-----------	-----------	---------



Conseils pour la désinfection des mains

- Appliquer le liquide de désinfection sur les mains sèches
- Utiliser assez de liquide en remplissant tout le creux de la paume de la main
- Frotter les mains soigneusement pendant au minimum 30 secondes jusqu'à ce qu'elles soient sèches
- Frotter aussi le bout des doigts, les pouces, entre les doigts et les poignets selon la technique du nettoyage et de la désinfection des mains



EuroSept Max liquide de désinfection des mains

Liquide de désinfection des mains prêt à l'emploi à base d'alcool pour la désinfection chirurgicale et hygiénique des mains.

150ml flacon	HS9009655	€ 3,49
500ml flacon	HS9009656	€ 6,49
1L flacon	HS9009657	€ 8,79
5L bidon	HS9009658	€ 41,59

Pompe ou robinet pour bidon – voir page 35



La désinfection, mais surtout le nettoyage fréquent des mains, peut dessécher et irriter la peau. L'utilisation d'une crème hydratante peut y remédier. Si possible, frotter la crème sur les mains avant de prendre une pause ou à la fin d'une journée de travail.



Crème pour les mains

Crème de soin et de protection pour les mains soumises à des lavages fréquents.

Tube 100g	HS1045305	€ 6,99
-----------	-----------	--------



EuroSept Max accessoires

1 Pistolet pulvérisateur pour flacon d' 1L	HS9001297	€ 2,49
2 Pompe doseuse (20ml) pour bidon de 5L et 10L	HS9001300	€ 7,29

3 Pompe doseuse liquides haute viscosité	HS9794139	€ 10,29
4 Clé d'ouverture pour bidon de 5L et 10L	HS9790897	€ 3,49
5 Robinet pour bidon de 5L et 10L	HS9001301	€ 4,99



La condition pour une bonne stérilisation est un nettoyage en profondeur des objets à stériliser. La contamination dans des endroits inaccessibles (par ex. espaces creux, charnières, fentes) ne peut être effectivement éliminée que grâce à un bain à ultrasons. Les ondes ultrasons créent des vibrations uniques avec une pression très variable. Au cours de la phase à basse pression se créent des petites bulles qui éclatent à haute pression. Le haut niveau d'énergie ainsi générée assure un nettoyage efficace de tous les objets immergés.

1. Toujours respecter la concentration recommandée du détergent utilisé. Avec EuroSept Max Instrument, il s'agit d'une concentration de 1,5% jusqu'à 3%. Avec un réservoir de liquide de 4L (pour le Sweep 2000), cela correspond à un dosage équivalent de 60ml à 100ml.
2. Utilisez seulement le chauffage du bain à ultrasons lors d'un démarrage à froid. La température de l'eau doit toujours rester inférieure à 45°C pour éviter la coagulation du sang.
3. Après le nettoyage aux ultrasons, rincer abondamment les instruments à l'eau déminéralisée. L'eau du robinet contient des minéraux pouvant causer des décolorations.
4. Ensuite sécher les instruments manuellement à l'aide de lingettes non pelucheuses (voir page 40) ou à l'air comprimé.
5. Lubrifier les charnières avec un spray pour instruments ou avec une goutte d'huile de paraffine pure. Retirer l'excès de lubrifiant. Le lubrifiant convient pour la stérilisation en autoclave.
6. Pour la stérilisation à la vapeur, emballer les sets d'instruments de préférence sous container perforé avec filtre. Pour les instruments séparés, utiliser des gaines ou sachets de stérilisation (composés d'une face papier opaque et d'une face plastique transparent, voir page 38).
7. Passage à l'autoclave en respectant les directives (autoclave B).



Bain à ultrasons Sweep 2000

L'appareil comprend un élément chauffant, un couvercle intégré (filtre le bruit généré par les ultrasons) et une évacuation élargie.

L'unité est facile à nettoyer et est livrée sans panier.

Dimensions intérieures du réservoir 28,6 x 14 x 8,9cm.

Sweep 2000 - Contenu 4L	HS9006375	€ 639,95
Petit panier en acier inoxydable	HS9792676	€ 82,95



EuroSept Max Instrument

Moyen de désinfection (forte concentration) et de nettoyage pour les instruments.

Temps d'action env. 15 minutes à une dilution de 3% et env. 60 minutes à une dilution de 1,5%.

Sans aldéhyde – Liquide bleu.

Efficacité : virucide, bactéricide, fongicide, tuberculocide et HBV/HIV.

2L flacon	HS9003331	€ 33,98
5L bidon	HS9003332	€ 61,95

Pompe ou robinet pour bidon – voir page 35



Bac de désinfection pour instruments

Fabriqué dans une matière synthétique de haute qualité, résistant aux désinfectants agressifs. Equipé d'un panier perforé grâce auquel les instruments peuvent être facilement retirés et lavés. Dimensions 34 x 21 x 12cm.


Contenu 4L	HS9006475	€ 54,95
------------	-----------	---------



Anneaux de marquage pour instruments

Assortiment de 8 couleurs différentes pour identifier les instruments.

Conditionnement (50P)	HS1009163	€ 6,79
-----------------------	-----------	--------



Cassette pour instruments

Cassette pratique en inox pour instruments avec barrettes porte-instruments en silicone bleu. Cette cassette supporte les passages en autoclave jusqu'à 135°C et en thermo-désinfecteur.

1 Pour 5 instruments	7,3 x 18,3 x 3,2cm	HS9008543	€ 29,48
2 Pour 10 instruments	14,5 x 18,3 x 3,2cm	HS9008544	€ 41,59
3 Pour 16/20 instruments	27,9 x 18,3 x 3,2cm	HS9008545	€ 73,59



Thermosoudeuse 2000

Thermosoudeuse pour gaines de stérilisation en rouleau ou sachets de stérilisation. Le potentiomètre digital pour le réglage de la température empêche toute combustion / surchauffe et assure ainsi une longue durée de vie à l'élément chauffant. La régularité de la pression donne un joint d'étanchéité fiable de 10mm. L'emballage est découpé sur mesure grâce au dispositif de coupe intégré.

Convient pour une largeur de scellage allant jusqu'à 29cm. Réglage digital de la température. Dispose d'un écran et d'alarmes visuelle et sonore.

Par pièce HS9006377 € 529,95



Gaines de stérilisation

Ces rouleaux sont fabriqués en papier robuste avec champ indicateur et une partie en film transparent.

Longueur 200m

Conditionnement (par pièce)

5cm	HS9002991	€ 15,99
7,5cm	HS9002992	€ 25,48
10cm	HS9002993	€ 33,98
15cm	HS9880485	€ 50,59
20cm	HS9880486	€ 67,95
25cm	HS9880487	€ 85,59
30cm	HS9880488	€ 101,95



Sachets de stérilisation avec fermeture adhésive

Sachets de qualité avec triple soudure, large fermeture adhésive et champ indicateur. Convient pour autoclave et stérilisation chimique. Réglage digital de la température. Dispose d'un écran et d'alarmes visuelle et sonore.

Conditionnement (200P)

8,3 x 15,9cm	HS9002984	€ 9,29
8,9 x 25,4cm	HS9002983	€ 11,79
13,4 x 28cm	HS9002985	€ 17,99
25,4 x 38,1cm	HS9002986	€ 43,95



Pour vérifier le bon fonctionnement de votre autoclave, il est conseillé d'effectuer quotidiennement les tests suivants :

1. Test d'étanchéité
2. Bowie & Dick test
3. Helix test : pour l'utilisation fréquente d'instruments creux



Adhésif indicateur


L'adhésif ne prouve pas la stérilité. Il sert uniquement à faire la distinction entre les instruments à stériliser d'une part et ceux déjà stérilisés d'autre part.

Pour usage en autoclave.

Longueur 50m.

Conditionnement (par pièce)

1,9cm	HS9001838	€ 5,49
2,5cm	HS9001839	€ 8,29



Test Bowie & Dick

Test pour vérifier le bon fonctionnement de l'autoclave.

Ce test est recommandé avant toute utilisation de l'autoclave.


Kit avec 20 tests	HS9008646	€ 102,95
Recharge avec 20 tests	HS9008647	€ 37,48



Marqueur indicateur

Ce marqueur peut aisément écrire sur la face papier des sachets de stérilisation. Après une procédure de stérilisation correcte, la couleur rouge passe au vert. Ceci n'est toutefois pas une preuve de stérilité.

Par pièce	HS9008492	€ 10,29
-----------	-----------	---------



Test Helix

Test pour contrôler le bon fonctionnement à vide de l'autoclave à cycles de type B.

Ce test est recommandé avant toute utilisation de l'autoclave.

Kit avec 250 indicateurs	HS9008649	€ 92,95
Recharge avec 250 indicateurs	HS9008650	€ 51,59



EuroSept Max Surface citron

Moyen de désinfection très efficace pour les surfaces, sans aldéhyde. Solution prête à l'emploi avec un frais parfum de citron.
Temps d'action env. 1 minute.
Efficacité : virucide, bactéricide, fongicide, tuberculocide et HBV/HIV.

1L flacon	HS9002089	€ 17,29
5L bidon	HS9002090	€ 51,59

Pompe ou robinet pour bidon – voir page 35



EuroSept Max lingettes

Lingettes prêtes à l'emploi pour la désinfection des surfaces et des instruments.
Conditionnement (150P)

Dispenser	HS9001292	€ 8,79
Recharge	HS9001293	€ 7,29



Lingettes de nettoyage à sec

Lingettes de nettoyage à sec multi usages, non pelucheuses et absorbantes. Dimensions 32,5 x 40cm.
Conditionnement (50P)

Distributeur	HS9002938	€ 8,49
--------------	-----------	--------



EuroSept Max lingettes XL citron

Lingettes XL prêtes à l'emploi pour la désinfection des surfaces et des instruments avec un frais parfum de citron. Temps d'action env. 1 minute. Efficacité : bactéricide, fongicide, tuberculocide, HBV/HIV. Dimensions 20 x 22cm.
Conditionnement (200P)

Distributeur	HS9002096	€ 14,29
Recharge	HS9002095	€ 11,29



Papier en rouleau

Papier blanc en rouleau à dévidage central.
Résistant et bien absorbant.

Papier en rouleau Mini


Conditionnement (12P)

1 épaisseur	largeur 21,5cm, longueur 120m	HS9003314	€ 31,98
2 épaisseurs	largeur 23cm, longueur 60m	HS9003318	€ 31,98

Papier en rouleau Midi

Conditionnement (6P)

1 épaisseur	largeur 21,5cm, longueur 275m	HS9003315	€ 35,48
2 épaisseurs	largeur 21cm, longueur 160m	HS9003316	€ 35,48



Serviette en papier C-fold

Serviette particulièrement douce et bien absorbante.
2 épaisseurs. Dimensions 23 x 33cm

Conditionnement (16 x 150P)	HS9003323	€ 26,48
-----------------------------	-----------	---------



Serviette en papier Zigzag

Serviette particulièrement douce et bien absorbante.

1 épaisseur, dimensions 23 x 25cm		
Conditionnement (20 x 250P)	HS9003324	€ 32,48
2 épaisseurs, dimensions 25 x 23cm		
Conditionnement (15 x 214P)	HS9003325	€ 24,98
3 épaisseurs, dimensions 32 x 22cm		
Conditionnement (20 x 125P)	HS9003326	€ 56,59



Distributeur de papier

Distributeur mural en matière synthétique, blanc.

Distributeur Mini

Par pièce	HS9008449	€ 25,98
-----------	-----------	---------

Distributeur Midi

Par pièce	HS9008448	€ 33,48
-----------	-----------	---------



Distributeur serviette en papier

Distributeur mural en matière synthétique, blanc.

Distributeur C-fold

Par pièce	HS9008447	€ 30,48
-----------	-----------	---------

Distributeur Zigzag

Par pièce	HS9008446	€ 33,48
-----------	-----------	---------



Papier pour table

Fabriqué à base d'un papier crêpe d'excellente qualité, de 2 épaisseurs, perforé tous les 40cm. Même si le papier est mouillé, reste résistant à la traction. Longueur 50m. Conditionnement (9P)

50cm	HS9008498	€ 36,48
59cm	HS9008500	€ 41,95



Rouleau anti peluches

Pour enlever facilement les poils et les peluches des textiles. Idéal pour l'usage au cabinet ou à la maison pour les propriétaires d'animaux.

Set (1 poignée + 2 rouleaux)	HS9006417	€ 2,49
Recharge (4 rouleaux)	HS9006418	€ 3,29



Papier toilette

2 épaisseurs

Conditionnement (48P)	HS9003328	€ 14,29
-----------------------	-----------	---------

3 épaisseurs

Conditionnement (56P)	HS9006481	€ 32,48
-----------------------	-----------	---------



Mouchoirs

Mouchoirs blancs et particulièrement doux dans une boîte distributrice. Sans colorants, ni parfums.

Conditionnement (100P)	HS9002377	€ 0,99
------------------------	-----------	--------



Sac poubelle

Sac poubelle noir solide en film biodégradable avec lien de fermeture intégré. Epaisseur 30,5µm. Conditionnement (20 rouleaux – 20 sacs par rouleau)

83 x 70cm 50L	HS9009401	€ 47,59
---------------	-----------	---------



Spray à l'huile d'orange

Moyen de nettoyage pour surfaces, instruments, etc. à base d'ingrédients naturels. Idéal pour les souillures comme les traces de sang et les résidus de colle, convient pour les plaques de verre, de céramique, les surfaces en inox et les instruments.

Spray 200ml	HS9002485	€ 6,49
-------------	-----------	--------



Alèse

Alèse à grand pouvoir absorbant avec un film en polyéthylène sur la face inférieure.

Conditionnement (30P)

40 x 60cm	HS9008132	€ 4,49
60 x 60cm	HS9008133	€ 5,99
60 x 90cm	HS9008134	€ 8,49



Champ opératoire

Champ opératoire vert en polyéthylène souple et résistant.

Stérile, emballage individuel

Conditionnement (25P)

30 x 45cm	HS9008810	€ 15,99
45 x 60cm	HS9008811	€ 16,79
60 x 90cm	HS9008812	€ 17,99
90 x 120cm	HS9008813	€ 23,48
120 x 120cm	HS9008814	€ 29,99
120 x 180cm	HS9008815	€ 38,29
120 x 250cm	HS9008816	€ 56,29




NEW

Champ opératoire adhésif avec fermeture sur le long côté

Film en polyéthylène avec couche absorbante en polypropylène.

Stérile, emballage individuel

50 x 50cm	Conditionnement (110P)	HS9881772	€ 39,98
50 x 70cm	Conditionnement (120P)	HS9881770	€ 56,59
75 x 90cm	Conditionnement (50P)	HS9881771	€ 43,59




NEW

Champ opératoire avec trou

Film en polyéthylène avec couche absorbante en viscose.

Stérile, emballage individuel

50 x 70cm - trou Ø 7cm	Conditionnement (90P)	HS9881777	€ 32,48
75 x 90cm - trou Ø 10cm	Conditionnement (30P)	HS9881778	€ 21,48




NEW

Champ opératoire adhésif avec trou

Film en polyéthylène avec couche absorbante en polypropylène.

Stérile, emballage individuel

45 x 30cm - trou 10 x 5cm	Conditionnement (25P)	HS9881765	€ 28,48
45 x 30cm - trou 15 x 7,5cm	Conditionnement (25P)	HS9881766	€ 28,48
45 x 30cm - trou 6,5 x 2cm	Conditionnement (25P)	HS9881764	€ 24,48
45 x 75cm - trou 8 x 25cm	Conditionnement (100P)	HS9881768	€ 103,95
45 x 75cm - trou 9 x 20cm	Conditionnement (100P)	HS9881767	€ 90,95
88 x 75cm - trou 27 x 13cm	Conditionnement (60P)	HS9881769	€ 87,59



NEW

Champ opératoire adhésif 2 pièces

Film en polyéthylène avec couche absorbante en viscose.

Stérile, emballage individuel


45 x 75cm - 2 pièces	Conditionnement (60P)	HS9881779	€ 69,59
----------------------	-----------------------	-----------	---------



Spray adhésif

Colle adhésive en spray pour champ opératoire.

Spray 150ml HS9002697 € 6,99



Set chirurgical pour la colique du cheval

Ce set se compose d'alèses pour le corps et les pattes arrière du cheval ainsi que 2 sacs pour contenir les intestins.

Par set HS9008243 € 37,48



Le nombre de plis renseigne le nombre d'épaisseurs de la compresse. Plus le nombre de plis est élevé, plus la compresse est absorbante.



Compresse de gaze NS

Compresse non stérile, tissée, 100% coton. Conditionnement (100P)

8plis

5 x 5cm	HS9003180	€ 0,98
7,5 x 7,5cm	HS9003181	€ 1,99
10 x 10cm	HS9003179	€ 2,99

12plis

5 x 5cm	HS9003177	€ 1,99
7,5 x 7,5cm	HS9003178	€ 3,49
10 x 10cm	HS9003175	€ 5,99



Compresse de gaze ST

Compresse stérile, 100% coton, 12 plis.

5 x 5cm	Conditionnement (50 x 2P)	HS9003223	€ 2,99
7,5 x 7,5cm	Conditionnement (40 x 2P)	HS9003224	€ 3,79
10 x 10cm	Conditionnement (25 x 2P)	HS9003225	€ 3,99



Compresse non tissée NS

Compresse non stérile, non tissée, 4 plis. Ces compresses sont douces et agréables au toucher et ont une grande capacité d'absorption.

Conditionnement (200P)

5 x 5cm	HS9003263	€ 1,49
7,5 x 7,5cm	HS9003308	€ 2,79
10 x 10cm	HS9003309	€ 3,29



Bande tubulaire

Bande flexible tissée en rouleau sans couture. Pour la fixation des pansements.

Matériau : 67% coton, 33% viscose.

Longueur 20m

Couleur blanche

1,5cm	HS9002578	€ 4,49
2,5cm	HS9002579	€ 6,99
6cm	HS9002580	€ 12,29
8cm	HS9002581	€ 14,49
10cm	HS9002582	€ 15,79
12cm	HS9002583	€ 18,49



Plâtre

Bande plâtrée imprégnée de fibre de verre pour soigner les fractures fermées et immobiliser les articulations. Cette bande plâtrée est facilement modelable et légère. Fixation solide et prise rapide. Poreuse et perméable aux RX.

Emballage individuel

2,5cm x 1,8m - Conditionnement (10P)

Bleu	HS9006099	€ 4,29
Vert	HS9006103	€ 4,29
Rouge	HS9006101	€ 4,29
Blanc	HS9006098	€ 4,29

5cm x 3,6m - Conditionnement (10P)

Bleu	HS9006333	€ 5,79
Vert	HS9006361	€ 5,79
Rouge	HS9006349	€ 5,79
Blanc	HS9006330	€ 5,79
Noir	HS9006336	€ 5,79

7,5cm x 3,6m - Conditionnement (10P)

Bleu	HS9006334	€ 6,99
Vert	HS9006362	€ 6,99
Rouge	HS9006350	€ 6,99
Blanc	HS9006331	€ 6,99
Noir	HS9006337	€ 6,99

10cm x 3,6m - Conditionnement (10P)

Bleu	HS9006335	€ 8,29
Blanc	HS9006332	€ 8,29
Noir	HS9006338	€ 8,29



Bande de protection

Longueur 3m

Conditionnement (par pièce)

6cm	HS9009592	€ 0,67
10cm	HS9009593	€ 0,88
15cm	HS9009594	€ 1,79
25cm	HS9009595	€ 2,49



Vet bandage

Bande de protection résistante et élastique avec une épaisseur de 0,5cm. Cohésive, mais ne colle pas à la peau, aux cheveux ou plaies. Résistante à l'eau, la pommade et la crème. Cette bande peut être utilisée comme bande de soutien ou comme bande de compression. Conditionnement (par pièce)

8cm x 1m	HS9009913	€ 4,79
9cm x 5m	HS9009912	€ 14,79



Pansement trayon

Le pansement trayon est une bande absorbante unique. Cohésive, mais ne colle pas à la peau, aux cheveux ou plaies. Résistante à l'eau, la pommade et la crème. L'élasticité optimise la fixation et préserve la flexibilité.

Conditionnement (par pièce)

6cm x 5m	HS9009910	€ 6,49
----------	-----------	--------

NEW**Ouate Zigzag**

100% coton

100g	HS9009914	€ 1,25
250g	HS9009535	€ 2,79
500g	HS9009534	€ 5,49

NEW**Bande de gaze**

Bande non stérile élastique.

Matériau : 45% coton et 55% polyamide.

Emballage individuel sous cellophane.

Conditionnement (20P)

4cm	HS9880144	€ 4,29
6cm	HS9880145	€ 6,29
8cm	HS9880146	€ 8,49
10cm	HS9880147	€ 11,49
12cm	HS9880148	€ 13,29

NEW**Ouate en rouleau**

100% coton – largeur 25cm.

Conditionnement (par pièce)

500g	HS9009533	€ 5,29
1kg	HS9009532	€ 11,49

**Tampon de gaze**

Non stérile.

Ø 2,5cm	Conditionnement (500P)	HS9003184	€ 18,79
Ø 3cm	Conditionnement (250P)	HS9008743	€ 12,79
Ø 4cm	Conditionnement (250P)	HS9008744	€ 16,29

**Tampon de cellulose**

Tampon de cellulose stérilisable, adapté à tous les distributeurs.

Conditionnement (2 rouleaux de 500 tampons)

4 x 5cm	HS9000853	€ 3,29
---------	-----------	--------

**Hot/cold pack**

Une compresse de gel chaud/froid qui soulage la douleur de manière naturelle.

Dimensions : 29 x 12cm

Par pièce	HS9008295	€ 9,49
-----------	-----------	--------



Bande de fixation élastique

Bande de fixation élastique, absorbante et respirante.
 Stérilisable et résistante aux pommades, huiles et graisses.
 Couleur blanche
 Longueur 4m
 Conditionnement (20P)

4cm	HS9008577	€ 4,99
6cm	HS9008578	€ 5,99
8cm	HS9008579	€ 8,79
10cm	HS9008580	€ 9,79
12cm	HS9008581	€ 12,29



Bande universelle

Bande solide, élastique pour pansement de fixation ou de soutien.
 100% coton
 Couleur écru
 Longueur 5m
 Conditionnement (10P)

6cm	HS9000842	€ 7,79
8cm	HS9000843	€ 10,29
10cm	HS9000844	€ 12,49
12cm	HS9000845	€ 14,79



Bande de compression

Bande stérilisable avec une faible élasticité. Résistante aux graisses, pommades, huiles et sueur. 100% coton
 Couleur chair
 Longueur 5m
 Conditionnement (10P)

6cm	HS9008590	€ 38,48
8cm	HS9008591	€ 45,59
10cm	HS9008592	€ 56,59
12cm	HS9008593	€ 65,59



Bande Ideal

Bande élastique durable pour le soutien et le post traitement des luxations et des fractures.
 Bande poreuse et respirante. Stérilisable jusqu'à 135°C.
 Matériau : 88% coton, 11% polyamide et 1% polyuréthane.
 Couleur écru
 Longueur 5m
 Conditionnement (10P)

4cm	HS9001604	€ 14,99
6cm	HS9001605	€ 17,99
8cm	HS9000808	€ 22,48
10cm	HS9000809	€ 25,98
12cm	HS9000810	€ 30,48



Bande cohésive

Bande cohésive élastique, adhésive, disponible en différentes couleurs. Colle bien sans devoir trop serrer. Facile à découper à la main. Ne colle pas aux poils.

Les bandes cohésives existent en 2 qualités : qualité **de base** et qualité **VetFlex**.



Bande cohésive VetFlex

Qualité supérieure
Conditionnement (par pièce)

5cm - Conditionnement (36P)

Bleue	HS9009823	€ 1,49
Bleu clair	HS9009826	€ 1,49
Rouge	HS9009824	€ 1,49
Verte	HS9009825	€ 1,49
Orange	HS9009827	€ 1,49

7,5cm - Conditionnement (24P)

Bleue	HS9009829	€ 1,99
Bleu clair	HS9009832	€ 1,99
Rouge	HS9009830	€ 1,99
Verte	HS9009831	€ 1,99
Orange	HS9009833	€ 1,99

10cm - Conditionnement (18P)

Bleue	HS9009835	€ 2,29
Bleu clair	HS9009838	€ 2,29
Rouge	HS9009836	€ 2,29
Verte	HS9009837	€ 2,29
Orange	HS9009839	€ 2,29



Bande cohésive

Qualité de base : matériau plus fin
Conditionnement (par pièce)

5cm - Conditionnement (36P)

Bleue	HS9006386	€ 0,86
Bleu clair	HS9006389	€ 0,86
Rouge	HS9006387	€ 0,86
Verte	HS9006388	€ 0,86
Orange	HS9006390	€ 0,86

7,5cm - Conditionnement (24P)

Bleue	HS9006391	€ 1,29
Bleu clair	HS9006394	€ 1,29
Rouge	HS9006392	€ 1,29
Verte	HS9006393	€ 1,29
Orange	HS9006395	€ 1,29

10cm - Conditionnement (18P)

Bleue	HS9006396	€ 1,49
Bleu clair	HS9006399	€ 1,49
Rouge	HS9006397	€ 1,49
Verte	HS9006398	€ 1,49
Orange	HS9006400	€ 1,49



Pâte amère

Protection idéale contre les morsures, le grignotage et le léchage des pansements ou des attelles. Fabriqué à partir de substances naturelles avec un goût amer prononcé.

Pot de pâte 100ml	HS9002616	€ 3,99
-------------------	-----------	--------



Ruban adhésif Sport

Ruban adhésif qui répond à toutes les conditions qu'un tape de haute qualité doit remplir. Composé de 100% de viscose avec une couche adhésive d'oxyde de zinc.
Longueur 10m

2,5cm - Conditionnement (18P)


Blanc	HS9008623	€ 51,59
-------	-----------	---------

3,8cm - Conditionnement (12P)

Blanc	HS9008624	€ 47,59
Bleu	HS9008626	€ 47,59
Jaune	HS9008628	€ 47,59
Rouge	HS9008627	€ 47,59

5cm - Conditionnement (6P)

Blanc	HS9008625	€ 37,98
-------	-----------	---------



Bande de fixation en fibre Stretch

Bande de fixation non tissée pour peau sensible. Grâce à sa structure souple, ce bandage s'adapte à chaque surface. L'adhésif de polyacrylate hypoallergène assure une adhérence fiable. Extensible et élastique.

Longueur 10m

Conditionnement (par pièce)

5cm	HS9008619	€ 3,29
10cm	HS9008620	€ 5,99
15cm	HS9008621	€ 8,29
20cm	HS9008622	€ 10,99



Bande Acryl

Bande adhésive, facile à dérouler, sans latex, respirante et hypoallergène. Matériau : coton extensible à 70%.

Couleur chair

Longueur 2,5m

Conditionnement (par pièce)

6cm	HS9000839	€ 4,79
8cm	HS9000840	€ 5,79
10cm	HS9000841	€ 6,79



Bande de fixation cohésive

Bande de fixation cohésive, élastique, stérilisable, pour la fixation de pansement.

Bonne tolérance cutanée et respirante.

Couleur blanche

Longueur 20m

4cm	HS9008585	€ 3,79
6cm	HS9008586	€ 3,99
8cm	HS9008587	€ 4,49
10cm	HS9008588	€ 5,49
12cm	HS9008589	€ 6,49



Ruban adhésif Classic

Ce ruban adhésif traditionnel est respirant et hydrofuge.
Couleur chair
Longueur 5m

1,25cm	Conditionnement (18P)	HS9008600	€ 13,79
2,5cm	Conditionnement (12P)	HS9008601	€ 14,79



Ruban adhésif Por (Paper Tape)

Ruban adhésif composé d'un matériau non tissé respirant et adapté aux peaux sensibles.

Couleur blanche
Longueur 5m

1,25cm	Conditionnement (18P)	HS9008606	€ 10,79
2,5cm	Conditionnement (12P)	HS9008607	€ 11,79
5cm	Conditionnement (6P)	HS9008608	€ 11,29



Ruban adhésif transparent

Ce ruban adhésif transparent se présente sous forme d'un rouleau en film de polyéthylène transparent souple. Il est perforé et se retire donc facilement de travers, en longueur ou dans l'axe. Il est respirant, laisse passer la vapeur d'eau et est inscriptible.
Longueur 5m

1,25cm	Conditionnement (18P)	HS9008609	€ 14,79
2,5cm	Conditionnement (12P)	HS9008610	€ 16,49
5cm	Conditionnement (6P)	HS9008611	€ 15,49



Ruban adhésif Silk

Ruban adhésif à base de soie artificielle avec un adhésif de polyacrylate hypoallergène.

Adapté aux peaux sensibles.
Longueur 5m

1,25cm	Conditionnement (18P)	HS9008603	€ 18,99
2,5cm	Conditionnement (12P)	HS9008604	€ 21,48



Sparadrap

Couleur chair
Longueur 5m


4cm	HS9008613	€ 7,29
6cm	HS9008614	€ 8,79
8cm	HS9008615	€ 10,79



Doigtier brosse à dents


Doigtier brosse à dents bleu/rouge.
Rouge pour brosser les dents.
Bleu pour masser la gencive.

Par paire HS9008935 € 1,99



Miroir dentaire

1 Manche hexagonal creux HS9000797 € 3,49
2 Miroir plan Ø 22mm Conditionnement (12P) HS9000754 € 9,79



Sonde dentaire

Pour détecter les défauts dentaires.

1 Modèle 9 HS9001661 € 5,99
2 Modèle 17 HS9001662 € 5,99



Sonde parodontale

Code couleur.

Par pièce HS9001659 € 12,29



Sonde parodontale

Sonde parodontale avec crochet.
La sonde crochet est utilisée pour examiner la stabilité et l'état des gencives. Elle permet la détection rapide du tartre et de la gingivite. La profondeur est mesurée au moyen d'une sonde à poche, la graduation sur l'embout facilite la lecture.

Par pièce VI012100 € 29,48



Coton tige indicateur

Idéal pour localiser et marquer le tartre.
Gain de temps car le détartrage est orienté directement vers les zones atteintes.

Conditionnement (25P) HS9009563 € 19,49



Film RX dentaire (intra oral)

Contraste élevé, haute résolution et beaucoup de détails.

2 x 3cm Conditionnement (100 films) HS9008387 € 25,98
3 x 4cm Conditionnement (150 films) HS9008389 € 27,98



Détartreur PS1


Détartreur compact à ultrasons avec intensité et débit d'eau réglables.

Dimensions : 190 x 125 x 60mm (L x P x H)

Appareil livré complet avec mode d'emploi et :

- réservoir d'eau
- 3 inserts
- pièce à main Piezo
- clé à inserts
- cordon d'alimentation
- pédale


Par pièce	HS9003939	€ 361,95
-----------	-----------	----------



Inserts pour détartreur

Conditionnement (3P)

1 P3E	HS9003952	€ 123,95
2 S1E	HS9003944	€ 123,95
3 S4E	HS9003947	€ 123,95
4 S2E	HS9003945	€ 123,95
5 S6E	HS9003949	€ 123,95



Carte de traitement dentaire

Pour dresser la cartographie des constatations et des traitements dentaires. Un examen détaillé de la bouche du patient est le point de départ d'un programme de soins dentaires.

Conditionnement (50P)

Chien	VI012200	€ 29,48
Chat	VI012201	€ 29,48
Chien & chat	VI012203	€ 29,48



Curette Gracey

Maxigrip manche rond Ø 9,5mm.

1	1/2 (dents antérieures)	HS1048375	€ 15,29
2	3/4 (dents antérieures – face distale)	HS1048377	€ 15,29
3	7/8 (dents postérieures)	HS1048378	€ 15,29
4	13/14 (dents postérieures et supérieures)	HS1048399	€ 15,29
5	11/12 (dents postérieures et supérieures)	HS1048381	€ 15,29



Curette Crane Kaplan

Maxigrip manche rond Ø 8mm.

2/3 (supragingival)	HS9002031	€ 15,29
---------------------	-----------	---------



Curette Jaquette

Maxigrip manche rond Ø 8mm.

30/33 (sous-gingival)	HS1048354	€ 15,29
-----------------------	-----------	---------



Curette

Maxigrip manche rond Ø 8mm.

H6/H7 (supragingival)	HS9002033	€ 15,29
-----------------------	-----------	---------



Masque chirurgical Earloop

Masques de protection, sans latex, résistants aux liquides, avec et sans protection oculaire. Ces masques vert/bleu offrent le plus haut degré de prévention contre la poussière et les micro-organismes. Ils satisfont, voire dépassent toutes les normes ASTM actuelles relatives aux masques de travail. Le masque est souple, inodore, serre de près et est confortable à porter. Le pince-nez est en aluminium flexible.

1 Avec protection oculaire (polycarbonate) Conditionnement (25P)	HS9009065	€ 15,29
Sans protection oculaire Conditionnement (50P)	HS9009066	€ 4,99



PIECE A MAIN DROITE (HP)

Sont montées sur un moteur à vitesse de rotation jusqu'à max. 40.000 t/m, en transmission directe. Utilisées particulièrement pour les corrections orthopédiques de la mâchoire et les perçages pour ostéosynthèse, chez les rongeurs et pour le travail de polissage. Les mandrins des fraises sont lisses avec un Ø 2,35mm et sont retenus par friction.



Leurs références correspondent à l'abréviation **HP (hand piece)**.

CONTRE ANGLE (RA)

Sont montés sur un moteur à vitesse de rotation jusqu'à max. 40.000 t/m. Pour les préparations dentaires intra orales. Le contre angle est souvent caractérisé par un code couleur. Bleu 1 :1 est à transmission directe. Vert 4 :1- 10 :1- 16 :1 sont à transmission réductrice.



Les mandrins des fraises ont une extrémité à encoche de calage-rétention et leurs références comportent l'abréviation **RA (right angle)**.

TURBINE OU PIECE A MAIN AVEC CODE ROUGE (FG)

Ces turbines sont entraînées par pression d'air et peuvent atteindre une vitesse de rotation de 400.000 t/m. La rouge 1 :5 est à transmission multipliée et peut atteindre une vitesse de rotation de 120.000 t/m (avec tête torque).



Les fraises ont un mandrin lisse d'un Ø de 1,60mm et leurs références comportent l'abréviation **FG (friction grip)**. Ces fraises doivent toujours être refroidies à l'eau.

Pour l'entretien de votre pièce à main et contre angle, utilisez le Maxima spray (voir page 55).



Pièce à main (HP)

Pièce à main droite 1 :1 sans lumière et sans spray. Autoclavable et max. 40.000 t/m.


Par pièce HSBA170 € 172,95



Contre angle (FG)

Contre angle rouge 1 :5 avec lumière et spray. Le design ergonomique et le smart coating garantissent une meilleure prise en main. La coque en titane comprend un système triple spray pour un refroidissement optimal.

Par pièce HSBA250LT € 634,90



Contre angle

Contre angle 1 :1 sans lumière et sans spray.
Autoclavable et max. 40.000 t/m.

Forage et fraisage (RA)

1 Latch type	HSBA101	€ 117,95
2 Latch type push button	HSBA105	€ 213,95

Polissage

3 Screw type	HSBA102	€ 123,95
4 Snap on type	HSBA103	€ 128,95



Turbine (FG)

Turbine sans lumière et autoclavable.
4 connexions Midwest.

1 Optima	HSBA535FM	€ 469,95
2 Ultimate	HSBA695FM	€ 399,95

Ne jamais laisser tourner une turbine sans fraise!



Tubulure de spray HP/RA

Tubulure de spray à emboîter sur la pièce à main ou le contre angle pour refroidir la fraise ou le foret.

Par pièce	HSC032701	€ 22,48
-----------	-----------	---------





- Après usage, graisser la pièce à main et le contre angle avec Maxima spray. Cette huile sert au nettoyage et au graissage de la partie mécanique.
- Nettoyer la partie inférieure de la pièce à main et du contre angle à l'aide du Maxima spray pour accessoires et injecter l'huile. Continuer jusqu'à ce que l'huile qui s'écoule soit transparente.
- Après le graissage, placer la pièce à main et le contre angle la tête vers le haut. Ainsi l'excès d'huile injecté s'écoulera vers le bas.
- Ne jamais nettoyer et graisser la pièce à main et le contre angle après le passage à l'autoclave.
- Les pièces à main et les contre angles ne sont pas résistants aux hautes températures d'un stérilisateur, mais peuvent passer en autoclave jusqu'à 135°C.
- En raison de leur fabrication de précision et de leur mécanisme fragile, les pièces à main et les contre angles ne résistent pas aux chutes.
- La turbine est nettoyée et graissée de la même manière. L'huile se met dans la deuxième plus grande ouverture.



Maxima spray

Spray universel pour le nettoyage et le graissage des pièces à main et des contre angles.

500ml	HS9001570	€ 19,49
-------	-----------	---------



Fraise dentaire type HP (pièce à main droite)

TC - Conditionnement (5P)

1	1/018	ronde	HS1009086	€ 22,48
1	1/023	ronde	HS1006137	€ 22,48

TC - Conditionnement (5P)

2	261EF/023	denture croisée fine	HS9001945	€ 14,29
3	251/060	denture croisée medium	HS9001977	€ 21,48
3	251/060	denture croisée large	HS9001981	€ 19,29
3	79GE/060	denture croisée X large	HS9001992	€ 21,48

TC - Conditionnement (par pièce)

RECOMMANDÉ	4	008	fissure conique	VI5HP698	€ 26,48
	4	012	fissure conique	VI5HP701	€ 26,48
	5	023	fissure	VI5HP563	€ 25,98



Fraise dentaire type RA (contre angle latch)

Normal – Conditionnement (6P)

1	010	cône renversé	HS9008783	€ 6,79
1	012	cône renversé	HS9008784	€ 6,79
1	014	cône renversé	HS9008785	€ 6,79
2	014	ronde	HS9008772	€ 6,79
2	016	ronde	HS9008773	€ 6,79
2	021	ronde	HS9008775	€ 6,79

TC – Conditionnement (10P)

	3	37/014	cône renversé	HS1002407	€ 22,48
	4	010	ronde	HS1006411	€ 15,99
RECOMMANDÉ	4	012	ronde	HS9001141	€ 15,99
	4	014	ronde	HS1001847	€ 15,99
	4	018	ronde	HS1008765	€ 15,99
	4	023	ronde	HS1001401	€ 15,99
	5	557/010	fissure en croix	HS1003795	€ 22,48

TC - Conditionnement (5P)


6	008	forme poire	VI5RA330	€ 25,48
---	-----	-------------	----------	---------



Brosse de nettoyage

Brosse pour enlever la saleté tenace des fraises.


23 x 55mm	HS9001826	€ 3,29
-----------	-----------	--------



Fraise dentaire type FG (pièce à main rouge ou turbine)


Diamant – Conditionnement (5P)

1	859/012	pointe conique	HS8783730	€ 21,48
1	859/014	pointe conique	HS8783771	€ 21,48
2	801/010	ronde medium	HS8782724	€ 15,79
2	801/018	ronde medium	HS8782734	€ 17,29
2	801/023	ronde large	HS8782737	€ 17,79
3	830/010	forme poire medium	HS8782784	€ 15,79
4	850/012	conique ronde medium	HS8782868	€ 21,48
4	850/012	conique ronde large	HS8783626	€ 21,48
5	863/012	flamme medium	HS8782946	€ 21,48
6	879/014	torpédo medium	HS8782998	€ 21,48
7	885/012	cylindre pointu medium	HS8783523	€ 21,48



TC – Conditionnement (10P)

	8	37/014	cône renversé	HS1009299	€ 22,48
RECOMMANDÉ	9	3/012	ronde	HS9000669	€ 22,48
	9	8/010	ronde	HS1000288	€ 22,48
	9	8/023	ronde	HS1006131	€ 22,48
	10	330/008	forme poire	HS1008426	€ 22,48
	10	332/012	forme poire	HS1005616	€ 22,48
	11	1557/010	fissure ronde	HS1003098	€ 22,48
	12	1558/012	fissure ronde en croix	HS1004372	€ 22,48



TC - Conditionnement (5P)

	13	008	fissure conique	VI5FG698	€ 20,48
	13	012	fissure conique	VI5FG701	€ 20,48
RECOMMANDÉ	14	008	forme poire small	VI5FG330	€ 26,48
	14	010	forme poire medium	VI5FG331	€ 26,48



Support fraises dentaires

Support de rangement pour :
12 fraises FG high speed et 5 fraises RA pour pièce à main.

Par pièce	HS1026303	€ 21,79
-----------	-----------	---------



Cupule de polissage Maxima oscillante type pièce à main

Conditionnement (100P)

Cupule dure	HS9009618	€ 62,59
Cupule souple	HS9009617	€ 62,59



Cupule de polissage pour pièce à main

Conditionnement (100P)

Cupule dure	HS9008927	€ 49,59
Cupule souple	HS9008926	€ 49,59



Cupule de polissage pour contre angle

Cupule blanche en caoutchouc d'une excellente qualité pour un polissage efficace.

1 Latch type RA	Conditionnement (36P)	HS1005906	€ 6,79
2 Brosse RA	Conditionnement (50P)	HS9000703	€ 30,48
3 Screw type	Conditionnement (144P)	HS1006188	€ 15,79
4 Snap on type	Conditionnement (144P)	HS1005078	€ 10,99



Pâte à polir Acclean

Pâte à polir sans fluorure.


Tube 150g	HS9003196	€ 20,98
-----------	-----------	---------




Bol de mélange en silicone

Pour le dosage de la pâte à polir.

1 25ml	HS9001744	€ 9,29
2 3 x 5ml	HS9001747	€ 7,79

**Pince tire langue de Young**

165mm HS9003114 € 19,99

**Précelle College**

160mm pointe courbée HS1003313 € 5,99

**Ciseaux Goldman Fox**

Courbe

125mm HS9002083 € 8,29

**Pierre à aiguiser Arkansas**


Par pièce HS1048587 € 21,48

**Digue en caoutchouc**Faites en latex naturel, sans poudre avec goût menthe.
Dimensions : 15 x 15cm.

Conditionnement (36P) HS9002652 € 12,29

**Raspatorium**

Wilinger HS9001745 € 15,99



Élévateur dentaire

Ces élévateurs dentaires renforcés sont utilisés pour libérer une dent mais ne sont pas conçus pour tordre ou extraire.

Par set (2,5 – 3,2 – 4mm) VI012172 € 210,95



Élévateur de racines

Développé par David Strong MRCVS. Plusieurs vétérinaires ont testé les élévateurs de racines et les trouvent faciles à utiliser et de très bonne qualité. Les poignées tiennent dans la paume de la main ce qui permet de libérer un doigt et de le poser sur la pointe pour un contrôle supplémentaire. Set composé de 1-2-3 et 4mm. Livré sous container autoclave perforé.

1 Comfort set	VI012600	€ 198,95
2 Comfort set winged	VI012610	€ 192,95




Elévateur Bein

1 2mm Embout rond	HS9001922	€ 25,48
2 3mm Embout rond	HS9001917	€ 25,48
3 4mm Embout rond	HS9001911	€ 25,48
3mm Embout droit	HS9002024	€ 25,48



Elévateur Flohr

1 Courbe droite	HS9002027	€ 25,48
2 Courbe gauche	HS9002026	€ 25,48



Excavateur

Instrument en forme de cuillère pour enlever les défauts de la dent cariée. Manche octogonal.

1 Small	HS9002044	€ 11,79
2 Medium	HS9002043	€ 11,79
3 Large	HS9002042	€ 11,79



Pince d'extraction dentaire

Ceux-ci servent à enlever les dents ou les restes de racine après qu'elles aient été mobilisées avec un luxateur et/ou un élévateur. Nous distinguons 2 sortes: pince d'extraction dentaire et davier.

La pince d'extraction dentaire ne se referme pas complètement à l'extrémité des mors afin d'éviter la fracture de la dent.

Le davier se referme complètement à l'extrémité des mors.

En raison de la grande variété de dents, il n'y a pas de pince universelle.

**VETERINARY
INSTRUMENTATION**
by Honoy-Verdifarm



Pince d'extraction dentaire

Pointe fine VI012072 € 78,59




Pince d'extraction dentaire

EF1 incisives supérieures HS9001045 € 51,59



Pince d'extraction dentaire

EF2 incisives supérieures HS9001046 € 51,59



Pince d'extraction dentaire

EF7 prémolaires supérieures HS9001047 € 51,59



Pince d'extraction dentaire

EF13 prémolaires inférieures HS9001050 € 51,59



Pince d'extraction dentaire

EF22 molaires inférieures HS9001048 € 51,59




Pince d'extraction dentaire

NR3 molaires supérieures HS9002018 € 51,59



Pince d'extraction dentaire

NR5 incisives inférieures HS9002019 € 51,59



Pince d'extraction dentaire

NR6 molaires inférieures HS9002020 € 51,59



Pince d'extraction dentaire

51A racines HS9002016 € 51,59



Pince d'extraction dentaire

NR1 incisives supérieures HS9002017 € 51,59



Pince d'extraction dentaire

Forceps de fragment Stieglitz HS1014772 € 25,98

Instruments dentisterie pour rongeurs

**Pas d'âne**

Avec une table blanche en Teflon facile à nettoyer et autoclavable.

Table avec lumière LED

VI012209 € 378,95

**Pince coupante molaire**

180mm

VI012186 € 45,59

**Davier pour molaire**

160mm

VI012199 € 47,59

**Râpe dentaire**

1 Modèle small 180mm

VI012181 € 33,48

2 Modèle fin diamant 180mm

VI012181A € 52,59



Unité dentaire Mini Cart

Unité complète comprenant un compresseur encastré pour fraise-ge, perçage et polissage.

Comprend une connexion eau pour un détartreur.

Le Mini Cart est livré avec :

- Turbine push button avec lampe fibre optique
- Moteur low speed
- Cupule de polissage screw type
- Cupule de polissage
- 10 fraises FG (5 x FG4 et 5 x FG701)

Dimensions : largeur 47cm x profondeur 55cm x hauteur 63 – 86cm (réglable).

Unité dentaire Mini Cart

VIVIMINIFO € 3.789,00



Plateau en inox pour nettoyage facile.
Dimensions 40 x 30cm.



Le plateau en inox comprend une zone magnétique pour immobiliser fraises et inserts.



Connexion eau pour un détartreur.



Compresseur médical Bambi.



Lampe fibre optique intégrée.



Instruments à canaux radiculaires

Instruments utilisés lors d'endodontie vétérinaire (60mm pour les canines chez les chiens)
Ceux-ci servent pour les canaux radiculaires ouverts ou infectés.

Tire-nerf pour l'extraction du nerf interne.

Limes Hedström pour limer dans le canal radiculaire.

Bourre-pâte (spirale) pour déposer dans la dent la pâte de remplissage.

Il vaut mieux stocker ces instruments à part, car ils sont très fragiles.



Set de traitement du canal radiculaire

Se compose de 1 tire-nerf, 5 limes Hedström (tailles 20, 30, 40, 50 en 80) et 2 bourre-pâte en spirale medium.

60mm HS9009057 € 30,98



Tire-nerf

Longueur 47mm

Conditionnement (8P) – 2 pièces par taille

2/3/4/5mm HS9009055 € 11,29



Lime Hedström

Longueur 25mm

Conditionnement (6P)

ISO 10	lila	HS1005776	€ 7,25
ISO 15	blanche	HS1001671	€ 7,25
ISO 20	jaune	HS1002758	€ 7,25
ISO 25	rouge	HS1002583	€ 7,25
ISO 30	bleue	HS1003023	€ 7,25
ISO 35	verte	HS1003533	€ 7,25
ISO 40	noire	HS1000240	€ 7,25
ISO 45	blanche	HS1000950	€ 7,25
ISO 50	jaune	HS1001202	€ 7,25
ISO 55	rouge	HS1001366	€ 7,25
ISO 60	bleue	HS1002633	€ 7,25
ISO 70	verte	HS1003964	€ 7,25
ISO 80	noire	HS1003060	€ 7,25
ISO 90	blanche	HS1000498	€ 7,25
ISO 100	jaune	HS1005685	€ 7,25




Assortiment de limes Hedström

Longueur 25mm

Conditionnement (6P)

ISO 15-40	HS1000574	€ 7,25
ISO 45-80	HS1004642	€ 7,25




Lime Hedström VET

Longueur 60mm

Conditionnement (3P)

15/20/25	HS9009050	€ 16,29
30/35/40	HS9009051	€ 16,29
45/50/55	HS9009052	€ 16,29
60/70/80	HS9009053	€ 16,29
90/100/110	HS9009054	€ 16,29



Assortiment de limes Hedström VET

Longueur 60mm

Conditionnement (6P)

20/80	HS9009742	€ 30,98
-------	-----------	---------



Pointe en papier VET

Pour sécher le canal radiculaire.

Longueur 55mm

Conditionnement (100P)

Extra fin	HS9003160	€ 9,29
Medium	HS9003161	€ 9,29
Large	HS9003165	€ 9,29



Assortiment pointe en papier

Pour sécher le canal radiculaire.

Code couleur, longueur 28mm.

Conditionnement (200P)

ISO 15/40	HS9001221	€ 6,79
ISO 45/80	HS9001222	€ 6,79



Pointe de Gutta VET

Utilisée pour le remplissage de l'espace canalaire radiculaire.
Longueur 45mm
Conditionnement (50P)


Extra fin	HS9006476	€ 11,48
Medium	HS9002457	€ 11,48
Large	HS9006477	€ 11,48



Assortiment pointe de Gutta

Utilisé pour le remplissage de l'espace canalaire radiculaire.
Code couleur, longueur 28mm.
Conditionnement (120P)

ISO 15/40	HS9001238	€ 10,48
ISO 45/80	HS9001239	€ 10,48



Bourre pâte

Longueur 25mm
Conditionnement (4P)

ISO 30/35 RA rouge	HS1002085	€ 8,29
ISO 40/45 RA bleu	HS1006646	€ 8,29
ISO 50/60 RA vert	HS1001187	€ 8,29
ISO 70/90 RA noir	HS1003783	€ 8,29



Bourre pâte VET

Longueur 60mm
Conditionnement (6P)

30/40	HS9009056	€ 8,29
-------	-----------	--------



Rouleau coton cellulose

Rouleau d'ouate en coton et cellulose avec un grand pouvoir absorbant.

Conditionnement (300g)

Nr. 1	8mm	HS9001895	€ 5,79
Nr. 2	10mm	HS9001896	€ 5,79
Nr. 3	12mm	HS9001897	€ 5,79



Distributeur ouates dentaires


Couleur bleue

Par pièce	HS9006050	€ 12,99
-----------	-----------	---------




Boulettes de coton

00	4g	HS9001879	€ 15,49
0	4g	HS9001880	€ 12,49
1	10g	HS9001881	€ 11,29
2	10g	HS9001882	€ 9,49



Précelle Meriam nervurée

160mm pointe courbe	HS1005709	€ 7,48
---------------------	-----------	--------



Porte tampon ouate Luniatschek

Par pièce	HS9001667	€ 6,95
-----------	-----------	--------




Un produit ne répond pas
à vos attentes ?
Nous le reprenons !



Hypochlorite de sodium 3%

Pour le nettoyage et la désinfection du canal radiculaire pendant et après l'intervention.

Flacon 500ml HS9008305 € 10,49



Aspiration

1 Pompe à salive Flex embout vert 13cm Conditionnement (100P)	HS9002278	€ 2,99
2 Evacuateur bleu 13cm Ø 16mm Conditionnement (10P)	HS9001370	€ 11,29



Remplissage dentaire

Les matériaux suivants existent pour l'obturation définitive des lésions dentaires.

- Amalgame
- Composite synthétique chémo-polymérisable, par mélange
- Composite synthétique photo-polymérisable, avec une lampe de polymérisation.
- Ciment verre ionomère




Appareil de mixage pour capsule dentaire

Vibreux malaxeur universel avec 10 durées différentes de mixage programmables. Rapide, silencieux et peut être utilisé pour tous les types standards de capsules d'amalgame dentaire.

Fréquence de mixage 4.200 t/m.
Dimensions 22 x 23 x 18cm
Poids 4kg

Par pièce HS9001171 € 299,95



Capsule d'amalgame

Conditionnement (50P)

1 dose	HS9002128	€ 39,95
2 doses	HS9002129	€ 50,95
3 doses	HS9002130	€ 70,95




Amalgame

Se compose pour l'essentiel d'alliage d'argent, avec un peu de cuivre, de zinc et d'autres métaux.

Les nouvelles compositions d'amalgame corrodent moins rapidement sous l'influence de la salive.

L'amalgame doit être mélangé avant l'utilisation.



Applicateur à amalgame


Fabriqué en plastique résistant à la chaleur et aux produits chimiques. Autoclavable jusqu'à 135°C.

1	Applicateur courbe	HS9000430	€ 12,95
2	Applicateur droit	HS9000425	€ 12,95
3	Embout courbe	HS9000440	€ 4,95
4	Embout droit	HS9000435	€ 4,95



Kit de polissage pour amalgame (RA)

Conditionnement (12P)	HS9002102	€ 19,99
-----------------------	-----------	---------



Fouloir à amalgame


Avec tête cylindrique.

1	Small	0,80/1,00mm	HS9002040	€ 6,95
2	Medium	1,00/1,25mm	HS9002038	€ 6,95
3	Large	1,25/1,40mm	HS9002037	€ 6,95



Seringue à pate dentaire

Seringue avec embout ajustable.
Conditionnement (50P)



5ml	HS9000791	€ 18,49
-----	-----------	---------



Composite synthétique

Utilisé pour les obturations dentaires et la chirurgie orthopédique.

Se compose de méthacrylate modifié.

Afin d'améliorer la résistance à l'usure du composite, on y ajoute des particules microscopiques de verre, de quartz et de silicate.

Il existe deux sortes de composite, à polymérisation chimique ou photo-initiée.

Le composite à chémo-polymérisation se compose de 2 éléments: une base et un catalyseur.

Ils sont mélangés à parts égales et le durcissement intervient après 1 ou 2 minutes.

Le composite photo-polymérisable se durcit à l'aide d'une lampe à polarisation en 20 à 40 secondes.



Accessoires pour composites

1 Manche pour brosse	HS9000795	€ 2,49
2 Brossette blanche douce Conditionnement (100P)	HS9001382	€ 7,99
3 Brossette fine rouge Conditionnement (100P)	HS9000794	€ 7,99
4 Bloc de mélange à 4 cuvettes Conditionnement (50P)	HS9008146	€ 3,99
5 Bloc de mélange polyéthylène 7,5 x 15cm Conditionnement (100P)	HS9000718	€ 3,79
6 Spatule de mélange blanche jetable Conditionnement (100P)	HS9006341	€ 6,79



Lampe de polarisation LED 1200

Lampe LED rechargeable pour le durcissement du composite photo-polymérisable. La lampe est très facile à manipuler, légère et sans câble d'alimentation.

Appareil livré avec chargeur, guide de lumière 8mm et protection contre l'aveuglement.

Poids de la lampe 154g
Alimentation 230V

Par pièce HS9006369 € 321,95



Lampe halogène à polymériser CU 1000

Une lampe halogène à polymériser avec une puissance lumineuse de 1000mW/cm². La lampe présente un mode haute puissance et un mode soft-up et de plus vous avez le choix entre trois réglages de durée. La lampe dispose d'un réglage intégré de l'intensité lumineuse qui ajuste automatiquement le temps de durcissement à la puissance de la lampe.

Dimensions de la lampe 21 x 5 x 15,5cm
Dimensions de la station de base 15,5 x 13,5 x 17cm
Poids 980g

Par pièce HS9003250 € 365,95



Mordançage - Collage

Acide phosphorique avec une excellente viscosité pour une application précise.

Etch Gel 4 x 1,2ml (+ 20 embouts) HS1004649 € 19,59

Etch Gel 5g (+ 3 embouts) HS9001200 € 14,29



Natural Elegance Single Bond

Il s'agit d'un primer photo-polymérisable et d'une colle dans un flacon. Mordancer l'émail et la dentine avant l'application de la préparation.

5ml HS9003552 € 28,98



Kit mordançage - collage

Composé d'un flacon de primer et un autre de bonding.

2 x 5ml HS9003553 € 52,94



Hybrid Composite

Composite photo-polymérisable, polissable et destiné à la technique d'obturation adhésive.

Dureté élevée et résistant à l'abrasion.

Couleur A2

3g HS9006380 € 15,99



Natural Elegance Flowable Composite

Ce composite est un fluide, photo-polymérisable, légèrement visqueux avec libération de fluor. Le kit se compose de 4 seringues de couleur A1 et 20 embouts applicateurs.

4 x 2g HS1019306 € 59,59



Matériel d'empreinte Hydro Putty Soft

Réalisation d'une empreinte au moyen d'une technique en 2 phases (catalyseur et base).

2 x 400g HS9001448 € 45,59



Kit Composite Radio Opaque de restauration dentaire

Ce kit comprend 14g de base, 14g de catalyseur, 50 spatules et 2 bols à mélange.

Kit HS1001673 € 42,99



Spatule à ciment

Est utilisée pour mélanger le ciment dentaire.
La spatule a un côté flexible et un côté large.

Ø 0,6mm HS9001665 € 9,99



RGI Plus

Ciment verre ionomère pour scellement.

35g HS9001019 € 35,99



RGI Plus Fill

Verre ionomère RGI renforcé avec de l'argent.
Ciment verre ionomère avec de l'argent, miscible à l'eau pour la restauration des lésions dentaires.
Comme sous couche de base pour les restaurations en composite, pour fermer l'entrée de la racine lors d'une dévitalisation. Très bonne adhésion chimique de l'émail et de l'ivoire.

15g HS9001025 € 35,48



Preline Plus

Pâte d'hydroxyde de calcium (fond de cavité).


Ciment chimique polymérisable HS9001012 € 13,29
13g base/11g catalyseur



Preline Plus

Pâte d'hydroxyde de calcium (fond de cavité).

Légèrement polymérisable HS9001013 € 25,98
2 x 4g + 20 embouts




Spatule dentaire Heidemann

1	Medium	HS9002047	€ 11,79
2	Large	HS9002048	€ 11,79




Curette alvéolaire Hemingway

1	Small	HS9002065	€ 12,29
2	Medium	HS9002066	€ 11,79
3	Large	HS9002064	€ 11,79



Brunissoir (instrument de pression)

1	Medium 1,2/1,6mm	HS9001672	€ 6,95
2	Large 2,0/2,5mm	HS9001673	€ 6,95
3	X-Large 2,7/3,2mm	HS9001654	€ 6,95



Pince gouge Friedmann

Mini 130mm	HS1001276	€ 61,95
Standard 150mm	HS1007991	€ 79,99



Tenon dentinaire

Titanium Dentine tenon radulaire 0,6mm avec ligne de rupture. Auto centrage, coupe en douceur, très bonne adhérence et stabilité supérieure. Le tenon dentinaire est constitué d'une pièce de titane. Une partie de la base est incorporée dans la pièce à main pour une plus grande stabilité. C'est un renfort supplémentaire pour l'amalgame ou le composite.

1	Fraise pour tenon radulaire RA Conditionnement (6P)	HS9001408	€ 33,48
2	Kit de démarrage 0,6mm Conditionnement (25P + 1 fraise)	HS9001407	€ 26,98
3	Kit de recharge 0,6mm Conditionnement (100P)	HS9001406	€ 85,59



Plaque d'impression pour résine dentaire

Rose – Conditionnement (50P)	HS9001491	€ 42,59
------------------------------	-----------	---------



Lingual buttons et powerchain

Pour adhérer à la dent lors de la fixation et du serrage de ligature en caoutchouc et powerchain.

1	Lingual buttons	Conditionnement (10P)	HS1067408	€ 26,98
2	Powerchain	blanc 37,5cm	HS9004965	€ 15,79



Carcan transparent

Carcan en polypropylène doux et souple avec système de fermeture facile.
Conditionnement (10P)

7,5cm	HS9009476	€ 11,99
10cm	HS9009477	€ 13,49
12,5cm	HS9009478	€ 16,29
15cm	HS9009479	€ 21,98
20cm	HS9009480	€ 26,48
25cm	HS9009481	€ 37,48
30cm	HS9009482	€ 48,59



Chaussures pour chien

Chaussures pour chien imperméables avec fermeture velcro.
Chaussures de protection contre l'infection et pour l'aide à la cicatrisation des plaies.
Conditionnement (par paire)

Nr. 1	S	13 x 6cm	HS9009409	€ 4,99
Nr. 2	M	15 x 7,5cm	HS9009410	€ 5,79
Nr. 3	L	18 x 8,5cm	HS9009411	€ 6,99
Nr. 4	XL	22 x 9cm	HS9009412	€ 7,99
Nr. 5	XXL	23 x 10cm	HS9009413	€ 8,49
Nr. 6	XXXL	23 x 11cm	HS9009414	€ 8,99



Litière pour chats Sanipearl

Cette litière est très absorbante et biodégradable.
Elle neutralise les odeurs, génère peu de poussière et n'est pas parfumée.

5L	HS9009564	€ 5,79
16L	HS9009565	€ 10,29



Aérosol de marquage

400ml
Conditionnement (par pièce)

Rouge	HS9880138	€ 3,29
Bleu	HS9880139	€ 3,29
Vert	HS9880140	€ 3,29



Crayon marqueur

Avec bouchon à visser.
Conditionnement (par pièce)

Rouge	HS9880141	€ 0,99
Bleu	HS9880142	€ 0,99
Vert	HS9880143	€ 0,99



Muselière nylon

S'applique facilement et en toute sécurité avec fermeture réglable à encliquetage.

Conditionnement (par pièce)

Taille	Race		
Nr. 0	Yorkshire	HS9880516	€ 3,49
Nr. 1	Caniche nain, Teckel	HS9880517	€ 3,49
Nr. 2	Cocker, Beagle, Caniche	HS9880518	€ 3,49
Nr. 3	Labrador, Berger allemand	HS9880519	€ 3,79
Nr. 4	Danois	HS9880520	€ 3,79
Nr. 5	Rottweiler	HS9880521	€ 3,79
Nr. 6 (4 XL)	extra-long - grands chiens	HS9880522	€ 3,99
Nr. 7 (5 XL)	extra-long - Rottweiler	HS9880523	€ 3,99
Nr. 8	Boxer (museau court)	HS9880524	€ 3,99



Muselière plastique

S'applique facilement et en toute sécurité avec fermeture réglable en cuir.

Conditionnement (par pièce)

Taille	Longueur museau		
Nr. 1	2,5cm	HS9880504	€ 3,79
Nr. 2	3,5cm	HS9880505	€ 3,99
Nr. 3	4,5cm	HS9880506	€ 4,49
Nr. 4	6cm	HS9880507	€ 4,99
Nr. 4	museau plat - boxer	HS9880514	€ 10,79
Nr. 5	6,5cm	HS9880508	€ 5,29
Nr. 5	museau plat - boxer	HS9880515	€ 10,99
Nr. 6	7cm	HS9880509	€ 6,29
Nr. 7	7,5cm	HS9880510	€ 6,49
Nr. 8	8cm	HS9880511	€ 7,49
Nr. 9	9cm	HS9880512	€ 7,79
Nr. 10	10cm	HS9880513	€ 7,99



Pince à tique Tick Forceps

Pince à tique en plastique.

Couleur rouge

Conditionnement (100P) HS9008754 € 54,59



Bande abdominale

Bande abdominale, lavable, 100% coton, protège la plaie de la chirurgie et aussi utilisée pour les problèmes de peau. Ajustement parfait grâce aux fixations velcro.

Conditionnement (par pièce)

Taille	Race	Longueur		
Nr. 1	Chat	32cm	HS9009483	€ 5,79
Nr. 2	Caniche	38cm	HS9009484	€ 7,29
Nr. 3	Epagneul	47cm	HS9009485	€ 7,99
Nr. 4	Labrador	51cm	HS9009486	€ 8,29
Nr. 5	Berger Allemand	55cm	HS9009487	€ 8,79
Nr. 6	Danois	63cm	HS9009488	€ 8,79
Nr. 7	Saint-Bernard	67cm	HS9009489	€ 9,29



Peigne à puce

Conditionnement (par pièce)

Avec manche	HS9009497	€ 1,99
Sans manche	HS9009495	€ 1,99



Aimant pour bovin

Sans cage	Conditionnement (12P)	HS9008768	€ 8,79
Avec cage	Conditionnement (10P)	HS9008767	€ 7,99



1 RX Film

Sensibilité au vert.
Conditionnement (100P)

18 x 24cm	HS9008175	€ 47,59
24 x 30cm	HS9008176	€ 70,59
30 x 40cm	HS9008177	€ 119,95

2 RX Fixateur

Conditionnement (par pièce)

Flacon 500ml	HS9002684	€ 3,49
--------------	-----------	--------

3 RX Révélateur

Conditionnement (par pièce)

Flacon 500ml	HS9002683	€ 3,79
--------------	-----------	--------



Spray silicone

Pour une introduction en douceur des cathéters, des tubes et des sondes. Empêche de coller.

Spray 400ml	HS9002402	€ 7,29
-------------	-----------	--------



Sac à cadavre

Sac opaque en film synthétique indéchirable et étanche.
Tout particulièrement approprié au transport de cadavres.
Dimensions : 75 x 105cm
Epaisseur : 95µm

Conditionnement (20P)	HS9006491	€ 13,99
-----------------------	-----------	---------



Industrieweg 135/1, 3583 Beringen (Paal)
Tél. 04 388 01 88 Fax 04 388 01 89

www.valdhony-verdifarm.be/fr order.vet@henryschein.be

Val d'Hony-Verdifarm · R.P.R./R.P.M. 0429026446