

NOTRE GAMME DE PRODUITS

La qualité à un prix compétitif



2017|2018



CONTACT

Service clientèle - 04 388 01 88

Denis Baijot - 0479 923 098 - Bruxelles et Brabant wallon Marie-Pierre Cassart - 0473 770 938 - Liège, Luxembourg et Cantons de l'Est Arnaud Doyen - 0476 882 962 - Namur et Hainaut

Contactez Val d'Hony-Verdifarm pour toutes vos questions concernant les produits de nos différentes sociétés-sœurs :










INDEX

Prélèvement et administration	5
Diagnostic	13
Hygiène, nettoyage et stérilisation	21
Protection et vêtements	35
Anesthésie	43
Chirurgie	47
Dentisterie	63
Animaux de rente	85
Bandagisterie et soins des plaies	91
Soin des animaux	101

PRÉLÈVEMENT ET ADMINISTRATION



Seringue à usage unique 2-pièces avec embout luer

Graduation indélébile, facilement lisible.

Fabriquée aux normes ISO.

Stérile, emballage individuel.

Conditionnement: 100 pièces.

CONTENU		ARTICLE	PRIX
2 ml/3 ml		HS9003017	€ 3,29
5 ml/6 ml	Embout excentré	HS9003018	€ 4,29
10 ml/12 ml	Embout excentré	HS9003019	€ 6,49
20 ml/24 ml	Embout excentré	HS9003020	€ 9,49



Seringue tuberculine à usage unique 2-pièces avec embout luer centré

Seringue avec piston à ergot qui réduit le volume de produit inutilisé.

Stérile, emballage individuel.

Conditionnement: 100 pièces.

CONTENU	GRADUATION	ARTICLE	PRIX
1 ml	1/100	HS9003016	€ 6.49



Seringue à usage unique 3-pièces avec embout luer

La seringue idéale pour doser les plus petites unités. Grâce à une fabrication de qualité, un vide élevé est atteint, ce qui permet d'aspirer des liquides d'une haute viscosité. Testée selon la norme DIN 13 098. Graduation indélébile, facilement lisible et un joint qui réduit le volume de produit inutilisé.

Stérile, emballage individuel.

CONTENU	CO	NDITIONNEMENT	ARTICLE	PRIX
1 ml	Graduation 1/100	100 pièces	HS9003310	€ 7,29
2 ml/3 ml		100 pièces	HS9003302	€ 4,29
5 ml		100 pièces	HS9003303	€ 5,49
5 ml	Embout excentré	100 pièces	HS9003311	€ 5,99
10 ml	Embout excentré	100 pièces	HS9003304	€ 7,49
20 ml	Embout excentré	100 pièces	HS9003305	€ 11,99
30 ml	Embout excentré	60 pièces	HS9003522	€ 29,98
50 ml	Embout excentré	50 pièces	HS9003306	€ 21,48



Seringue à usage unique 3-pièces avec embout luer et piston à ergot

Seringue avec piston à ergot qui réduit le volume de produit inutilisé.

Conditionnement : 100 pièces.

CONTENU	ARTICLE	PRIX
1 ml	HS9008276	€ 9,29



Seringue à usage unique 3-pièces avec embout luer-lock

Seringue pour chimiothérapie ou d'autres fins exigeants une bonne fermeture

Conditionnement : 100 pièces.

d'éviter la perte de produit.

Conditionnement : 100 pièces.

CONTENU	ARTICLE	PRIX
3 ml	HS9003759	€ 7,29
5 ml	HS9003760	€ 11,99
10 ml	HS9003761	€ 13,99





Seringue à usage unique 3-pièces avec embout cathéter

Graduation indélébile, facilement lisible. Cylindre transparent. Injection extrêmement douce. Sans latex et sans PVC. Stérile, emballage individuel.

CONTENU	CONDITIONNEMENT	ARTICLE	PRIX
50 ml	50 pièces	HS9003312	€ 21,48
100 ml	30 pièces	HS9880537	€ 38,48



Aiguille 30G x ½ (Ø 0,30 mm x 13 mm).

Stérile, emballage individuel.

Conditionnement : 100 pièces.

CONTENU	GRADUATION	ARTICLE	PRIX
1 ml	1/40	HS9008530	€ 15,79
1 ml	1/100	HS9008529	€ 15,79



Lancette pour prélèvement sanquin

Lancette pour prélèvement sanguin facile et rapide, sans nickel.

Stérile, emballage individuel.

Conditionnement : 200 pièces.

ARTICLE	PRIX
HS9002555	€ 3,99

ARTICLE

PRIX



Aiguille à usage unique pour seringues avec embout luer et luer-lock

Excellente qualité avec biseau vétérinaire à triple facette. Acier inoxydable selon la norme ISO 9626/1991. Socle et bouchon de protection en polypropylène. Canule en acier à paroi mince avec grande cavité et embout transparent avec code couleur universel.

Stérile, emballage individuel.

Conditionnement : 100 pièces.



COULEUR			ARTICLE	PRIX
	16G x 1	Ø 1,60 mm x L 25 mm	HS9880593	€ 2,99
	16G x 1 ½	Ø 1,60 mm x L 40 mm	HS9880594	€ 2,99
	18G x 1	Ø 1,20 mm x L 25 mm	HS9880591	€ 2,49
short bevel	18G x 1 ½	Ø 1,20 mm x L 40 mm	HS9003624	€ 2,49
	18G x 1 ½	Ø 1,20 mm x L 40 mm	HS9880592	€ 2,49
	19G x 1	Ø 1,10 mm x L 25 mm	HS9880590	€ 2,49
	20G x 1	Ø 0,90 mm x L 25 mm	HS9880588	€ 2,49
	20G x 1 ½	Ø 0,90 mm x L 40 mm	HS9880589	€ 2,49
	21G x 5/8	Ø 0,80 mm x L 16 mm	HS9880585	€ 2,49
	21G x 1	Ø 0,80 mm x L 25 mm	HS9880586	€ 2,49
	21G x 1 ½	Ø 0,80 mm x L 40 mm	HS9880587	€ 2,49
	22G x ¾	Ø 0,70 mm x L 19 mm	HS9880583	€ 2,49
	22G x 1 1/4	Ø 0,70 mm x L 30 mm	HS9880584	€ 2,49
	23G x 5/8	Ø 0,60 mm x L 16 mm	HS9880579	€ 2,49
	23G x ¾	Ø 0,60 mm x L 19 mm	HS9880580	€ 2,49
	23G x 1 1/4	Ø 0,60 mm x L 30 mm	HS9880582	€ 2,49
	23G x 1	Ø 0,60 mm x L 25 mm	HS9880581	€ 2,49
	24G x 1	Ø 0,55 mm x L 25 mm	HS9003338	€ 2,49
	25G x 5/8	Ø 0,50 mm x L 16 mm	HS9003629	€ 2,49
	26G x ½	Ø 0,45 mm x L 12 mm	HS9880578	€ 2,49
	26G x 1	Ø 0,45 mm x L 25 mm	HS9003339	€ 2,99
	27G x ¾	Ø 0,40 mm x L 19 mm	HS9003340	€ 2,99
	30G x ½	Ø 0,30 mm x L 13 mm	HS9003630	€ 3,49



Container à aiguilles Sharp

Utilisez ce container pour éliminer en toute sécurité des déchets cliniques comme des aiguilles usagées. Le couvercle a un format universel et un système de verrouillage permanent.

Disponible en plusieurs formats.

À usage unique. Empilable.

CONTENU	ARTICLE	PRIX
0,25 l	<u>HS9881898</u>	€ 1,29
1 0,50 l	HS9881899	€ 1,29
11	<u>HS9881900</u>	€ 1,49
2 1,50 l	HS9881901	€ 1,79
2	HS9881907	€ 2,29
2,20	HS9881902	€ 2,29
3 I	<u>HS9881908</u>	€ 2,49
3 3,50 l	HS9881903	€ 2,79
4	HS9881904	€ 3,29
4 61	HS9881905	€ 3,99
5 10 l	HS9881906	€ 4,99



Garrot

Garrot sans latex avec système de serrage breveté qui se manipule d'une seule main. Sans pièces métalliques, perméable aux RX. Conditionnement : par pièce.

PRIX	ARTICLE	
€ 6.29	HS9006441	

Cathéter IV

Cathéter intraveineux FEP sans latex avec connexion luer-lock. La chambre transparente permet une vision facile de l'arrivée du sang. Atraumatique, pointe de forme conique avec trois lignes de contraste pour RX.

Stérile, emballage individuel.

Conditionnement: 50 pièces.







Sans site d'injection - sans ailettes

-	0	-		_	0
€	-3	'n		ч	X
_	0	v	,	v	•

COULEUR		ARTICLE
14G x 1 ¾	Ø 2,00 mm x L 45 mm	HS9009440
16G x 1 ¾	Ø 1,75 mm x L 45 mm	HS9009441
18G x 1 1/4	Ø 1,30 mm x L 32 mm	HS9009442
18G x 1 ¾	Ø 1,30 mm x L 45 mm	HS9009443
20G x 1 1/4	Ø 1,00 mm x L 32 mm	HS9009444
22G x 1	Ø 0,90 mm x L 25 mm	HS9009445
24G x ¾	Ø 0,75 mm x L 19 mm	HS9009446

Winged (W) : Sans site d'injection – avec ailettes

€ 37,98

COULEUR		ARTICLE
14G x 1 ¾	Ø 2,00 mm x L 45 mm	HS9009447
16G x 1 ¾	Ø 1,75 mm x L 45 mm	HS9009448
18G x 1 1/4	Ø 1,30 mm x L 32 mm	HS9009449
18G x 1 ¾	Ø 1,30 mm x L 45 mm	HS9009450
20G x 1 1/4	Ø 1,00 mm x L 32 mm	HS9009451
22G x 1	Ø 0,90 mm x L 25 mm	HS9009452
24G x ¾	Ø 0,75 mm x L 19 mm	HS9009453

Winged + Port (W+P) : Avec site d'injection et avec ailettes

€ 43,95

COULEUR		ARTICLE
14G x 1 ¾	Ø 2,00 mm x L 45 mm	HS9009433
16G x 1 ¾	Ø 1,75 mm x L 45 mm	HS9009434
18G x 1 ¾	Ø 1,30 mm x L 45 mm	HS9009436
20G x 1 1/4	Ø 1,00 mm x L 32 mm	HS9009437
22G x 1	Ø 0,90 mm x L 25 mm	HS9009438
24G x ¾	Ø 0,75 mm x L 19 mm	HS9009439
26G x ¾	Ø 0,64 mm x L 19 mm	HS9009915


Cathéter IV aiguille à ailettes

Set de perfusion avec cathéter IV à ailettes (également appelé butterfly) pour prise de sang et perfusion de courte durée. Idéal pour les très petits animaux, grande marge de manoeuvre.

Stérile, emballage individuel.

Conditionnement: 100 pièces.







Cathéter IV grands animaux

Stérile, emballage individuel. Conditionnement : 30 pièces.

COULEUR	R		ARTICLE	PRIX
	14G x 2 3/4	Ø 2,00 mm x L 70 mm	HS9009454	€ 52,59



Canule de prélèvement Taky Spike Plus

Pour aspirer le liquide d'un flacon. Canule de prélèvement avec pointe fine et courte pour une insertion aisée. Fermeture à cliquet qui s'ouvre et se ferme d'une seule main, purge avec filtre bactérien intégré et raccord luer-lock.

Conditionnement : 50 pièces.

PRIX	ARTICLE	
€ 39,48	HS9008453	



Canule de transfert

Pour le transfert de liquides stériles dans un système clos. Volume mort réduit, sans PVC.

Conditionnement: 50 pièces.

PRIX	ARTICLE
€ 19,99	HS9008455



Mandrin cathéter

Mandrin à utiliser avec un cathéter IV et IV Winged **(voir page 9)** pour éviter la formation d'un caillot après une thérapie liquide.

Stérile, emballage individuel.

Conditionnement: 50 pièces.

		ARTICLE	PRIX
14G x 1 ¾	Ø 2,00 mm x L 45 mm	HS9009467	
16G x 1 ¾	Ø 1,75 mm x L 45 mm	HS9009466	
18G x 1 1/4	Ø 1,30 mm x L 32 mm	HS9009465	
18G x 1 ¾	Ø 1,30 mm x L 45 mm	HS9009468	€ 18,79
20G x 1 1/4	Ø 1,00 mm x L 32 mm	HS9009464	
22G x 1	Ø 0,90 mm x L 25 mm	HS9009463	
24G x ¾	Ø 0,75 mm x L 19 mm	HS9009462	



Bouchon Combi Stop rouge

Pour la fermeture des connecteurs luer et luer-lock, pas d'injection possible.

Stérile, emballage individuel.

Conditionnement : 200 pièces.

ARTICLE	PRIX
<u>HS9008456</u>	€ 8,29




Robinet 3 voies

Peut être utilisé pour relier un nombre variable de lignes de perfuseurs.

Stérile, emballage individuel.

Conditionnement: 50 pièces.

ARTICLE	PRIX
<u>HS9008454</u>	€ 21,98



Perfuseur sans filtre

Prise d'air sans filtre bactérien. Suivant la norme DIN 58 362.

Longueur: 150 cm.

Stérile, emballage individuel. Conditionnement : par pièce.

	ARTICLE	PRIX
Avec site injection - Raccord luer	HS9008922	€ 0,82
Avec site injection - Raccord luer-lock	HS9008921	€ 0,77



Réchauffeur de perfusion

Le réchauffeur de perfusion permet d'apporter à l'animal un liquide proche de sa température corporelle. Outil pour la stabilisation des patients en hypothermie, en choc thermique, pour les opérations de longue durée, durant la phase de réanimation ou chez les ieunes animaux.

Propriétés

- Chauffe tous les liquides entre 35° et 46°C
- Vitesse appropriée du liquide : 40-80 gouttes/min.
- Pour set de perfusion standard de $\emptyset \le 4$ mm
- Léger
- Avec sangle de fixation
- Facile à déplacer

ARTICLE	PRIX
HS9882043	€ 330,95



Perfuseur avec site d'injection en Y et raccord luer-lock. Suivant la norme DIN 58 362.

Longueur: 200 cm.

Stérile, emballage individuel. Conditionnement : par pièce.

	ARTICLE	PRIX
Avec filtre bactérien	HS9008923	€ 0,91
Sans filtre bactérien	HS9008924	€ 0.91



Perfuseur avec filtre

Prise d'air avec filtre bactérien et raccord luer-lock.

Suivant la norme DIN 58 362.

Longueur: 180 cm.

Stérile, emballage individuel. Conditionnement: 100 pièces.

	ARTICLE	PRIX
Avec site injection	HS9008450	€ 79,95
Sans site injection	HS9008451	€ 69.95



Prolongateur pour perfuseur

Pour la connexion et l'extension des perfuseurs.

Sans DEHP avec raccord luer-lock.

Stérile, emballage individuel.

Conditionnement: 100 pièces.

LONGUEUR	ARTICLE	PRIX
30 cm	HS9008918	€ 39,98
75 cm	HS9008452	€ 43,59
100 cm	HS9008919	€ 45,59
140 cm	HS9008920	€ 57,59

Sonde urinaire

Sonde urinaire transparente et flexible en matière synthétique. Pointe fermée et arrondie (closed end) et 2 ouvertures latérales.

Stérile, emballage individuel.

Conditionnement: 12 pièces.

1 Sonde urinaire chat

Avec une collerette ronde à l'extrémité distale pour pouvoir fixer le cathéter.

Longueur: 13 cm.


Ø*		ARTICLE	PRIX
1,0 mm	sans mandrin	HS9008700	€ 28,98
1,3 mm	sans mandrin	HS9008701	€ 28,98
1,0 mm	avec mandrin	HS9008702	€ 30,29
1.3 mm	avec mandrin	HS9008703	€ 30.29

2 Sonde urinaire chien

Longueur: 50 cm.

Ø*	ARTICLE	PRIX
1,3 mm	HS9882104	€ 40,95
2,0 mm	HS9008704	€ 41,95
2,6 mm	HS9008705	€ 41,95
3,3 mm	HS9008706	€ 44,59

*Les diamètres (Ø) renseignés sont les extérieurs.





Urigrid est une litière pour chat spécialement conçue pour recueillir un échantillon d'urine. Urigrid n'affecte pas l'urine et rend l'examen de celle-ci précis. Conditionnement facile à donner au propriétaire du chat.

	ARTICLE	PRIX
Emballage avec litière (200 g), pipette et flacon	HS9009058	€ 2,49



Urine collection kit

Sable hydrophobe pour facilement recueillir un échantillon d'urine de chat. L'urine n'est pas absorbée par le sable. Le kit se compose d'une tablette à usage unique, une pipette, un flacon, 300 g de sable et un sachet en plastique avec fermeture.

	ARTICLE	PRIX
Kit complet	HS9880666	€ 4,79
Pipette, flacon et 3 x 300 g de sable NEW	HS9883179	€ 11.29



Urigrid

Instrument de collecte d'urine pour recueillir celle-ci facilement et rapidement.

Stérile, emballage individuel.

Conditionnement : par pièce.

ARTICLE	PRIX
HS9008933	€ 3,29



€ 0,39

DIAGNOSTIC



Test rapide de diagnostic


- Simple et facile d'utilisation
- Précis et rapide
- Longue durée de validité
- Conservation à température ambiante, donc utilisable immédiatement

Borrelia 🗗 🗖

La maladie de Lyme est transmise par la morsure d'une tique infectée de la bactérie Borrelia. Ce test permet de vérifier si des antigènes de cette bactérie sont présents dans la tique.



Nécessaire pour ce test : tique



CONDITIONNEMENT	ARTICLE	PRIX
2 pièces	HS9882148	€ 21,98
10 pièces	HS9008301	€ 99,95

Parvo M

Les symptômes courants de présence du Parvovirus sont les troubles intestinaux, la diarrhée et les vomissements. Un diagnostic rapide est très important à cause de l'extrême contagiosité du virus.



Nécessaire pour ce test : fèces

CONDITIONNEMENT	ARTICLE	PRIX
2 pièces	HS9882147	€ 18,29
10 pièces	HS9008300	€ 82,59

Corona 🗗 📊

Le Coronavirus présente à peu près les mêmes symptômes que ceux du Parvovirus, mais dans une moindre mesure. Ce test permet d'établir un diagnostic face à un cas clinique non pathognomonique.



Nécessaire pour ce test : fèces

CONDITIONNEMENT	ARTICLE	PRIX
2 pièces	HS9882149	€ 20,48
10 pièces	HS9008302	€ 93,59

Giardia 🗗 🗖

La Giardiase est un parasite de l'intestin grêle dont le symptôme principal est la diarrhée jaune et visqueuse. L'infection se propage par voie orale ou fécale. Cela signifie que les kystes se trouvent dans les matières fécales et infectent



l'autre chat (via absorption par la bouche). Le chien peut s'infecter lui-même en léchant des kystes dissimulés dans son pelage ou dans l'herbe.

Nécessaire pour ce test : fèces

CONDITIONNEMENT	ARTICLE	PRIX
2 pièces	HS9882150	€ 18,99
10 pièces	HS9008303	€ 85,59

FeLV/FIV

FeLV (= Feline Leukemia Virus) est une maladie virale qui affecte le système immunitaire du chat, ce qui le rend plus sensible aux infections. Le virus se transmet principalement, directement ou indirectement, par le contact avec d'autres chats (via la salive, le sang, l'urine, les fèces).



FIV (= Feline Immunodeficiency Virus ou sida du chat), le virus se transmet par le sang, principalement par le biais de morsures et la copulation.



Disponible en test distinct ou combiné.

Nécessaire pour ce test : sang pur, plasma et sérum





	CONDITIONNEMENT	ARTICLE	PRIX
FeLV	2 pièces	HS9882144	€ 17,79
FeLV	10 pièces	HS9008297	€ 79,95
FIV	2 pièces	HS9882145	€ 20,48
FIV	10 pièces	HS9008298	€ 93,59
FeLV/FIV	2 pièces	HS9882146	€ 24,98
FeLV/FIV	10 pièces	HS9008299	€ 111,95

Test dermatophyte

Le milieu de culture **DTM** (Dermatophyt Test Medium) inhibe la croissance des mycoses saprophytes et des bactéries sans empêcher celle des mycoses dermatophytes. Le terreau change de couleur, et passe de l'orange au rouge. DTM a été développé pour détecter les mycoses de peau vétérinaires les plus communes, comme entre autres Microsporum, Trichophyton et Epidermophyton.

Le milieu de culture **ESA** stimule la pigmentation ainsi que la sporulation de dermatophytes qui permet d'identifier facilement les isolats fongiques. Le terreau change de couleur, et passe du jaune au bleu-vert.

Sabouraud agar est un milieu non sélectif et transparent sur lequel croissent des mycoses.



Boîte de Pétri avec DTM

Conditionnement: 4 pièces.

ARTICLE PRIX HS9009916 € 18,79

2 Flacon avec DTM

Avec un couvercle amovible et un plateau DTM. Pour facilement inoculer les mycoses et rassembler les échantillons pour le diagnostic.

Conditionnement: 10 pièces.

ARTICLE PRIX
HS9009917 € 48,59

Boîte de Pétri avec DTM/ESA/SAB

Divisée en trois compartiments : DTM, ESA (Enhanced Sporulation Agar) et Sabouraud agar.

Conditionnement: 6 pièces.

ARTICLE PRIX

<u>HS9009918</u> € 26,98



■ Lamelle couvre objet

La surface propre et exempte de graisse et de poussière contribue à une visualisation optimale lors de l'examen au microscope. Verre translucide (classe I).

Dimensions : 18 x 18 mm. Conditionnement : 100 pièces.

ARTICLE PRIX HS9002574 € 1,79

Lamelle porte objet

Lavée, polie et emballée (protection contre la poussière) pour une bonne visualisation au microscope.

Dimensions: 76 x 26 mm (épaisseur 1 mm).

Conditionnement : 50 pièces.

ARTICLE PRIX
HS9002572 € 1,69

■ Lamelle porte objet à bord dépoli

Lamelle inscriptible.

Dimensions : 76 x 26 mm. Conditionnement : 50 pièces.

ARTICLE PRIX HS9002573 € 2,49



La flottaison est un simple examen pour détecter et identifier des œufs de vers. Veillez à utiliser des fèces fraîches.

Points importants au sujet de la flottaison

- La contamination de l'animal est prouvée, mais la mesure de contamination ne l'est pas (la méthode n'est pas quantitative).
- Si aucun œuf n'est trouvé, cela ne signifie en aucun cas qu'il n'y a pas de parasites présents dans le système digestif de l'animal.
- En général, il n'y a aucune corrélation entre le nombre d'œufs de vers par gramme de fèces et le nombre d'œufs de vers présents dans l'animal.



Kit de diagnostic parasitologique fécal

Pour le prélèvement, le transport et la flottaison des fèces. Ce kit facilite la mise en œuvre de la technique connue de flottaison. Se compose d'un flacon blanc avec couvercle et d'un filtre vert incorporé. Le kit est livré sans liquide de flottaison.

	CONTENU	ARTICLE	PRIX
Kit de diagnostic	50 pièces	HS1046154	€ 14,49
Liquide de flottaison	11	HS9009048	€ 9,99



Examen échantillon de fèces

Pot en plastique pour prélèvement des fèces avec une spatule fixée au couvercle.

Longueur : 63 mm. Diamètre : 2,2 mm. Contenu : 18 ml.

Conditionnement : 100 pièces.

ARTICLE PRIX <u>HS9009740</u> € 16,29





Urispec

Test rapide vétérinaire pour la détection de problèmes rénaux, de vessie et métaboliques.

Avec une documentation complète et la spécification des valeurs de référence.

Le test peut facilement être effectué par les vétérinaires ou le personnel médical sans appareil.

Paramètres

- Sang
- Urobilinogène
- Bilirubine
- Protéines
- Nitrites
- Cétones
- Glucose
- · Valeur du pH
- Leucocytes
- Densité spécifique

Applications

- Troubles rénaux
- Troubles de l'appareil urinaire
- Cystite
- Diabète mellitus
- Les maladies métaboliques chez les animaux.

Avantage

La vérification rapide de l'urine permet de se prononcer sur la nécessité d'une intervention médicale.

Astuce

Urispec GLU est facile à donner aux clients pour tester systématiquement la glycosurie chez des animaux souffrant de diabète mellitus.

Le test 10+VET est un test rapide d'urine spécifiquement conçu pour usage vétérinaire.





Coton tige à deux embouts ouatés

Conditionnement : 200 pièces.

Longueur: 8 cm.

ARTICLE PRIX

<u>HS9003154</u> € 1,49



Coton tige écouvillon

LONGUEUR	TÊTE	CONDITIONNEMENT	ARTICLE	PRIX
15 cm	standard	100 pièces	HS9003155	€ 0,99
20 cm	grande	50 pièces	HS9003156	€ 1,29



Abaisse langue en bois

Spatule en bois de bouleau flexible et résistante avec surface lisse, sans aucune fissure à la surface.

Dimensions: 152 x 17 x 1,8 mm (L x I x H).

Conditionnement: 500 pièces.

ARTICLE PRIX HS1002416 € 6,79



Thermomètre digital avec embout flexible

Thermomètre résistant à l'eau avec écran LCD extra grand et embout flexible. Résultat en plus ou moins 10 secondes avec signal sonore et mise en mémoire de la mesure relevée.

Plage de mesure : 32°C - 42,9°C. Conditionnement : par pièce.

ARTICLE PRIX HS9008161 € 5,29



Thermomètre digital avec embout rigide

Thermomètre résistant à l'eau avec un embout rigide, résultat en maximum 30 secondes. Idéal pour l'usage chez des chats.

Conditionnement : par pièce.

ARTICLE PRIX HS9006437 € 4,49



Lampe stylo jetable

Lampe stylo de diagnostic avec une autonomie d'environ 3 heures. Conditionnement : 6 pièces.

ARTICLE PRIX
HS9008393 € 8,99



Stéthoscope Maxima® Dualhead

Stéthoscope classique avec une excellente qualité acoustique des sons cardiaques et pulmonaires. Pavillon en acier inoxydable, lyre avec ressort de tension et tuyau sans latex.

Livré avec une paire d'embouts souples et une autre d'embouts rigides.

Longueur totale: 80 cm.

Diamètre: pavillon 45 mm, calice 30 mm.

Conditionnement : par pièce.

COULEUR	ARTICLE	PRIX
Noir	HS9880812	
Bleu foncé	HS9880814	€ 30,98
Bordeaux	HS9880813	
ACCESSOIRES DUALHEAD	ARTICLE	PRIX
ACCESSOIRES DUALHEAD Membrane	ARTICLE HS9880829	PRIX € 1,79
Membrane	HS9880829	€ 1,79



Stéthoscope Pédiatrique

Stéthoscope pour petits chiens et chats. Recto-verso, pavillon orientable. La lyre est composée d'un étrier et d'une liaison en PVC sans latex. Livré avec des embouts auriculaires blancs en ABS.

Longueur totale: 76 cm.

Diamètre: pavillon 37 mm, calice 29 mm.

Conditionnement : par pièce.

Couleur : noir.

ARTICLE PRIX HS9880827 € 17,49

Stéthoscope Maxima® Rappaport

Stéthoscope classique avec un double tuyau et une excellente qualité acoustique. Livré avec embouts auriculaires inclus et une membrane de réserve pour chaque pavillon.



Longueur totale: 73 cm.

Diamètre: pavillon 45 mm, calice 32 mm.

Conditionnement : par pièce.

COULEUR	ARTICLE	PRIX
Noir	HS9880815	
Bleu foncé	HS9880816	€ 17,49
Orange fluo	HS9880817	
ACCESSOIRES RAPPAPORT	ARTICLE	PRIX
ACCESSOIRES RAPPAPORT Membrane small	ARTICLE <u>HS9880833</u>	PRIX € 1,79

Stéthoscope Enfant

Stéthoscope pour rongeurs et très petits animaux. Recto-verso, pavillon orientable. La lyre est composée d'un étrier et d'une liaison en PVC sans latex. Livré avec des embouts auriculaires blancs en ABS.

Longueur totale : 76 cm.

Diamètre: pavillon 22 mm, calice 22 mm.

Conditionnement : par pièce.

Couleur: gris.

ARTICLE	PRIX
HS9880828	€ 17,49





Stéthoscope Maxima® cardiologie

Avec un calice plus profond pour une portée à basse fréquence et un pavillon ultrasensible pour un plus grand renforcement de bruits et une transmission à haute fréquence. Avec un anneau en caoutchouc afin que le stéthoscope ne soit pas trop froid pour le patient.

Longueur totale: 70 cm.

Diamètre: pavillon 45 mm, calice 35 mm.

Conditionnement : par pièce.

Couleur : noir.

ARTICLE	PRIX
HS9883146	€ 45,59







Eau distillée

L'eau est chauffée et la vapeur d'eau pure est ensuite recueillie. Cette eau distillée ne contient ni bactéries, ni parasites, ni virus, ni germes.

CONTENU	ARTICLE	PRIX
11	HS9002576	€ 2,99
5 I	HS9002577	€ 3,99
4 x 5 l NEW	HS9882042	€ 17,29



Spray et gel pour électrode

Coéfficient de conductivité élevé pour ECG, EEG et EMG. Doux pour la peau et antibactérien.

CONTENU	ARTICLE	PRIX
250 ml spray	HS9000855	€ 3,79
250 g gel	HS9000847	€ 3,79



Gel d'échographie Ultrasound

Absolument sans bulles et sans danger pour l'équipement. Doux pour la peau et les muqueuses, sans colorant, ni parfum. Sans stabilisateurs, ni agents conservateurs.

CONTENU	ARTICLE	PRIX
250 g pour distributeur	HS9000849	€ 2,29
1 kg pour distributeur	HS9000850	€ 3,29
5 kg bidon souple (pour recharge)	HS9000851	€ 12,79







RX Film

Sensible au vert.

Conditionnement : 100 pièces.

DIMENSIONS	ARTICLE	PRIX
18 x 24 cm	HS9008175	€ 47,59
24 x 30 cm	HS9008176	€ 70,59
30 x 40 cm	HS9008177	€ 119,95

RX Fixateur

Conditionnement : par pièce.

CONTENU	ARTICLE	PRIX
Flacon 500 ml	HS9002684	€ 3,49

II RX Révélateur

Conditionnement : par pièce.

	ARTICLE	PRIX
Flacon 500 ml	HS9002683	€ 3,79

HYGIÈNE, NETTOYAGE ET STÉRILISATION

Nettoyage et désinfection des mains

Distributeur de savon

Convient pour les flacons des produits de marque Henry Schein. À fixer au mur. À utiliser avec la main ou le coude, autoclavable et facile à nettoyer. Le distributeur touchless fonctionne avec des piles AA (non incluses). Des pompes de réserve sont maintenant aussi disponibles séparément.

Conditionnement : par pièce.

COMMANDE	CONTENU	ARTICLE	PRIX
Manuellement	500 ml	HS9793828	€ 26,48
2 Manuellement	11	HS9793843	€ 43,59
3 Touchless	500 ml/1 l	HS9792758	€ 81,95
Pompe de reser	ve pour distributeur 500 ml NEW	HS9795121	€ 5,99
Pompe de reser	ve pour distributeur 1 l NEW	HS9795133	€ 5,99



EuroSept Max lotion lavante

Lotion lavante sans savon pour le nettoyage et le soin de la peau.

Propriétés

- · Légèrement parfumé
- PH neutre



CONTENU	ARTICLE	PRIX
Handwash 500 ml	HS9006136	€ 2,49
Flacon 1 I	HS9002594	€ 7,29
Bidon 5 I	HS9001317	€ 27,48

EuroSept Max Sensitive lotion lavante

Lotion lavante sans savon pour le nettoyage et le soin des peaux **sensibles**.

Propriétés

- · Sans colorants, ni parfums
- PH neutre

CONTENU	ARTICLE	PRIX
Flacon 1 I	HS9002608	€ 8,29
Bidon 5 I	HS9002609	€ 34,98
Accessoires pour bidon – voir page 23		

Brosse chirurgicale

À utiliser uniquement en cas de contamination importante. Autoclavable. Conditionnement : par pièce.

ARTICLE	PRIX
HS9008916	€ 2,99





Conseils pour le nettoyage des mains

- Ouvrir le robinet avec le coude et bien mouiller les mains à l'eau courante
- Appliquer le savon liquide sur les mains et bien frotter les mains pendant au minimum 10 secondes
- Frotter aussi le bout des doigts, les pouces, entre les doigts et les poignets
 Selon la technique du nettoyage et de la désinfection des mains :













- Bien rincer les mains et fermer le robinet avec le coude
- Sécher les mains avec une serviette en papier jetable (ainsi que les poignets et entre les doigts)

Eurosept Max liquide de désinfection des mains

Liquide de désinfection des mains prêt à l'emploi à base d'alcool pour la désinfection chirurgicale et hygiénique des mains. Efficacité bactéricide, virucide et fongicide.

Désinfection hygiénique :

± 3 ml pour les 2 mains, laisser agir pendant 30 secondes.

Désinfection chirurgicale :

± 3 x 3 ml pour les 2 mains, laisser agir pendant 5 minutes.

CONTENU	ARTICLE	PRIX
Flacon 150 ml	HS9009655	€ 3,49
Flacon 500 ml	HS9009656	€ 6,49
Flacon 1 I	HS9009657	€ 8,79
Bidon 5 I	HS9009658	€ 41,59
Accessoires pour bidon – voir ci-dessous		





Conseils pour la désinfection des mains

- Appliquer le liquide de désinfection sur les mains sèches
- Utiliser assez de liquide en remplissant tout le creux de la paume de la main
- Frotter les mains soigneusement pendant au minimum 30 secondes jusqu'à ce qu'elles soient sèches
- Commencer avec les avant-bras et les poignets et ensuite les mains

Selon la technique du nettoyage et de la désinfection des mains :













EuroSept Max accessoires







Crème pour les mains

Crème riche pour chaque type de peau. Calme et hydrate intensément. Pénètre la peau rapidement et ne rend pas les mains grasses. Quasiment inodore (à peine 0,5 % de parfum).

Le SafeSept contient en plus du calendula et de l'urée.

Idéal comme prévention des mains sèches après l'utilisation d'alcool désinfectant.

	CONTENU	ARTICLE	PRIX
Pompe doseuse SafeSept	50 ml	HS9882878	€ 6,99
Tube EuroSept	100 ml	HS9008925	€ 5,29









Distributeur serviette en papier

 $\label{eq:definition} \mbox{Distributeur mural en matière synth\'etique, blanc.}$

Conditionnement : par pièce.

	ARTICLE	PRIX
Distributeur C-fold	HS9008447	€ 30,48
	ARTICLE	PRIX



Distributeur de papier

Distributeur mural en matière synthétique, blanc.

Conditionnement : par pièce.

MODÈLE	DIMENSIONS	ARTICLE	PRIX
Mini	34,5 x 18 x 17,2 cm	HS9008449	€ 25,98
Midi	36,5 x 25 x 23 cm	HS9008448	€ 33,48



Serviette en papier C-fold

Serviette particulièrement douce et bien absorbante.

Dimensions: 23 x 33 cm.

Conditionnement : 16 x 152 pièces.

ÉPAISSEURS	ARTICLE	PRIX
2	HS9003323	€ 26,48



Serviette en papier Zigzag

Serviette particulièrement douce et bien absorbante.

ÉPAISSEURS	DIMENSIONS	CONDITIONNEMENT	ARTICLE	PRIX
1	23 x 25 cm	20 x 250 pièces	HS9003324	€ 32,48
2	25 x 23 cm	15 x 214 pièces	HS9003325	€ 24,98



Papier en rouleau

Papier blanc en rouleau à dévidage central. Résistant et bien absorbant. Convient au distributeur mural en matière synthétique **(voir ci-contre)**.

Mini

Conditionnement : 12 pièces.

ÉPAISSEURS	DIMENSIONS	ARTICLE	PRIX
1	20 cm x 120 m	HS9003314	€ 31,98
2	23 cm x 60 m	HS9003318	€ 31,98

Midi

Conditionnement : 6 pièces.



ÉPAISSEURS	DIMENSIONS	ARTICLE	PRIX
1	20 cm x 280 m	<u>HS9003315</u>	€ 35,48
2	20 cm x 160 m	HS9003316	€ 35,48

Nettoyage et stérilisation d'instruments



Pourquoi nettoyer?

- Un autoclave n'est pas une machine miracle
- · Les restes de saleté protègent les micro-organismes sur les surfaces à stériliser
- Stériliser des instruments sales cause de la corrosion, des instruments qui fonctionnent moins bien et risque de contamination avec d'autres instruments

Le nettoyage manuel



Bac de désinfection pour instruments

Fabriqué dans une matière synthétique de haute qualité, résistant aux désinfectants agressifs. Equipé d'un panier perforé grâce auquel les instruments peuvent être facilement retirés et lavés.

Dimensions: 34 x 21 x 12 cm.

Contenu: 4 I.

PRIX	ARTICLE
€ 54,95	HS9006475



EuroSept Max Instrument

Produit de désinfection (forte concentration) et de nettoyage pour les instruments. Temps d'action env. 15 minutes à une dilution de 3 % et env. 60 minutes à une dilution de 1,5 %.

Sans aldéhyde – liquide bleu.

Efficacité: virucide, bactéricide, fongicide, tuberculocide et HBV/HIV.

CONTENU	ARTICLE	PRIX
Flacon 2 I	HS9003331	€ 33,98
Bidon 5 I	HS9003332	€ 61,95
Accessoires nour hidon - voir nage 23		

Orange Oil Spray

Produit de nettoyage pour surfaces, instruments, etc. à base d'ingrédients naturels. Idéal pour les souillures comme les traces de sang et les résidus de colle, convient pour les plaques de verre, de céramique, les surfaces en inox et les instruments.

CONTENU	ARTICLE	PRIX
200 ml spray	HS9002485	€ 6,49





Votre sécurité avant tout !

Prévoyez toujours un environnement aéré.

Veillez toujours à porter

- Gants (de préférence Nitril)
- Des vêtements de protection (tablier/Apron)
- Masque chirurgical avec protection oculaire ou lunettes



Le nettoyage à la machine

Bain à ultrasons Sweep 2000

L'appareil comprend un élément chauffant, un couvercle intégré (filtre le bruit généré par les ultrasons) et une évacuation élargie. L'unité est facile à nettoyer et est livrée sans panier.

Propriétés

- Dimensions intérieures du réservoir : 28,6 x 14 x 8,9 cm
- Pour instruments de max. 24,5 x 13 cm
- N'utilisez pas l'appareil sans panier

Avantages

- Nettoyage rapide et en profondeur
- Pour endroits difficilement accessibles
- Peu de risque d'endommagement

Astuces

- Nettoyer de préférence dès que possible (dans l'heure après usage)
- Purger l'appareil avant de le remplir d'eau
- Ne pas empiler trop d'instruments, risque de vibrations
- Remplir des lumen creux avec du liquide, ne pas laisser entrer de l'air
- Toujours utiliser un couvercle



	ARTICLE	PRIX
Sweep 2000 - contenu 4 I	HS9006375	€ 649,95
Petit panier en acier inoxydable	<u>HS9792676</u>	€ 82,95

Contactez-nous au T 04 388 01 88 ou par e-mail order.vet@henryschein.be



- 1. Toujours respecter la concentration recommandée du détergent utilisé. Avec EuroSept Max Instrument, il s'agit d'une concentration de 1,5 % jusqu'à 3 %. Avec un réservoir de liquide de 4 l (pour le Sweep 2000), cela correspond à un dosage équivalent de 60 ml à 120 ml.
- 2. Une purge à vide pendant 10 secondes (plus rapide en chauffant). Utilisez seulement le chauffage du bain à ultrasons lors d'un démarrage à froid. La température de l'eau doit toujours rester inférieure à 45°C pour éviter la coagulation du sang.
- 3. Eteindre l'appareil avant d'y placer des instruments.
- 4. Placer les instruments en position ouverte, ne pas surcharger le panier et remplir les creux en cas d'instruments creux.
- 5. Après le nettoyage aux ultrasons, rincer abondamment les instruments à l'eau déminéralisée. L'eau du robinet contient des minéraux pouvant causer des décolorations.
- 6. Ensuite sécher les instruments manuellement à l'aide de lingettes non pelucheuses (voir page 32) ou à l'air comprimé pour éviter le développement de micro-organismes.
- 7. Lubrifier les charnières avec un spray pour instruments ou avec une goutte d'huile de paraffine pure. Retirer l'excès de lubrifiant. Le lubrifiant convient pour la stérilisation en autoclave.
- 8. Pour la stérilisation à la vapeur, emballer les sets d'instruments de préférence sous container perforé avec filtre. Pour les instruments séparés, utiliser des gaines ou sachets de stérilisation (composés d'une face papier opaque et d'une face plastique transparente (voir page 28).
- 9. Passage à l'autoclave en respectant les directives (autoclave B).

Testez le fonctionnement de votre bain à ultrasons à l'aide du test de la feuille.

Le fonctionnement de votre bain à ultrasons dépend de l'intensité, la force et la répartition de la cavitation dans le liquide. L'intensité, la force et la répartition sont visibles à l'aide d'un morceau de papier d'aluminium.


Equipement

- Une armature de fil qui tient dans le réservoir à ultrasons
- Papier d'aluminium (cellophane avec une épaisseur de 10 μm à 25 μm)

Exécution

- Tendre la feuille d'aluminium sur l'armature de fil
- Mettez l'armature de fil avec la feuille d'aluminium en diagonale dans le bain à ultrasons
- Allumer le bain à ultrasons (sans chauffage)
- Eteindre le bain à ultrasons après 60 secondes
- · Retirer la feuille d'aluminium du bain et laisser sécher

Si votre bain à ultrasons fonctionne comme il faut, la feuille d'aluminium devrait être perforée.





Emballer




Thermosoudeuse 2000

Thermosoudeuse pour gaines de stérilisation en rouleau ou sachets de stérilisation. Le potentiomètre digital pour le réglage de la température empêche toute combustion / surchauffe et assure ainsi une longue durée de vie à l'élément chauffant. La régularité de la pression donne un joint d'étanchéité fiable de 10 mm. L'emballage est découpé sur mesure grâce au dispositif de coupe intégré. Convient pour une largeur de scellage allant jusqu'à 29 cm. Réglage digital de la température programmée, équipée d'un écran visuel et d'un indicateur sonore.

Dimensions: 43 x 31 x 18 cm (sans rouleau).

Température : 130°C - 170°C. Conditionnement : par pièce.

ARTICLE PRIX
HS9006377 € 529,95



Gaines de stérilisation

Ces rouleaux sont fabriqués en papier robuste avec un champ indicateur et une partie en film transparent. Un emballage unique représente une période de conservation de 180 jours. Conforme aux normes EN 868/5.

Longueur: 200 m.

Conditionnement : par pièce.

LARGEUR	ARTICLE	PRIX
5 cm	HS9002991	€ 15,99
7,5 cm	HS9002992	€ 25,48
10 cm	HS9002993	€ 34,98
15 cm	HS9880485	€ 51,59
20 cm	HS9880486	€ 66,95
25 cm	HS9880487	€ 86,59
30 cm	HS9880488	€ 102,95

Avec pli hauteur de 6,5 cm

Longueur: 100 m.

LARGEUR	ARTICLE	PRIX
20 cm	HS9002990	€ 67,95



Contactez-nous au T 04 388 01 88 ou par e-mail order.vet@henryschein.be

Sachets de stérilisation avec fermeture adhésive

Sachets de qualité avec triple soudure, large fermeture adhésive et un champ indicateur. Convient pour autoclave et stérilisation chimique. Le fabricant garantit une stérilité pendant 180 jours. Vous pouvez noter une date de péremption avec le marqueur indicateur (voir page 29). Notez vos remarques sur un autocollant côté plastique. Conforme aux normes EN 868/5.

DIMENSIONS	CONDITIONNEMENT	ARTICLE	PRIX
5 x 30 cm	500 pièces	HS9003059	€ 26,48
7,5 x 30 cm	500 pièces	HS9003060	€ 31,98
8,3 x 15,9 cm	200 pièces	HS9002984	€ 10,29
8,9 x 25,4 cm	200 pièces	HS9002983	€ 12,79
10 x 30 cm	500 pièces	HS9003058	€ 38,98
13,4 x 28 cm	200 pièces	HS9002985	€ 18,99
19 x 35,6 cm	200 pièces	HS9882127	€ 30,48
25,4 x 38,1 cm	200 pièces	HS9002986	€ 44,95



Pour vérifier le bon fonctionnement de votre autoclave, il est conseillé d'effectuer quotidiennement les tests suivants :

- 1. Test d'étanchéité
- 2. Test Bowie & Dick
- 3. Test Helix: pour l'utilisation fréquente d'instruments creux



Adhésif indicateur

L'adhésif ne prouve pas la stérilité. Il sert uniquement à faire la distinction entre les instruments à stériliser d'une part et ceux déjà stérilisés d'autre part en changeant de couleur en cas de réchauffement. Pour usage en autoclave.

Longueur: 50 m.

Conditionnement : par pièce.

LARGEUR	ARTICLE	PRIX
1,9 cm	HS9001838	€ 4,99
2,5 cm	HS9001839	€ 8,29



Test Bowie & Dick

Test de pénétration de la vapeur – contrôle de l'élimination correcte de l'air dans la cuve. L'indicateur change de couleur rouge à verte.

ISO 11140-1, Classe 1.

CONTENU	ARTICLE	PRIX
Kit avec 20 tests	HS9008646	€ 102,95
Recharge avec 20 tests	HS9008647	€ 37,48




Marqueur indicateur

Ce marqueur peut aisément écrire sur la bande inscriptible prévue sur le sachet de stérilisation (en dehors du champ stérile). Après une procédure de stérilisation correcte, la couleur rouge passe au vert. Ceci n'est toutefois pas une preuve de stérilité. Idéal pour noter une date de péremption.

EN 867-1, Classe A et ISO 11140-1, Classe 2.

Conditionnement : par pièce.

PRIX	ARTICLE
€ 10,29	HS9008492



Test Helix

Test de pénétration de la vapeur pour instruments creux et instruments avec un conduit lumineux étroit. Test pour contrôler le bon fonctionnement à vide de l'autoclave à cycles de type B. EN 867-5 et ISO 11140-1, Classe 2.

CONTENU	ARTICLE	PRIX
Kit avec 250 indicateurs	HS9008649	€ 92,95
Recharge avec 250 indicateurs	HS9008650	€ 51,59

Nettoyage et désinfection de surfaces



EuroSept Max distributeur (vide)

Distributeur spécialement conçu pour les lingettes de nettoyage EuroSept Max (voir ci-dessous). Le distributeur peut être rempli avec un produit de nettoyage liquide au choix. Ce système vous permet de toujours avoir des lingettes humides à portée de main. Enlevez facilement les lingettes très solides, non pelucheuses et non tissées du distributeur.

Conditionnement : par pièce.

		ARTICLE	PRIX
P	our lingettes de 25 x 25 cm	HS9003743	€ 9,99
Р	our lingettes de 32 x 30 cm	HS9003742	€ 10,29



EuroSept Max lingettes de nettoyage

TRÈS SOLIDES, NE SE DÉCHIRENT PAS

Lingettes sèches, non tissées. Remplissez le distributeur avec un produit de nettoyage au choix, laissez agir et utilisez les lingettes.

DIMENSIONS	CONDITIONNEMENT	ARTICLE	PRIX
1 25 x 25 cm	3 x 70 pièces	HS9003745	€ 29,98
À utiliser avec le di	stributeur EuroSept Max HS9003743		
DIMENSIONS	CONDITIONNEMENT	ARTICLE	PRIX
DIMENSIONS 2 32 x 30 cm	CONDITIONNEMENT 6 x 90 pièces	ARTICLE HS9003744	PRIX € 50,59



EuroSept Max lingettes renforcées avec pli — double perforation

TRÈS SOLIDES, NE SE DÉCHIRENT PAS

Lingettes de nettoyage très solides, sèches et non tissées. Format plié avec motif à chevrons et double perforation pour se découper aisément. Remplissez le distributeur avec un produit de nettoyage au choix, laissez agir et utilisez les lingettes.

DIMENSIONS	CONDITIONNEMENT	ARTICLE	PRIX
28 x 32 cm	6 x 120 pièces	HS9009602	€ 57,59
À utiliser avec le c	listributeur EuroSept Max HS9003742		

EuroSept Max Surface FV (à base d'alcool)

Produit de désinfection à large spectre à base d'alcool et conseillé pour désinfecter les surfaces et le matériel. Efficace pour le nettoyage de dispositifs médicaux non invasifs et pour les surfaces résistantes à l'alcool. Ne convient pas pour le verre acrylique.

Efficacité : virucide (virus Polio, Adeno, Rota et Noro incl.), bactéricide (MRSA incl.), fongicide, tuberculocide.

Correspond à la directive 93/42/EEG de l'UE pour les dispositifs médicaux.

Temps d'action : ± 1 minute, 30 secondes pour virus Rota et Adeno.

CONTENU	ARTICLE	PRIX
Flacon 1 I	HS9882125	€ 18,79
Bidon 5 I	HS9882126	€ 56,59
Accessoires pour bidon ou flacon – voir page 23		







EuroSept Max lingettes (à base d'alcool)

Lingettes prêtes à l'emploi pour la désinfection des surfaces et des instruments, sans aldéhyde. Idéal pour la dentisterie : contreangles et pièces à main.

 $\label{eq:energy} \mbox{Efficacit\'e: Bact\'ericide, fongicide, tuberculocide et virucide HIV/HBV/HCV incl.}$

Temps d'action : ± 1 minute, 2 minutes pour fongicide.

Dimensions: 145 x 180 mm. Conditionnement: 150 pièces.

	ARTICLE	PRIX
Distributeur	HS9001292	€ 8,79
Recharge	HS9001293	€ 7,29



EuroSept Max Surface citron (à base d'alcool)

Produit de désinfection très efficace pour les surfaces, sans aldéhyde. Solution prête à l'emploi avec un frais parfum de citron.

Efficacité : Bactéricide, fongicide, tuberculocide et virucide HIV/HBV/HCV incl.

Temps d'action : \pm 1 minute.

CONTENU	ARTICLE	PRIX
Flacon 1 I	HS9002089	€ 17,29
Bidon 5 I	HS9002090	€ 51,59
Accessoires pour bidon ou flacon – voir page 23		

EuroSept Max lingettes XL citron (à base d'alcool)

Lingettes XL prêtes à l'emploi pour la désinfection des surfaces et des instruments avec un frais parfum de citron, sans aldéhyde.

Efficacité : Bactéricide, fongicide, tuberculocide et virucide HIV/HBV/HCV incl.

Temps d'action : \pm 1 minute, 2 minutes pour fongicide.

Dimensions : 20 x 22 cm. Conditionnement : 200 pièces.



	ARTICLE	PRIX
Distributeur	HS9002096	€ 14,29
Recharge	HS9002095	€ 11,29



Maxima® Surface désinfection (sans alcool)

Désinfectant sans alcool.

Ce produit prêt à l'emploi est livré sous flacon avec un vaporisateur utilisable en mode spray ou mousse. Ce désinfectant sans alcool doit être appliqué avec un chiffon non pelucheux. Testez d'abord une petite surface pour vérifier la compatibilité. Afin d'éviter des traces, essuyez la surface nettoyée avec un chiffon humide.

Efficacité : virucide (virus HBV, HIV, HCV, H1N1, H5N1, Rota et Noro), bactéricide (MRSA incl.).

Temps d'action : \pm 1 minute, 30 minutes pour virus Noro.

CONTENU	ARTICLE	PRIX
Flacon 750 ml	HS9006137	€ 8,79
Bidon 5 I	HS9006281	€ 34,48





Lingettes de désinfection Maxima® (sans alcool)

Pour désinfecter des dispositifs médicaux non invasifs comme les pièces à main. Spécialement conçu pour des surfaces sensibles à l'alcool comme le verre acrylique. Testez d'abord une petite surface pour vérifier la compatibilité. Afin d'éviter des traces, essuyez la surface nettoyée avec un chiffon humide. Le liquide est livré séparément.

Efficacité : virucide (virus HBV, HIV, HCV, H1N1, H5N1, Rota et Noro), bactéricide (MRSA incl.).

Temps d'action : ± 1 minute, 30 minutes pour virus Noro.

Conditionnement: 75 pièces.

	ARTICLE	PRIX
Distributeur	HS9006138	€ 18,99
Recharge	HS9006139	€ 15,99



EuroSept Max lingettes humides (à base d'alcool)

Idéale pour un nettoyage rapide de dispositifs médicaux non invasifs et résistants à l'alcool. Les lingettes sont déjà imprégnées d'un liquide désinfectant.

Efficacité : virucide (virus BVDV, HBV, HIV, HCV, Rota et Adeno), bactéricide (MRSA incl.), tuberculocide.

Temps d'action : \pm 1 minute, 5 minutes pour virus Noro.

DIMENSIONS	CONDITIONNEMENT	ARTICLE	PRIX
32 x 30 cm	1 x 90 pièces	HS9009601	€ 14,99
À utiliser avec le d	istributeur EuroSept Max HS9003	742 (voir page 30)	



Lingettes de nettoyage à sec

Lingettes de nettoyage à sec multi usages, non pelucheuses et absorbantes.

Stérilisable à 131°C en autoclave.

Dimensions: 32,5 x 40 cm.

Conditionnement : 50 pièces dans une boîte distributrice.

PRIX	ARTICLE
€ 8,99	HS9002938



Alèse à grand pouvoir absorbant avec un film en polyéthylène sur la face inférieure.

Conditionnement: 30 pièces.

DIMENSIONS	ARTICLE	PRIX
40 x 60 cm	HS9008132	€ 4,49
60 x 60 cm	HS9008133	€ 5,99
60 x 90 cm	HS9008134	€ 8,49



Mouchoirs

Mouchoirs à deux épaisseurs, blancs, particulièrement doux. Sans colorants, ni parfums.

Conditionnement : 100 pièces dans une boîte distributrice.

ARTICLE	PRIX
<u>HS9002377</u>	€ 0,99



Papier pour table

Fabriqué à base d'un papier crêpe d'excellente qualité, de 2 épaisseurs, perforé tous les 40 cm. Même si le papier est mouillé, reste résistant à la traction.

Longueur: 50 m.

Conditionnement: 9 pièces.

LARGEUR	ARTICLE	PRIX
50 cm	<u>HS9008498</u>	€ 36,48
59 cm	HS9008500	€ 41,95



Sac poubelle

Sac poubelle noir, solide, en film biodégradable avec lien de fermeture intégré.

Épaisseur : 30,5 μm.

Conditionnement : 20 rouleaux - 20 sacs par rouleau.

CONTENU	ARTICLE	PRIX
30 I	HS9009400	€ 21,48
50 I	HS9009401	€ 37,48
120	HS9009402	€ 44,95



Papier toilette


Absorbant et doux. Excellent rapport qualité-prix.

COUCHES	DIMENSIONS	CONDITIONNEMENT	ARTICLE	PRIX
2	10 cm x 24 m	48 pièces	HS9003328	€ 14,29
3	10 cm x 31 m	56 pièces	HS9006481	€ 32,48



Sac opaque en film synthétique indéchirable et étanche. Tout particulièrement approprié au transport de cadavres.

Conditionnement : 20 pièces.





Rouleau anti peluches

Pour enlever facilement les poils et les peluches des textiles. Idéal pour l'usage au cabinet ou à la maison pour les propriétaires d'animaux.

	ARTICLE	PRIX
Set (1 poignée + 2 rouleaux)	HS9006417	€ 2,49
Recharge (4 rouleaux)	HS9006418	€ 3,29



Bloc pour enlever les poils d'animaux

Élimine les poils des textiles comme les vêtements, les sièges de voiture et les tapis. Essuyer la surface et recueillez ainsi les poils. Le bloc est lavable.

Conditionnement : par pièce.

ARTICLE	PRIX
HS9009735	€ 6,99

Lunettes de protection

Lunettes protégeant les yeux. À utiliser lors du nettoyage des instruments pour éviter les éclaboussures dans les yeux.





	ARTICLE	PRIX
1 Verre clair	HS9793111	€ 6,29
2 Verre clair et branches ajustables	HS9793112	€ 6,79


PROTECTION ET VÊTEMENTS


Comment choisir les bons gants?

Lisse, micro structuré, poudré ou non.

Pour vous aider, nous avons repris ci-dessous toutes les possibilités.

Utilisez-vous déjà les gants corrects et de votre choix ?





www.valdhony-verdifarm.be/fr

Gant d'examen Supergrip

LATEX/NON POUDRÉ

Gant d'examen non stérile de qualité supérieure avec une surface micro structurée et texture sur le bout des doigts pour un meilleur grip.

Conditionnement: 100 pièces.



TAILLE		ARTICLE	PRIX
XS	5 - 6	<u>HS9002535</u>	
S	6 - 7	<u>HS9002536</u>	
M	7 - 8	<u>HS9002537</u>	€ 8,79
L	8 - 9	HS9002538	
XI	9 +	HS9002539	



Gant d'examen Aloë Vera

LATEX/NON POUDRÉ

Gant d'examen non stérile contenant du gel d'Aloë Vera dans la couche interne.

Prenez soin de vos mains même pendant le travail!

Moins de risque de transpiration.

Conditionnement: 100 pièces.



TAILLE		ARTICLE	PRIX
XS	5 - 6	HS9002871	
S	6 - 7	<u>HS9002872</u>	
M	7 - 8	HS9002873	€ 9,79
L	8 - 9	HS9002874	
XL	9 +	HS9002875	

Gant d'examen Economy

Gant d'examen non stérile d'une épaisseur de seulement 0,15 mm. Cela procure une sensation optimale au toucher et avec une bonne adaptation aux formes de la main.

Conditionnement : 100 pièces.





TAILLE		ARTICLE	PRIX
XS	5 - 6	HS1010954	
S	6 - 7	HS1015137	6600
M	7 - 8	HS1019020	€ 6,29
L	8 - 9	HS1014477	



Gant d'examen Nitril

SANS LATEX/NON POUDRÉ

Gant d'examen non stérile avec un grand confort et avec une bonne adaptation aux formes de la main. Souple et solide avec le bout des doigts rugueux pour un meilleur grip. Les gants Nitril offrent une bonne alternative aux gants en latex. Ils sont fabriqués à 100 % en Nitril et conviennent en tant que gant d'examen à usage unique. Ils sont très résistants aux perforations et ont une bonne prise, même humides.









Reconnaissez votre taille à l'aide de la couleur!

Choisissez une couleur par taille et reconnaissez ainsi rapidement le gant qu'il vous faut.

Conditionnement : 100 pièces.

		BLEU	VERT	ORANGE	ROSE	PRIX
ODE	UR	RAISIN	THÉ VERT	ORANGE	BUBBLEGUM	
XS	5 - 6	HS9003954	HS9003959	HS9003933	HS9003964	
S	6 - 7	HS9003955	HS9003960	HS9003934	HS9003965	6 0 00
M	7 - 8	HS9003956	HS9003961	HS9003935	HS9003966	€ 8,29
L	8 - 9	HS9003957	HS9003962	HS9003936	HS9003967	
XL	9+	HS9003958	HS9003963	HS9003937	HS9003968	

Conditionnement: 200 pièces.

		BLANC	PRIX
XS	5 - 6	HS9008652	
S	6 - 7	HS9008653	
M	7 - 8	HS9008654	€ 13,79
L	8 - 9	HS9008655	
XL	9 +	HS9008656	





Gant d'examen Criterion

Gant d'examen non stérile sans latex avec une bonne adaptation aux formes de la main et une résistance élevée à la traction. Fabriqué à base de vinyle souple et résistant. Hypoallergénique.

Conditionnement : 100 pièces (tailles XS, S, M, L).

Conditionnement : 90 pièces (taille XL).





TAILLE		ARTICLE
S	5 - 6	HS9008167
	6 - 7	HS9008166
	7 - 8	HS9008165
	8 - 9	HS9008164
_	9 +	HS9008163

VINYL/POUDRÉ

TAILLE		ARTICLE	PRIX
XS	5 - 6	<u>HS1025379</u>	
S	6 - 7	HS9008171	
M	7 - 8	HS9008170	€ 4,29
L	8 - 9	HS9008169	
XL	9 +	HS9008168	

Porte gants en plastique

Adapté pour des boîtes de 100 ou 200 pièces.

Conditionnement : par pièce.

CONTENU	ARTICLE	PRIX
1 1 boîte	HS9795054	€ 10,49
2 2 boîtes	HS9795055	€ 14,49
3 3 boîtes	HS9795056	€ 17,79



Gant d'opération Criterion

Gant d'opération stérile en latex d'un confort élevé et avec une bonne adaptation aux formes de la main. Facile à enfiler même avec des mains humides grâce à sa couche interne de polymère.

Stérile, emballage par paire.

Conditionnement: 50 paires.



LATEX/POUDRÉ (POUDRE ANTIALLERGIQUE)

TAILLE	ARTICLE	PRIX
Nr. 5,5	HS1047721	
Nr. 6	HS1043500	
Nr. 6,5	HS1049242	
Nr. 7	HS1043501	€ 21,98
Nr. 7,5	HS1045920	€ 21,90
Nr. 8	HS1044696	
Nr. 8,5	HS1045787	
Nr. 9	HS1049192	

LATEX/NON POUDRÉ

TAILLE	ARTICLE	PRIX
Nr. 5,5	<u>HS1046125</u>	
Nr. 6	HS1045073	
Nr. 6,5	<u>HS1049218</u>	
Nr. 7	HS1043502	€ 39,29
Nr. 7,5	<u>HS1043503</u>	£ 39,29
Nr. 8	HS1043563	
Nr. 8,5	<u>HS1047315</u>	
Nr. 9	<u>HS1047227</u>	

Gant d'opération Néoprène

Gant d'opération stérile spécialement conçu pour les personnes allergiques au latex ou à la poudre.

Stérile, emballage par paire.

Conditionnement: 50 paires.



NÉOPRÈNE/NON-POUDRÉ

TAILLE	ARTICLE	PRIX
Nr. 5,5	<u>HS1127079</u>	
Nr. 6	HS1127080	
Nr. 6,5	HS1127081	
Nr. 7	HS1127082	£ 40.0E
Nr. 7,5	HS1127083	€ 49,95
Nr. 8	HS1127085	
Nr. 8,5	HS1127086	
Nr. 9	HS1127088	

Doigtier

Protection en latex naturel du doigt lors des examens hygiéniques et en toute sécurité.

Conditionnement : 100 pièces.



TAILLE	ARTICLE
S	HS9882136
M	HS9882137
L	HS9882138
XL	HS9882139

responsable d'éventuelles fautes de frappe et/ou de mise en page. Les textes et données sont publiés sous réserve de modification.

PRIX

€ 3,79

Tous les prix et montants sont à titre indicatif et peuvent être modifiés à tout moment. Tous les prix sont hors Récupel et hors taxes. Val d'Hony-Verdifarm ne peut pas être tenu



Masque chirurgical Earloop

Tissu molletonné blanc et doux avec une excellente adaptation au visage et bonne filtration. Sans latex, ni fibre de verre, avec élastiques attache-oreille et pince-nez.

Propriétés filtrantes : 98 %, 0,1 micron.

Conditionnement: 50 pièces.

COULEUR	ARTICLE	PRIX
Blanc	HS9006148	
Bleu	HS9006146	€ 4,29
Vert	HS9006147	



Masque chirurgical Tie on

Tissu molletonné blanc et doux avec une haute capacité de filtration. Masque résistant à l'humidité, d'un grand confort avec lanières à nouer et pince-nez.

Sans latex.

Propriétés filtrantes : 98 %, 0,1 micron.

Conditionnement : 50 pièces.

COULEUR	ARTICLE	PRIX
Blanc	<u>HS9006145</u>	
Bleu	HS9006143	€ 4,99
Vert	HS9006144	



Porter un masque pour nez/bouche pendant une opération prévient la contamination de la zone opérationnelle par des micro-organismes à cause du fait de tousser, parler ou éternuer et protège contre des éclaboussures.

Masque chirurgical Earloop Extra Protection

Masques de protection, sans latex, résistants aux liquides, avec ou sans protection oculaire. Ces masques vert/bleu offrent le plus haut degré de prévention contre la poussière et les micro-organismes. Ils satisfont, voire dépassent toutes les normes ASTM actuelles relatives aux masques de travail. Le masque est souple, inodore, serre de près et est confortable à porter. Le pince-nez est en aluminium flexible.

Selon la norme EN 14683.

CONDITI	ONNEMENT	ARTICLE	PRIX
Avec protection oculaire (polycarbonate)	25 pièces	HS9009065	€ 16,79
2 Sans protection oculaire	50 nièces	HS0882178	€ 5 70



Bonnet de chirurgien en résille

Bonnet résille universel avec élastique autour.

Très agréable et facile à porter.

Conditionnement: 100 pièces.

COULEUR	ARTICLE	PRIX
Blanc	<u>HS1026614</u>	€ 6,29
Bleu	HS1046058	€ 6,29



Tablier d'opération

Tablier d'opération à usage unique, fabriqué dans un matériau non tissé et imperméable. Système de boutons autour du cou et sur le côté pour garantir la stérilité de l'utilisateur. Les poignets élastiques offrent plus de confort au niveau des manches.

Stérile, emballage individuel.

Conforme aux normes européennes pour vêtements d'opération DIN EN13795.

Conditionnement : par pièce.

TAILLE	ARTICLE	PRIX
M	HS9008381	
L	HS9008382	C 0 00
XL	HS9008383	€ 3,99
XXL NEW	HS9882950	



Couvre-chaussure

Couvre-chaussure universel, non-stérile avec texture anti-dérapage.

Conditionnement : 100 pièces.

Couleur : bleu.



PRIX	ARTICLE
€ 7,29	HS1049452

Lunettes de protection

Lunettes protégeant les yeux. À utiliser lors du nettoyage des instruments pour éviter les éclaboussures dans les yeux.



	ARTICLE	PRIX
1 Verre clair	HS9793111	€ 6,29
2 Verre clair et branches ajustables	HS9793112	€ 6,79

Tablier RX

Le tablier protège contre le rayonnement diffusé.

Il dispose de fermetures type velcro et est dépourvu de poches.

Peut être porté en étant assis.

Coule Lo

Couleur : bleu. Longueur : 120 Epaisseur de plo Conditionnemen	omb : 0,5 Pb. t : par pièce.			
TAILLE	TOUR DE TAILLE	ARTICLE	PRIX	
M	65 cm	HS9881834	€ 169,95	
L	75 cm	HS9881835	€ 169,95	



Gaine RX

La gaine protège le corps de tous les côtés contre le rayonnement diffusé. Elle est donc idéale pour des personnes se trouvant avec le dos ou le côté vers la source de radiations. Protection maximale à l'avant grâce au chevauchement. Avec bande dorsale (les épaules sont moins chargées) et avec poches.

Epaisseur de plomb: 0,5 Pb. Conditionnement : par pièce.

DIMENSIONS	ARTICLE	PRIX
110 x 100 cm	HS9881836	€ 250,95
120 x 110 cm	HS9881837	€ 250,95





Protecteur thyroïde RX

Offre une grande sécurité avec un grand confort.

Avec fermeture velcro.

Couleur : bleu.

Epaisseur de plomb : 0,5 Pb. Conditionnement : par pièce.



ARTICLE PRIX HS9881840 € 44,59

ANESTHÉSIE



Moniteur de surveillance Vet Patient



Ce moniteur à multi paramètres fonctionne sur batterie et secteur et est équipé de :

- Electrocardiography (ECG)
- Heart Rate (HR), Pulse Rate (PR) et Respiration Rate (RR)
- Non-Invasive Blood Pressure (NIBP) systolic, diastolic and mean arterial pressure
- Functional arterial oxygen saturation (SpO₂)

Le Vet Patient Monitor est livré avec :

- ECG câble de connexion pour 1 lead et câbles ECG 3 dérivations
- SpO₂ câble d'extension et SpO₂ capteur animal Y réutilisable
- Batterie avec 1 heure d'autonomie
- Brassards pour tensiomètre et cordon pour manchettes 3 m
 - taille 1 (3 6 cm)
 - taille 2 (4 8 cm)
 - taille 3 (6 11 cm)
 - taille 4 (7 13 cm)
 - taille 5 (8 15 cm)
 - taille 6 (17 25 cm) **NEW**
- Sonde température
- Câble d'alimentation, manuel (en Anglais + d'autres langues disponibles sur CD-rom)
- Papier pour imprimante 5 rouleaux (uniquement pour le moniteur équipé d'une imprimante)

	ARTICLE	PRIX
Moniteur Vet Patient SpO ₂ + ECG + BP	HS9880850	€ 1.959,00
Moniteur Vet Patient SpO ₂ + ECG + BP avec imprimante	HS9880853	€ 2.159,00

Le moniteur peut être complété avec une série d'options :

ADTICLE

Module capnographie

Le monitoring sidestream utilise un capteur externe sidestream qui est connecté au port du module de capnographie. Le module capnographie permet les analyses gazeuses mainstream et sidestream, réalisées pour mesurer dans un mélange gazeux la concentration de **dioxyde de carbone** et pour aider à évaluer l'état des voies respiratoires, la circulation sanguine et le métabolisme du patient. La capnographie **mainstream** (le capteur se trouve directement dans le flux d'air expiré) et **sidestream** (flux d'air dévié vers le capteur pour enregistrement) sont des méthodes extrêmement précises pour mesurer les valeurs de CO₂ dans l'air expiré.

	ARTICLE	PRIX
CO₂ module sidestream LoFlo™	HS9880856	€ 2.065,00
CO₂ module mainstream LoFlo™ NEW	HS9883048	€ 4.509,00

Infant = sonde trachéale jusqu'à 4 mm Adult = sonde trachéale à partir de 4 mm



Capteurs SpO,

	ARTICLE	PRIX
SpO ₂ capteur rectal	HS9880857	€ 99,99
SpO ₂ capteur ear clip	HS9880858	€ 99,99

Batteries

	ARTICLE	PRIX
Batterie 1 h	HS9880871	€ 267,95
Batterie 3 h	HS9880872	€ 356,95
Batterie 5 h	HS9880873	€ 445,95

Trépied

Trépied à 5 roulettes pratique, permet de monter le moniteur à une hauteur idéale. Le moniteur se fixe sur la plate-forme de montage et le statif est pourvu d'un panier pour les accessoires et d'une poignée pour le déplacer.

ARTICLE	PRIX
HS9880874	€ 411,95











Accessoires

5 BRASSARD POUR TENSIOMÈTRE	DIMENSIONS	ARTICLE	PRIX
taille 1	3 - 6 cm	HS9880861	€ 7,49
taille 2	4 - 8 cm	HS9880862	€ 7,49
taille 3	6 - 11 cm	HS9880863	€ 7,49
taille 4	7 – 13 cm	HS9880864	€ 7,49
taille 5	8 – 15 cm	HS9880865	€ 7,49
taille 6 NEW	17 – 25 cm	HS9883049	€ 115,95
6 ECG avec 3 dérivations		HS9880866	€ 57,79
6 ECG câble de connexion		HS9880867	€ 134,95
SpO₂ capteur animal Y		HS9880859	€ 99,99
8 SpO₂ câble d'extension RCP058		HS9880860	€ 99,99
Capteur température		HS9880870	€ 21,49
Câble d'alimentation 230 V		HS9880868	€ 21,49
Papier imprimante 5 pièces		HS9882197	€ 18,98

Oxymètre de pouls

Un oxymètre de pouls est un instrument médical pouvant mesurer le taux d'oxygène dans le sang. Son action résulte du principe de la photométrie (par lumière infrarouge). Vu le mécanisme d'action, il est important de ne pas placer l'appareil directement sous une source lumineuse. Tenez compte du fait que l'oxymètre est plutôt un outil diagnostique. Peut être utilisé pendant l'anesthésie, mais de préférence pas pendant le monitoring. Appareil portable d'un usage simple avec écran LCD et éclairage LED.

Propriétés

- Fréquence cardiaque (25-350 bpm) en modes numérique et graphique
- Dimensions: 160 x 70 x 37,6 mm (H x I x P)
- Poids: 165 g (sans pile, ni chargeur)
- Capacité de mémoire 100 ID-nrs. et 300 h
- Fonction d'alarme sonore et visuelle (désactivation possible)
- Fonction arrêt automatique

Livré avec

- Capteur lingual
- Piles (4 x AA)
- Manuel
- Housse de protection
- Etui







	ARTICLE	PRIX
Par pièce	HS9008273	€ 340,95

Options

	ARTICLE	PRIX
Capteur lingual/auriculaire	HS9008274	€ 77,59
Clip pour sensor small	HS9009378	€ 12,99
1 Chargeur + câble d'alimentation	HS9008737	€ 82,95
2 Kit de montage*	HS9008738	€ 82,95
Housse	HS9009589	€ 14,99

^{*}Par exemple, pour fixer l'oxymètre de pouls à une cage d'hospitalisation.

Sonde trachéale

Type Murphy, avec cuff et connecteur standard.

Stérile, emballage individuel.

Conditionnement : par pièce.

€ 2,29

Ø		LONGUEUR	ARTICLE
2,0	mm	12 cm	HS9881781
2,5	mm	14 cm	HS9881782
3,0	mm	16 cm	HS9881783
3,5	mm	18 cm	HS9881784
4,0	mm	20 cm	HS9881785
4,5	mm	22 cm	HS9881786
5,0	mm	24 cm	HS9881787
5,5	mm	27 cm	HS9881788
6,0	mm	28 cm	HS9881789



Ø		LONGUEUR	ARTICLE
6,5	mm	29 cm	HS9881790
7,0	mm	30 cm	HS9881791
7,5	mm	31 cm	HS9881792
8,0	mm	32 cm	HS9881793
8,5	mm	33 cm	HS9881794
9,0	mm	34 cm	HS9881795
9,5	mm	35 cm	HS9881796
10,0	mm	36 cm	HS9881797
10,5	mm	38 cm	HS9881798
11,0	mm	40 cm	HS9881799



Spray silicone

Pour une introduction en douceur des tubes et des sondes. Empêche de coller.

CONTENU	ARTICLE	PRIX
400 ml	<u>HS9002402</u>	€ 7,29

CHIRURGIE

Gagnez du temps avec notre gamme de champs opératoires stériles



Champ opératoire en polyéthylène souple, résistant et transparent. Stérile, emballage individuel.

Conditionnement : 25 pièces.

RÉSISTANT

DIMENSIONS	ARTICLE	PRIX
30 x 45 cm	HS9008810	€ 16,79
45 x 60 cm	HS9008811	€ 18,29
60 x 90 cm	HS9008812	€ 19,49
90 x 120 cm	HS9008813	€ 25,48
120 x 120 cm	HS9008814	€ 31,48
120 x 180 cm	HS9008815	€ 40,59
120 x 250 cm	HS9008816	€ 58,59




Adhesive spray

Colle adhésive en spray pour champ opératoire.

Contenu: 150 ml.

ARTICLE	PRIX
HS9002697	€ 6,99



Champ opératoire polyéthylène avec couche en viscose - bleu

Film en polyéthylène avec couche absorbante en viscose. Stérile, emballage individuel.

ABSORBANT


Avec trou

DIMENSIONS CHAMP	Ø Trou	CONDITIONNEMENT	ARTICLE	PRIX
50 x 70 cm	7 cm	90 pièces	HS9881777	€ 32,48
75 x 90 cm	10 cm	30 pièces	HS9881778	€ 21,48

Adhésif 2 pièces

Espace pour agrandir ou réduire le trou.

DIMENSIONS	CONDITIONNEMENT	ARTICLE	PRIX
45 x 75 cm	60 pièces	HS9881779	€ 69.98



Champ opératoire polyéthylène avec couche en polypropylène - bleu

Film en polyéthylène avec couche absorbante en polypropylène. Stérile, emballage individuel.

ADHÉSIF

Avec fermeture sur le long côté

DIMENSIONS	CONDITIONNEMENT	ARTICLE	PRIX
50 x 50 cm	110 pièces	HS9881772	€ 42,59
50 x 70 cm	120 pièces	HS9881770	€ 60,95
75 x 90 cm	50 pièces	HS9881771	€ 45,59

Avec trou				
DIMENSIONS CHAMP	Ø Trou cond	ITIONNEMENT	ARTICLE	PRIX
45 x 30 cm	10 x 5 cm	25 pièces	HS9881765	€ 28,48
45 x 30 cm	15 x 7,5 cm	25 pièces	HS9881766	€ 28,48
45 x 30 cm	6,5 x 2 cm	25 pièces	HS9881764	€ 24,48
45 x 75 cm	8 x 25 cm	100 pièces	HS9881768	€ 95,95
45 x 75 cm	9 x 20 cm	100 pièces	HS9881767	€ 95,95
88 x 75 cm	27 x 13 cm	60 pièces	HS9881769	€ 92,59

Champ opératoire coton

Champ opératoire 100 % coton.

Couleur : vert.

Conditionnement : par pièce.

Sans trou

DIMENSIONS	ARTICLE	PRIX
50 x 50 cm	HS9882215	€ 2,99
70 x 70 cm	HS9882216	€ 4,79
90 x 90 cm	HS9882217	€ 7,49
100 x 100 cm	HS9882218	€ 9,79
100 x 150 cm	HS9882219	€ 11,79
200 x 250 cm	HS9882220	€ 25,29

2 Avec trou

DIMENSIONS	Ø TROU	ARTICLE	PRIX
50 x 50 cm	10,5 cm	HS9882221	€ 3,49
100 x 100 cm	7,5 cm	HS9882222	€ 10,49

Avec fente

DIMENSIONS CHAMP	LONGUEUR FENTE	ARTICLE	PRIX
40 x 60 cm	15 cm	HS9882223	€ 3,79
50 x 50 cm	10,5 cm	HS9882224	€ 3,79
70 x 70 cm	20 cm	HS9882225	€ 5,79
90 x 90 cm	35 cm	HS9882226	€ 8,29
100 x 100 cm	20 cm	HS9882227	€ 10,49
100 x 150 cm	22 cm	HS9882228	€ 12,79
200 x 250 cm	25 cm	HS9882229	€ 25,98



Set de champs opératoires dentaires stériles

Le set qui contient tous les champs opératoires dont vous avez besoin pendant vos chirurgies!

- 1 champ de table 75 x 90 cm
- 2 gaine souple pour tuyau 8 x 120 cm
- 2 strips adhésifs 8 x 50 cm
- 2 champs opératoires 45 x 75 cm
- 1 champ opératoire large 150 x 155 cm



Alèse

NEW

Alèse à grand pouvoir absorbant avec un film en polyéthylène sur la face inférieure.

Conditionnement : 30 pièces.



DIMENSIONS	ARTICLE	PRIX
40 x 60 cm	HS9008132	€ 4,49
60 x 60 cm	HS9008133	€ 5,99
60 x 90 cm	HS9008134	€ 8,49



Le nettoyage et l'entretien des instruments sont indispensables à leur utilisation et contribuent grandement à leur longévité.

- Toujours commencer par nettoyer les instruments! Les résidus d'opération, de lubrifiants ou de produits d'entretien peuvent causer des taches ou dépôts. Il existe 3 méthodes de nettoyage: manuelle – par ultrasons – machine à laver. La température idéale de l'eau doit se situer entre 40°C et 60°C
- Un contrôle visuel est nécessaire : les instruments doivent être propres à l'œil nu. La vérification des points de charnières est donc très importante. Orange Oil Spray (voir page 25) est idéal pour éliminer les traces de sang.
- 3. Toujours rincer à l'eau déminéralisée. L'eau du robinet contient des minéraux pouvant causer des décolorations.
- 4. Ensuite sécher les instruments manuellement à l'aide de lingettes non pelucheuses (voir page 32) ou à l'air comprimé.
- Lubrifier les points de charnières avec de l'huile de paraffine pure ou de l'huile pour instruments. Enlever l'excédent d'huile ou de paraffine. Cette huile convient pour la stérilisation en autoclave.
- 6. Pour la stérilisation à la vapeur, emballer les sets d'instruments de préférence sous container perforé avec filtre. Pour les instruments séparés, utiliser des gaines ou sachets de stérilisation (composés d'une face papier opaque et d'une face plastique transparente, voir page 28).
- 7. Stérilisation à la vapeur (autoclave) avec séchage intensif.
- 8. Après stérilisation, marquer le sachet avec un autocollant indiquant la date de péremption. Pour un emballage simple, la date de péremption est de 1 mois. Pour les containers, 3 mois. Si vous conservez les instruments dans les conditions idéales décrites au point 9, vous pouvez ajouter 3 mois supplémentaires.
- Conserver les sachets stériles à température ambiante, dans un endroit sec et sans poussière, loin de produits chimiques. Les produits élastiques sont à conserver dans un endroit sombre.




Manche de bistouri

Manche en métal, stérilisable.


Longueur: 12,5 cm.


		ARTICLE	PRIX
Nr. 3	pour lames nr. 10 - 15	HS1007520	€ 3,79
Nr. 4	pour lames nr. 20 - 24	HS1003973	€ 3,79

Contactez-nous au T 04 388 01 88 ou par e-mail order.vet@henryschein.be





























Ciseaux chirurgicaux Maxima®

Droit - mousse/mousse.

LONGUEUR	ARTICLE	PRIX
115 mm	HS9008689	€ 14,79
145 mm	HS1004352	€ 14,99
165 mm	HS9003847	€ 15,29
185 mm	HS9003844	€ 15,79





Ciseaux chirurgicaux Maxima®

Droit - pointu/pointu.

LONGUEUR	ARTICLE	PRIX
115 mm	HS1023440	€ 14,29
145 mm	HS1004549	€ 14,99
165 mm	HS1004104	€ 15,29







Droit - pointu/mousse.


LONGUEUR	ARTICLE	PRIX
145 mm	HS1007561	€ 16,79
165 mm	HS1004502	€ 19,29









































TC est l'abréviation pour 'carbure de tungstène'. Les lames ou le mors sont fabriqués à partir d'acier trempé pour une plus longue durée de vie. Ces instruments sont reconnaissables à leurs poignées dorées.

180 mm

2 160 mm TC





Porte aiguille Mathieu Maxima®

Convient particulièrement pour des interventions chirurgicales demandant de nombreuses fermetures.

LONGUEUR	ARTICLE	PRIX
140 mm	HS9008406	€ 36,48
170 mm	HS9008407	€ 41,95





HS9008862

HS1006116

€ 28.48

€ 39,98



Aiguilles de suture

Aiguilles de suture vétérinaires avec une bonne résistance à la flexion et une précision supérieure grâce à leur constitution en acier inoxydable.

Conditionnement : 12 pièces.



Corps	Point de géometrie	Description		Indication	
Ronde R	$\overline{(\cdot)}$	Un corps rond qui s'affine graduellement vers la pointe.		Tissus mous tels que faisceau, veines et arteres, intestins, tissus sous-cutanés.	
Chas fermé	Chas ouvert				
Aiguilles ronde	es \odot				
Chas ouvert – 3	/Q				
Cilas duvert — J	10		LONGUEUR	ARTICLE	PRIX
			16 mm	HS9006514	
	1		20 mm	HS9006515	
			30 mm	<u>HS9006516</u>	
			40 mm	HS9006517	€ 10,99
			45 mm	<u>HS9006518</u>	
			70 mm	HS9006519	
			90 mm	HS9006520	
Chas ouvert — 1	19				
ciias vuvert — i	12		LONGUEUR	ARTICLE	PRIX
	1		16 mm	<u>HS9006502</u>	
		lacksquare	20 mm	<u>HS9006503</u>	
			30 mm	HS9006504	€ 10,99
			40 mm	HS9006505	
			55 mm	HS9006506	
Chas fermé — 3/	/8				
			LONGUEUR	ARTICLE	PRIX
			25 mm	HS9006625	
	,		31 mm	HS9006622	
			35 mm	HS9006619	
			41 mm 46 mm	<u>HS9006617</u> <u>HS9006615</u>	0.0.00
			55 mm	HS9006612	€ 8,99
	•		64 mm	HS9006610	
			73 mm	HS9006608	
			80 mm	HS9006607	
Chas fermé — 1/	/2		LONGUEUR	ARTICLE	PRIX
		(•)	31 mm	HS9006627	€ 8,99
			J		2 0,00



Corps Point de géometrie Description Indication Triangulaire Tissus sous-cutanés et intradermiques, Aiguille triangulaire tranchant extérieur. ligaments, tissu conjonctif. Chas fermé Aiguilles triangulaires ∇ Chas ouvert - 3/8 LONGUEUR **ARTICLE** PRIX 16 mm HS9006507 20 mm HS9006508 30 mm HS9006509 40 mm € 10,99 HS9006510 45 mm HS9006511 70 mm HS9006512 90 mm HS9006513 Chas ouvert - 1/2 **LONGUEUR ARTICLE** PRIX 16 mm HS9006497 20 mm HS9006498 30 mm € 10,99 HS9006499 40 mm HS9006500 55 mm HS9006501 Chas fermé - 3/8 **LONGUEUR ARTICLE PRIX** 25 mm HS9006585 31 mm HS9006582 35 mm HS9006579 46 mm HS9006575 € 8,99 55 mm HS9006572 64 mm HS9006570 73 mm HS9006568 80 mm HS9006567 Chas fermé - 1/2 LONGUEUR PRIX **ARTICLE** 25 mm HS9006605 31 mm HS9006602 35 mm HS9006599 41 mm HS9006597 46 mm HS9006595 € 8,99 55 mm HS9006592 64 mm HS9006590

73 mm

80 mm

HS9006588

HS9006587



Agrafeuse cutanée

Agrafeuse cutanée jetable pour les sutures de peau. Fournie en standard avec 35 agrafes stériles (7,2 x 4,9 mm) en acier chirurgical. Facile à utiliser grâce au manche ergonomique qui permet aussi de gagner du temps.

Stérile, emballage individuel.

Conditionnement : par pièce.

ARTICLE	PRIX
HS9007010	€ 6,29



Ote agrafe

Rapide, simple d'usage et design ergonomique.

Stérile, emballage individuel.

Usage unique.

Conditionnement : par pièce.

AR	TICLE PRIX
HS90	<u>07011</u> € 2,99



Biopsie punch épiderme

Instrument jetable pour une biopsie précise.

Stérile, emballage individuel.

Conditionnement : par pièce.

ARTICLE	PRIX
HS9880082	
HS9880083	
HS9880084	
HS9880085	€ 2,29
<u>HS9880086</u>	
HS9880889	
HS9880087	
	HS9880082 HS9880083 HS9880084 HS9880085 HS988086 HS9880889





Ciseaux à pansement Lister Maxima®

LONGUEUR	ARTICLE	PRIX
145 mm	HS1006589	€ 12,99
180 mm	<u>HS1015267</u>	€ 18,99



Ciseaux universel

Avec poignées en plastique.

LONGUEUR	ARTICLE	PRIX
145 mm	HS9003124	€ 4,79
190 mm	HS1007898	€ 4,49

Pompe d'aspiration

Une pompe d'aspiration sans huile nouvelle génération, adaptée pour l'aspiration de sang, de mucus et de fluide pendant le traitement. Cet appareil médical peut être utilisé pendant les opérations, l'hospitalisation ou la consultation.



Fiche technique

- Puissance: 90V
- Pression négative minimale : > 0,075 Mpa (760 mmHg)
- Puissance d'aspiration : > 15 I / min (760 mmHg)
- Contenu du réservoir de liquide : 1000 ml
- Son : < 65 dB
- Poids: 4,4 kg
- Dimensions: 370 x 180 x 280 mm (L x I x H)

Livré avec

- Pompe d'aspiration
- 1 x tuyau d'aspiration du patient au réservoir (ø 12 mm, longueur 2 m)
- 1 x tuyau d'aspiration court entre le filtre et le réservoir
- 1 x tuyau d'aspiration court entre le filtre et la pompe d'aspiration
- 2 x sonde d'aspiration à usage unique (2,7 mm et 4 mm)
- 2 x filtre bactérien
- 2 x fusible
- Manuel



	ARTICLE	PRIX
Pompe d'aspiration	HS9880875	€ 139,95
Filtre bactérien	HS9883039	€ 1,79
Réservoir de liquide sans filtre	HS9883040	€ 14,29
Cathéter d'aspiration n° 8	HS9883041	€ 1,79
Cathéter d'aspiration n° 12	HS9883042	€ 1,79
Fusible	HS9883043	€ 1,79
Tuyau d'aspiration 2 m	HS9883044	€ 6,99

Plateau à instruments

Plateau pratique pour préparer les instruments avant l'utilisation.

Dimensions: 18 x 28 cm.

COULEUR	ARTICLE	PRIX
Bleu	<u>HS1008936</u>	
Jaune	HS9001273	67 AE
Vert	HS9001274	€7,45
Argent	HS1005433	



Anneaux de marquage pour instruments

Assortiment de 8 couleurs différentes pour identifier les instruments. Conditionnement : 50 pièces.

PRIX	ARTICLE
€ 6,79	HS1009163



Plateau haricot

Plateau jetable haricot, 100 % pâte à papier.

Conditionnement : 320 pièces.

PRIX	ARTICLE
€ 21.49	HS9009416




Cassette pour instruments

Cassette pratique en inox pour instruments avec barrettes porte-instruments en silicone bleu. Cette cassette supporte les passages en autoclave jusqu'à 135°C et en thermo-désinfecteur.

CONTENU	DIMENSIONS	ARTICLE	PRIX
1 5 instruments	7,3 x 18,3 x 3,2 cm	HS9008543	€ 29,48
2 10 instruments	14,5 x 18,3 x 3,2 cm	HS9008544	€ 41,59
3 16/20 instruments	27.9 x 18.3 x 3.2 cm	HS9008545	€ 73.59

Barrettes porte-instruments (silicone bleu)

CONTENU	CONDITIONNEMENT	ARTICLE	PRIX
4 5 instruments	3 pièces	HS9008829	€ 6,29
5 10 instruments	3 pièces	HS9008834	€ 8,59
6 16/20 instruments	6 pièces	HS9008839	€ 16,79



DENTISTERIE

Diagnostic



Radiographie dentaire : indispensable dans votre cabinet !

La radiographie dentaire facilite les soins dentaires et est en plus indispensable pour un traitement vétérinaire de bonne qualité. Les extractions dentaires se déroulent plus facilement et cela donne une estimation de la santé de tous les éléments et autres structures orales. De plus, la radiographie dentaire ne doit pas être un investissement coûteux, vous pouvez déjà commencer avec un système manuel simple.

Un système digital vous intéresse?


Prenez contact avec votre délégué pour plus d'information sur notre RX dentaire digital.




Film RX dentaire

Contraste élevé, haute résolution et beaucoup de détails.

DIMENSIONS	CONDITIONNEMENT	ARTICLE	PRIX
2 x 3 cm	100 pièces	HS9008387	€ 25,98
3 x 4 cm	150 pièces	HS9008389	€ 27,98






Coton tige indicateur

Idéal pour localiser et marquer le tartre. Pratique pour le contrôle après un détartrage.

Conditionnement : 25 pièces.

ARTICLE	PRIX
HS9009563	€ 19,49









*Disponible dans le cadre de 2017.





Carte de traitement dentaire

Pour dresser la cartographie, les constatations et les traitements dentaires. Un examen détaillé de la bouche du patient est le point de départ d'un programme de soins dentaires.

Conditionnement: 50 pièces.

ANIMAL	ARTICLE	PRIX
Chien	<u>VI012200</u>	
Chat	<u>VI012201</u>	€ 13,79
Chien & Chat	<u>VI012203</u>	

Nettoyer

Détartreur PS1

Détartreur compact à ultrasons avec intensité et débit d'eau réglables. Fonctionne avec pédale. L'appareil est livré avec un réservoir d'eau externe de 800 ml. Le double tuyau permet l'arrivée d'air de l'appareil vers le réservoir et l'alimentation en eau du réservoir vers l'appareil.

Avantages scaling Piezo

- Mouvement linéaire en plan longitudinal
- Peu de génération de chaleur
- Faible consommation d'eau

Propriétés

- Vibration insert +/- 30 Khz
- Dimensions: 190 x 125 x 60mm (l x P x h)
- Poids: 0,73 kg

Appareil livré complet avec mode d'emploi et

- Réservoir d'eau 800 ml
- 3 inserts
- Pièce à main Piezo
- · Clé à inserts
- · Câble d'alimentation
- Pédale



ARTICLE **PRIX** HS9003939 € 361,95



Inserts pour détartreur

Pour l'élimination du tartre supra-gingival. Conditionnement: 3 pièces.

	MODÈLE		ARTICLE	PRIX
•	1 P3E	Racine sous vision directe	HS9003952	
(2 S1E	Standard	<u>HS9003944</u>	
/	3 S4E	Entre les dents, plus long que le S1E	HS9003947	€ 123,95
	4 S2E	Beaucoup de tartre	HS9003945	
	5 S6E	Tartre intense	HS9003949	



Pour un fonctionnement optimal et efficace, il est important de tenir à l'œil l'usure des inserts. Lorsque celui-ci est raccourci par l'usure, son efficacité n'est plus performante. La plupart des inserts sont livrés avec une carte spéciale sur laquelle vous pouvez poser ce dernier afin de lire s'il doit être remplacé ou non.





L'insert touche la ligne rouge. 50% de PERTE **D'EFFICACITE** À JETER



Masque chirurgical Earloop

Masque de protection, sans latex, résistant aux liquides et avec protection oculaire. Ce masque offre le plus haut degré de prévention contre la poussière et les micro-organismes. Il satisfait à toutes les normes ASTM actuelles relatives aux masques de travail. Le masque serre de près et est confortable à porter. Il possède des élastiques attache-oreilles et un pince-nez en aluminium flexible.

Conditionnement: 25 pièces.

ARTICLE	PRIX
HS9009065	€ 16,79

Pompe d'aspiration

Une pompe d'aspiration sans huile nouvelle génération, adaptée pour l'aspiration du sang, de la salive, de mucus et de fluides pendant le traitement. Cet appareil médical peut être utilisé pendant les opérations, l'hospitalisation et la consultation.



Fiche technique

- Puissance: 90V
- Pression négative minimale : > 0,075 Mpa (760 mmHg)
- Puissance d'aspiration : > 15 I / min (760 mmHg)
- Contenu du réservoir de liquide : 1000 ml
- Son : < 65 dB
- Poids: 4,4 kg
- Dimensions: 370 x 180 x 280 mm (L x I x H)

Livré avec:

- Pompe d'aspiration
- 1 x tuyau d'aspiration du patient au réservoir (ø 12 mm, longueur 2 m)
- 1 x tuyau d'aspiration court entre le filtre et le réservoir
- 1 x tuyau d'aspiration court entre le filtre et la pompe d'aspiration
- 2 x sonde d'aspiration à usage unique (2,7 mm et 4 mm)
- 2 x filtre bactérien
- 2 x fusible
- Manuel



IOMATIMITIAL	AITHULL	LIUA
	HS9880875	€ 139,95
	HS9883039	€ 1,79
	HS9883040	€ 14,29
	HS9883041	€ 1,79
	HS9883042	€ 1,79
	HS9883043	€ 1,79
	HS9883044	€ 6,99
100 pièces	HS9002278	€ 2,99
10 pièces	HS9001870	€ 8,79
10 pièces	HS9001370	€ 11,29
	100 pièces 10 pièces	HS9880875 HS9883039 HS9883040 HS9883041 HS9883042 HS9883043 HS9883044 100 pièces HS9002278 10 pièces HS9001870

Instruments



Curette Gracey

Pour les soins prophylactiques et parodontaux des dents. La lame a un ou deux bords de coupe qui se fondent en une pointe arrondie. La forme de la lame et l'extrémité arrondie font que cet instrument peut être utilisé en supra- et subgingival.

Les chiffres désignent la forme de la curette. Maxigrip manche rond \emptyset 9,5 mm.

FORME	APPLICATION	ARTICLE	PRIX
1 1/2	dents antérieures	HS1048375	
2 3/4	dents antérieures – face distale	HS1048377	
3 7/8	dents postérieures	HS1048378	€ 15,29
4 11/12	dents postérieures	HS1048381	
5 13/14	dents postérieures	HS1048399	
CONSEILLE			

Les deux derniers modèles possèdent un manche, une tige et une lame qui ne sont pas dans le même plan ce qui les rend plus faciles à positionner dans l'arrière de la bouche.




Développé par David Strong MRCVS.

Plusieurs vétérinaires ont testé les élévateurs de racines et les trouvent faciles à utiliser et de très bonne qualité. Les poignées tiennent dans la paume de la main, ce qui permet de libérer un doigt et de le poser sur la pointe pour un contrôle supplémentaire. Set composé de pointes de 1-2-3 et 4 mm de largeur. Livré sous container autoclave perforé. Aussi disponible séparément.

CONSEILLE	ARTICLE	PRIX
1 Comfort set	<u>VI012600</u>	€ 232,95
Comfort set winged	<u>VI012610</u>	€ 232,95












Pince d'extraction dentaire

Celles-ci servent à enlever les dents ou les restes de racine après qu'elles aient été mobilisées avec un luxateur et/ou un élévateur. Nous distinguons 2 sortes: pince d'extraction dentaire et davier. La pince d'extraction dentaire ne se referme pas complètement à l'extrémité des mors afin d'éviter la fracture de la dent. Le davier se referme complètement à l'extrémité des mors. En raison de la grande variété de dents, il n'y a pas de pince universelle.



Excavateur

Souvent utilisé pour retirer les petits bouts de racines, car ils sont plus petits que la pince d'extraction et l'élévateur. Avec manche octogonal et une petite lame ronde tranchante.

TAILLE	ARTICLE	PRIX
1 Small	HS9002044	
2 Medium	HS9002043	€ 11,79
3 Large	HS9002042	











Raspatorium

Le bord arrondi de cet élévateur à périoste minimise la déchirure du tissu gingival lors de l'élévation de la gencive. L'extrémité pointue rend le premier soulèvement plus facile.

PRIX	ARTICLE
€ 15,99	HS9001745







Digue en caoutchouc

Faite en latex naturel, sans poudre avec goût menthe.

Dimensions : 15 x 15 cm. Conditionnement : 36 pièces.

ARTICLE	PRIX
HS9002652	€ 12,29



Quand avez-vous aiguisé vos instruments pour la dernière fois ?

Cela concerne aussi bien les luxateurs, les élévateurs que les curettes. Il est évident que des instruments tranchants fonctionnent mieux et occasionnent moins de fatigue aux mains. Mais souvent, il est vrai que vous ne remarquez pas que vous travaillez avec un instrument contondant jusqu'à ce qu'un nouveau arrive entre vos mains. La meilleure méthode pour garder des instruments tranchants est de les aiguiser régulièrement. De préférence après chaque utilisation durant 2 minutes. Si l'instrument est déjà fort émoussé, vous pouvez le faire aiguiser par un professionnel et ensuite l'entretenir de manière structurelle. Il existe différentes pierres à aiguiser. Vous aurez à la fois besoin d'une pierre courbe, mais aussi d'une plate pour aiguiser vos instruments.



Pièces à main et contre-angles



Pièce à main droite (HP)

Sont montées sur un moteur à vitesse de rotation jusqu'à max. 40.000 t/m, en transmission directe. Utilisées particulièrement pour les corrections orthopédiques de la mâchoire et du bec et les perçages pour ostéosynthèse, chez les rongeurs et pour le travail de polissage. Les fraises ont un mandrin lisse d'un Ø de 2,35 mm et sont retenues par friction. Leurs références correspondent à l'abréviation **HP (hand piece)**.



Contre-angle (RA)

Sont montés sur un moteur à vitesse de rotation jusqu'à max. 40.000 t/m. Peut tourner aussi manuellement pour atteindre les endroits difficiles dans la bouche. Le contre-angle est souvent caractérisé par un code couleur.

Bleu 1:1 est à transmission directe.

Vert 4:1- 10:1- 16:1 sont à transmission réductrice, à utiliser avec compresseur. Les mandrins des fraises ont une extrémité à encoche de calage-rétention et leurs références comportent l'abréviation **RA** (**right angle**).



Turbine ou pièce à main avec code rouge (FG)

Ces turbines sont entrainées par pression d'air et peuvent atteindre une vitesse de rotation de 400.000 t/m. La rouge 1:5 est à transmission multipliée et peut atteindre une vitesse de rotation de 120.000 t/m (avec tête torque). Les fraises ont un mandrin lisse d'un Ø de 1,60 mm et leurs références comportent l'abréviation FG (friction grip). Ces fraises doivent toujours être refroidies à l'eau.





Pièce à main (HP)

Pièce à main droite 1:1. Autoclavable et max. 40.000 t/m.

	ARTICLE	PRIX
Sans lumière et sans spray	HSBA170	€ 164,95
2 Avec lumière et spray	HSBA280LSS	€ 544,95



Contre-angle (FG)

Contre-angle **rouge** 1:5 avec lumière et spray interne. Il accélère de 5x la vitesse programmée. Le design ergonomique et le coating garantissent une meilleure prise en main. La coque en titane comprend un système triple spray pour un refroidissement optimal. Conditionnement : par pièce.

	ARTICLE	PRIX
Avec lumière et spray	HSBA250LT	€ 634,90



Contre-angle (RA)

Contre-angle 1:1 sans lumière et sans spray. Autoclavable et max. 40.000 t/m.

Forage et fraisage

Ce type de contre angles ne conviennent pas au polissage.

MODÈLE	ARTICLE	PRIX
1 Latch type RA	HSBA101	€ 117,95
2 Latch type push button RA	HSBA105	€ 213,95

Polissage

Il n'y a pas de fraises qui conviennent pour ces pièces à main.

MODÈLE	ARTICLE	PRIX
3 Screw type	HSBA102	€ 123,95
4 Snap on type	HSBA103	€ 128,95



- 1. Après usage, graisser la pièce à main et le contre-angle avec Maxima spray (voir ci-dessous). Cette huile sert au nettoyage et au graissage de la partie mécanique.
- 2. Nettoyer la partie inférieure de la pièce à main et du contre-angle à l'aide du Maxima spray pour accessoires et injecter l'huile. Continuer jusqu'à ce que l'huile qui s'écoule soit transparente.
- 3. Après le graissage, placer la pièce à main et le contre-angle la tête vers le haut de telle sorte que l'excès d'huile injecté s'écoule naturellement.
- 4. Ne jamais nettoyer et graisser la pièce à main et le contre-angle après le passage à l'autoclave.
- 5. Les pièces à main et les contre-angles ne sont pas résistants aux hautes températures d'un stérilisateur, mais peuvent passer en autoclave jusqu'à 135°C.
- 6. En raison de leur fabrication de précision et de leur mécanisme fragile, les pièces à main et les contre-angles ne résistent pas aux chutes.



Tubulure de spray HP/RA

Tubulure de spray à emboiter sur la pièce à main ou le contre-angle pour l'administration de fluide de refroidissement. Conditionnement : par pièce.

PRIX	ARTICLE	
€ 22.48	HSC030721	




Maxima spray

Spray universel pour le nettoyage et le graissage des pièces à main et des contre-angles. Est livré sans adaptateur pour spray. Contenu : 500 ml.


	ARTICLE	PRIX
1 Maxima spray	HS9001570	€ 18,29
2 Spray adaptateur	42088	€ 7,49

Fraise dentaire











Brosse de nettoyage pour fraise

Brosse pour enlever la saleté tenace des fraises.

Dimensions : 23 x 55 mm. Conditionnement : par pièce.

ARTICLE PRIX

<u>HS9001826</u> € 3,29



Les fraises (surtout les fraises FG) sont des consommables qui doivent être remplacées dès qu'il y a des signes d'usure.

Astuces pour une bonne utilisation

- Retirer après chaque usage la fraise de la pièce à main
- Contrôler l'usure des fraises, cela se manifeste par des rainures du côté turbine. Si la fraise est rainurée, il est préférable de la remplacer.

885/012

- Utilisez la fraise comme un pinceau, d'une manière douce, sans forcer.
- Si la fraise ne fore plus ou devient vide chaude, c'est qu'elle est émoussée et qu'il est temps de la jeter.



Fraise dentaire type FG (contre-angle rouge ou turbine) **DIAMANT - CONDITIONNEMENT: 5 PIÈCES** ARTICLE PRIX 1 859/012 € 21,48 pointe conique HS8783730 1 859/014 pointe conique HS8783771 € 21,48 2 801/010 ronde medium € 15,79 HS8782724 2 801/018 ronde medium HS8782734 € 17,29 2 801/023 ronde large HS8782737 € 17,79 3 830/010 forme de poire medium HS8782784 € 15,79 4 850/012 conique ronde medium HS8782868 € 21,48 4 850/012 conique ronde large € 21,48 HS8783626 5 863/012 € 21,48 flamme medium HS8782946 6 879/014 € 21,48 torpédo medium HS8782998

HS8783523

€ 21,48

cylindre pointu medium



	TC – CONDITIONNEMENT : 10 PIÈCES		ARTICLE	PRIX
	8 37/014	cône renversé	HS1009299	
CONSEILLE	9 3/012	ronde	<u>HS9000669</u>	
	9 8/010	ronde	HS1000288	
	9 8/023	ronde	HS1006131	
	10 330/008	forme de poire	HS1008426	€ 22,48
	10 331/010	forme de poire	HS1001120	
	10 332/012	forme de poire	HS1005616	
	11 1557/010	fissure ronde	HS1003098	
	12 1558/012	fissure ronde en croix	HS1004372	



Support fraises dentaires

Support de rangement pour 12 fraises FG high speed et 5 fraises RA pour contre-angle.

Conditionnement : par pièce.

 ARTICLE
 PRIX

 HS1026303
 € 21,79

Polir







Cupule de polissage Maxima® oscillante

Pour pièce à main droite (HP). Vitesse inférieure à 1.000 t/m. Conditionnement : 100 pièces.

	ARTICLE	PRIX
Cupule dure	HS9009618	€ 62,59
Cupule souple	HS9009617	€ 62,59



Cupule de polissage/brosse pour contre-angle (RA)

Cupule blanche en caoutchouc d'une excellente qualité pour un polissage efficace.

MODÈLE	CONDITIONNEMENT	ARTICLE	PRIX
Latch type RA	36 pièces	HS1005906	€ 6,29
2 Brosse RA	50 pièces	HS9000703	€ 30,48
3 Screw type	144 pièces	HS1006188	€ 14,79
4 Snap on type	144 pièces	HS1005078	€ 9,99



Cupule de polissage Maxima® rotative

Pour pièce à main droite (HP).

Prévient l'échauffement. Vitesse inférieure à 1.000 t/m.

Conditionnement: 100 pièces.

	ARTICLE	PRIX
Cupule dure	HS9008927	€ 49,59
Cupule souple	HS9008926	€ 49,59

Endodontie



Instruments à canaux radiculaires

Le vétérinaire utilise souvent la longueur de 55-60 mm, surtout pour les canines.

Tire-nerf Pour l'extraction du nerf interne.

Limes Hedström Pour limer dans le canal radiculaire avec un mouvement ascendant (ne pas tourner).

Bourre-pâte (spirale) Pour déposer dans la dent la pâte de remplissage.

Il vaut mieux stocker ces instruments à part, car ils sont très fragiles.



Set de traitement du canal radiculaire

Se compose de

- 1 tire-nerf
- 5 limes Hedström (tailles ISO 20, 30, 40, 50 et 80)
- 2 bourre-pâte medium Longueur : 60 mm.

PRIX	ARTICLE
€ 30,98	HS9009057



Tire-nerf

Introduire le tire-nerf, pivoter de 180° et ensuite le retirer. Le tire-nerf doit être 2/3 plus petit que le canal radiculaire.

Longueur : 47 mm - Tailles : \emptyset 0,02 - 0,03 - 0,04 - 0,05 mm.

Conditionnement : 8 pièces - 2 pièces par taille.

ARTICLE	PRIX
HS9009055	€ 11,29

Limes Hedström

Pour l'élargissement de la troisième partie apicale et le lissage des parois du canal radiculaire. Le mouvement à effectuer est pousser et tirer. Fabriqué dans un inox flexible de

haute qualité avec des embouts en nylon

Autoclavable.

Longueur : 25 mm.

MODÈLE	0	COULEUR	ARTICLE	PRIX
ISO 10	0,10 mm		HS1005776	
ISO 15	0,15 mm		HS1001671	
ISO 20	0,20 mm		HS1002758	
ISO 25	0,25 mm		HS1002583	
ISO 30	0,30 mm		HS1003023	
ISO 35	0,35 mm		HS1003533	
ISO 40	0,40 mm		HS1000240	
ISO 45	0,45 mm		HS1000950	
ISO 50	0,50 mm		HS1001202	€ 7,25
ISO 55	0,55 mm		HS1001366	
ISO 60	0,60 mm		HS1002633	
ISO 70	0,70 mm		HS1003964	
ISO 80	0,80 mm		HS1003060	
ISO 90	0,90 mm		HS1000498	
ISO 100	1,00 mm		HS1005685	
Assortiment 6 pi	èces (ISO 15 à ISO 4	10)	HS1000574	
Assortiment 6 pi	èces (ISO 45 à ISO 8	30)	HS1004642	





Pointes en papier

Pour sécher le canal radiculaire.

Longueur: 28 mm.

Sets ISO avec code couleur. Conditionnement : 200 pièces.

MODÈLE	ARTICLE	PRIX
ISO 15 à 40	HS9001221	€ 6,79
ISO 45 à 80	HS9001222	€ 6,79



Assortiment pointes de Gutta Percha

Longueur: 28 mm.

Sets ISO avec code couleur. Conditionnement : 120 pièces.

MODÈLE	ARTICLE	PRIX
ISO 15 à 40	HS9001238	€ 10,48
ISO 45 à 80	HS9001239	€ 10,48



Bourre-pâte

Pour la répartition du sealer et du ciment. Veiller à ce que le remplissage comble bien toute la cavité. Est aussi utilisé pour l'insertion de pointe de Gutta dans le canal radiculaire.

Longueur: 25 mm.

Conditionnement : 4 pièces (2 x 2 pièces).

MODÈLE	COULEUR	ARTICLE	PRIX
ISO 30/35 RA	rouge	HS1002085	
ISO 40/45 RA	bleu	HS1006646	6000
ISO 50/60 RA	vert	HS1001187	€ 8,29
ISO 70/90 RA	noir	HS1003783	



Bourre-pâte VET

Longueur: 60 mm.

Conditionnement: 6 pièces.

	ARTICLE	PRIX
ISO 30 à 40	HS9009056	€ 8,29



Canal radiculaire EDTA

À utiliser lors de la préparation du canal radiculaire avec limes et alésoirs. Le liquide EDTA agit comme un 'lubrifiant' pour canaux radiculaires étroits et élimine la boue dentinaire et d'éventuelles calcifications.

Conditionnement: 2 x 7 g seringues.

,	ARTICLE	PRIX
HSS	9003700	€ 16,99



Remplissage dentaire

Les matériaux suivants existent pour le soin et l'obturation définitive du canal radiculaire:

- Composite synthétique photo-polymérisable, avec une lampe de polymérisation
- Composite synthétique chémo-polymérisable, par mélange

- Amalgame
- Ciment verre ionomère



Lampe halogène à polymériser CU 1000

Une lampe halogène à polymériser avec une puissance lumineuse de 1000 mW/cm². La lampe présente un mode haute puissance et un mode soft-up et de plus vous avez le choix entre trois réglages de durée. La lampe dispose d'un réglage intégré de l'intensité lumineuse qui ajuste automatiquement le temps de durcissement à la puissance de la lampe.

Dimensions de la lampe : 21 x 5 x 15 cm.

Dimensions de la station de base : 15 x 13 x 17 cm.

Poids: 980 g.

ARTICLE PRIX HS9003250 € 365,95





Lampe de polarisation LED 1200

Lampe LED rechargeable pour le durcissement du composite photo-polymérisable. La lampe est très facile à manipuler, légère et sans câble d'alimentation.

Appareil livré avec

- Chargeur
- Guide de lumière 8 mm
- Protection contre l'aveuglement

Poids de la lampe : 154 g.

Alimentation: 230V.

ARTICLE PRIX
HS9006369 € 312,95





Acide phosphorique avec une excellente viscosité pour une application précise.

CONTENU	ARTICLE	PRIX
4 x 1,2 ml (+ 20 embouts)	HS1004649	€ 19,59
5 g (+ 3 embouts)	HS9001200	€ 14,29



Kit mordançage - collage

Composé d'un flacon de primer auto-mordançant et un flacon de bonding.

CONTENU	ARTICLE	PRIX
2 x 5 ml	HS9003553	€ 52,94

Natural Elegance Single Bond



Contenu: 5 ml.



ARTICLE PRIX <u>HS9003552</u> € 28,98



Amalgame

Se compose pour l'essentiel d'alliage d'argent, avec un peu de cuivre, de zinc et d'autres métaux. Les nouvelles compositions d'amalgame corrodent moins rapidement sous l'influence de la salive. L'amalgame doit être mélangé avant l'utilisation.




Appareil de mixage pour capsule dentaire

Vibreur malaxeur universel avec 10 durées différentes de mixage programmables. Rapide, silencieux et peut être utilisé pour tous les types standards de capsules d'amalgame dentaire.

Conditionnement : par pièce.

ARTICLE PRIX

HS9001171 € 322,95





Capsule d'amalgame

Conditionnement: 50 pièces.

DOSE	ARTICLE	PRIX
1	HS9002128	€ 39,95
2	HS9002129	€ 50,95
3	<u>HS9002130</u>	€ 70,95



Applicateur à amalgame

Fabriqué en plastique résistant à la chaleur et aux produits chimiques. Autoclavable jusqu'à 135°C.

Applicateur

3 Courbe

4 Droit

	ARTICLE	PRIX
Embout		
2 Embout droit	HS9000425	€ 12,95
Embout courbe	<u>HS9000430</u>	€ 12,95

ARTICLE

HS9000440

HS9000435

PRIX

€ 4,95

€ 4,95





Composite synthétique

Utilisé pour les obturations dentaires et la chirurgie orthopédique.

Se compose d'une résine et d'un liant.

Afin d'améliorer la résistance à l'usure du composite, on y ajoute des particules microscopiques de verre, de quartz et de silicate. Il existe deux sortes de composite, à polymérisation chimique ou photo-initiée.

Le composite à chémo-polymérisation se compose de 2 éléments: une base et un catalyseur.

Ils sont mélangés à parts égales et le durcissement intervient après 1 ou 2 minutes.

Le composite photo-polymérisable se durcit à l'aide d'une lampe à polarisation en 20 à 40 secondes.

Kit Composite Radio Opaque de restauration dentaire

Contenu

- 14 g de base
- 14 g de catalyseur
- 50 spatules
- 2 bols à mélange

Hybrid Composite



ARTICLE HS1001673

PRIX € 42,99

Composite photo-polymérisable, polissable et destiné à la technique d'obturation adhésive.

Dureté élevée et résistant à l'abrasion.

Couleur A2

Contenu: 3g.

ARTICLE PRIX HS9006380 € 15,99

Natural Elegance Flowable Composite

Ce composite est un fluide, photo-polymérisable, légèrement visqueux avec libération de fluor.

Le kit se compose de 4 seringues de couleur A1 et 20 embouts applicateurs.

Conditionnement: 4 x 2 g.



ARTICLE HS1019306

PRIX € 59,59



Est utilisée pour mélanger le ciment dentaire. La spatule a un côté flexible et un côté large.

ט	ARTIGLE	PRIX
0,6 mm	HS9001665	€ 9,99

Pâte à polir Diamond

Pâte à polir pour composite pour obtenir une belle surface lisse. À utiliser aussi bien en labo qu'en intra-buccal.

Contenu: seringue 2 ml. Durée de vie : 2 ans.

> **ARTICLE PRIX** € 20,48 HS1014116



Accessoires pour composite

C	ONDITIONNEMENT	ARTICLE	PRIX
1 Manche pour brossette		HS9000795	€ 2,49
2 Brossette blanche douce	100 pièces	HS9001382	€ 7,99
3 Brossette fine rouge	100 pièces	HS9000794	€ 7,99
4 Bloc de mélange à 4 cuvettes	50 pièces	HS9008146	€ 3,99
5 Bloc de mélange polyéthylène 7,5 x 15	cm 100 pièces	HS9000718	€ 3,79
6 Spatule de mélange blanche jetable	100 nièces	HS9006341	€ 6 79



RGI Plus

Ciment dentaire de scellement pour la fixation de couronnes, de bridges, d'inlays, d'onlays, des pivots et des bandes orthodontiques.

Contenu: 35 g.



ARTICLE PRIX HS9001019 € 35,99

RGI Plus Fill

Verre ionomère RGI renforcé avec de l'argent. Ciment verre ionomère avec de l'argent, miscible à l'eau pour la restauration des lésions dentaires. Comme sous couche de base pour les restaurations en composite, pour fermer l'entrée de la racine lors d'une dévitalisation. Très bonne adhésion chimique de l'émail et de l'ivoire.

Contenu: 15 g.



ARTICLE PRIX

<u>HS9001025</u> € 35,48



Preline Plus

Pâte d'hydroxyde de calcium (fond de cavité). Permet de protéger la pulpe et est utilisé comme fond de cavité pour tous les matériaux d'obturation.

Durcissement chimique.

Contenu: 13 g de base / 11 g de catalyseur.

ARTICLE PRIX

HS9001012 € 13,29



Preline Plus LC

Pâte d'hydroxyde de calcium (fond de cavité). Permet de protéger la pulpe et est utilisé comme fond de cavité pour tous les matériaux d'obturation. Aussi comme protection contre les acides lors du mordançage. Photopolymérisation. Prêt à l'emploi et durcit en 60 secondes ce qui occasionne un gain de temps

Contenu: 2 x 4 g + 20 embouts.

ARTICLE PRIX
HS9001013 € 25,98



Ciment à deux méthodes de durcissement pour scellement permanent, auto-mordançant. Pas d'Etch Gel, ni de bonding nécessaire pour cimenter Durcit chimiquement en 3 minutes ou en 20 secondes avec la lampe à polymérisation

Contenu: 5 ml + 10 embouts.

Ciment dentaire

ARTICLE PRIX HS9008244 € 48,95

Hypochlorite de sodium 3 %

Pour le nettoyage et la désinfection du canal radiculaire pendant et après l'intervention.

Contenu flacon: 500 ml.



ARTICLE PRIX HS9008305 € 10,49



Rouleau coton cellulose

Rouleau d'ouate en coton et cellulose avec un grand pouvoir absorbant.


 $Condition nement: 300\ g.$

DIMENSIONS	ARTICLE	PRIX
8 x 38 mm	HS9001895	€ 5,79
10 x 38 mm	HS9001896	€ 5,79
12 x 38 mm	HS9001897	€ 5,79
Distributeur	HS9006050	€ 12,99



Boulettes de coton

CONTENU		ARTICLE	PRIX
4 g	00	<u>HS9001879</u>	€ 15,49
4 g	0	HS9001880	€ 12,49
10 g	1	<u>HS9001881</u>	€ 11,29
10 g	2	HS9001882	€ 9,49







Matériel d'empreinte VPS Hydro Putty Soft

Réalisation d'une empreinte au moyen d'une technique en 2 phases (catalyseur et base).

Conditionnement: 2 x 400 g.

ARTICLE PRIX HS9001448 € 45,59



Eurosil Max Catalyseur

Pâte de catalyseur pour matériel d'empreinte à base de silicone. Facilement mélangeable de façon homogène. Il faut 60 ml pour la méthode de double impression ou la technique sandwich. Tous les matériaux Eurosil ou Eurosil 2 sont compatibles et peuvent être incorporés.

Couleur : rose. Contenu : 60 ml.

ARTICLE PRIX

<u>HS9008538</u> € 7,99




Plaque d'impression pour résine dentaire

Plaque de résine préformée pour fabriquer des curettes individuelles pour couronnes, bridges et autres restaurations prothétiques. La matériel est agréable à utiliser et a une odeur de menthe.

Couleur: rose.

Conditionnement: 50 pièces.

ARTICLE	PRIX
<u>HS9001491</u>	€ 42,59





Eurosil Putty Soft

Matériel d'empreinte de précision malléable à base de silicone pour la méthode de double impression ou la technique sandwich. Le temps de durcissement dans la bouche est de deux minutes. Tous les matériaux Eurosil ou Eurosil 2 sont compatibles et peuvent être incorporés.


Soft: shore-A.

Durcissement: 60 secondes.

Couleur : blanc. Poids : 1,53 kg. Contenu : 900 ml.

ARTICLE	PRIX
HS9008534	€ 19,99





Pince gouge Friedmann

Pour les contours de l'os alvéolaire et la coupe du tissu fibreux.

TAILLE	LONGUEUR	ARTICLE	PRIX
Mini	130 mm	<u>HS1001276</u>	€ 61,95
Standard	150 mm	HS1007991	€ 79,99



Tenon dentinaire

Titanium Dentine tenon radiculaire 0,6 mm avec ligne de rupture. Auto centrage, coupe en douceur, très bonne adhérence et stabilité supérieure. Le tenon dentinaire est constitué de titane. Une partie de la base est incorporée dans la pièce à main pour une plus grande stabilité. C'est un renfort supplémentaire pour l'amalgame ou le composite.

	CONDITIONNEMENT	ARTICLE	PRIX
1 Fraise pour tenon radiculaire	RA 6 pièces	HS9001408	€ 33,48
2 Kit de démarrage 0,6 mm	25 pièces + 1 fraise	HS9001407	€ 26,98
3 Kit de recharge 0,6 mm	100 pièces	HS9001406	€ 85,59



Curette alvéolaire Hemingway

Conçu pour nettoyer l'alvéole et pour enlever des fragments d'os.

TAILLE	ARTICLE	PRIX
1 Small	HS9002065	€ 12,29
2 Medium	HS9002066	€ 11,79
3 Large	HS9002064	€ 11,79



Pour adhérer à la dent lors de la fixation et du serrage de ligature en caoutchouc et powerchain.

	LONGUEUR	COND.	ARTICLE	PRIX
Lingual buttons		10 pièces	HS1067408	€ 26,98
2 Powerchain blanc	37,5 cm		HS9004965	€ 12,29



Doigtier brosse à dents

Doigtier brosse à dents bleu/rouge. Rouge pour brosser les dents. Bleu pour masser la gencive.

ARTICLE	PRIX
HS9008935	€ 1,99

ANIMAUX DE RENTE


















Pansement trayon

Le pansement trayon est une bande absorbante unique. Cohésive, mais ne colle pas à la peau, aux poils ou aux plaies. Résistante à l'eau, la pommade et la crème. L'élasticité optimalise la fixation et préserve la flexibilité. Sans latex.

Conditionnement : par pièce.

DIMENSIONS	ARTICLE	PRIX
6 cm x 4,5 m	HS9009910	€ 6,49



Gel d'échographie Ultrasound

Absolument sans bulles et sans danger pour l'équipement. Doux pour la peau et les muqueuses, sans colorant, ni parfum. Sans stabilisateurs, ni agents conservateurs.

CONTENU	ARTICLE	PRIX
250 g distributeur	HS9000849	€ 2,29
1 kg distributeur	HS9000850	€ 3,29
5 kg bidon souple	HS9000851	€ 12,79
Pompe de dosage pour liquides à haute viscosité - voir	nage 23	




Rasoir avec manche

Rasoir non stérile jetable à usage médical. Rase toutes les longueurs de poils. Avec protection pour une sécurité garantie pendant le rangement et/ou la destruction du rasoir.

Conditionnement : 100 pièces.

PRIX	ARTICLE
£ 10.00	1100000014



Set chirurgical pour la colique du cheval

Ce set se compose d'alèses pour le corps et les jambes arrière du cheval ainsi que de deux sacs pour contenir les intestins.

Stérile, emballage par set.

ARTICLE	PRIX
HS9008243	€ 42,48



Gant d'examen long Sensitive/Soft

Gant d'examen non stérile fabriqué dans une matière souple et résistante. La dextérité reste donc bien préservée. Pas d'irritation lors de l'examen ou de l'insémination.

Conditionnement: 100 pièces.

TAILLE	COULEUR	ARTICLE	PRIX
1 Homme Sensitive	orange	HS9009606	
Femme Sensitive	orange	HS9009607	€ 9,99
3 Universelle Soft	vert	HS9009608	



Gel lubrifiant Lubricant

Gel lubrifiant à base d'eau. Ne tache pas et est hypoallergénique.

CONTENU	ARTICLE	PRIX
1 l bidon	HS9003377	€ 4,49
10 l bidon	HS9003378	€ 26,48
Pompe de dosage pour liquides à haute viscosité - voir page 23		



Gant d'examen long Soft avec attache épaule

Gant d'examen non stérile fabriqué dans une matière souple et résistante. Avec attache épaule pour une meilleure protection. Taille universelle.

Couleur : vert.

Conditionnement : 50 pièces.

ARTICLE	PRIX
HS9009609	€ 10,99



Gant d'examen long avec élastique

Gant d'examen non stérile fabriqué dans une matière souple et résistante. Avec un élastique en haut du bras pour une meilleure fixation.

Conditionnement: 100 pièces.

TAILLE	ARTICLE	PRIX
S	HS9880490	€ 14,29
L	HS9880489	€ 14,29



Gel lubrifiant Vet Lube

Flacon de dosage pratique avec gel d'examen prêt à l'emploi.

CONTENU	ARTICLE	PRIX
2,5 I	HS9880904	€ 8,99



Tous les modèles de cette ligne de vêtements de haute qualité est fabriquée à partir de flexothane classique (néoprène), imperméable et coupe-vent, mais en même temps très respirant.

Avantages

- Imperméable et coupe-vent
- Haute résistance à la déchirure
- Léger
- Confortable
- Lavable en machine



Casaque de vêlage Flexothane courte

Avec manchette en néoprène et une poche sur la hanche droite. Conditionnement : par pièce.

TAILLE	ARTICLE	PRIX
S	HS9882072	
M	HS9882073	
L	HS9882074	€ 61,59
XL	HS9882075	
XXI	HS9882076	



Casaque de vêlage Flexothane longue

Avec manchette en néoprène et une poche sur la hanche droite. Conditionnement : par pièce.

TAILLE	LONGUEUR	ARTICLE	PRIX
S	140 cm	HS9882077	
M	130 cm	HS9882078	
L	145 cm	HS9882079	
L	160 cm	HS9882080	6 72 05
XL	145 cm	HS9882081	€ 73,95
XL	160 cm	HS9882082	
XXL	145 cm	HS9882083	
XXL	160 cm	HS9882084	



Pantalon de vêlage Flexothane

Avec élastique à la taille et boutons à pression aux chevilles. Accès à la poche par la hanche droite.

Conditionnement : par pièce.

TAILLE	ARTICLE	
S	HS9882090	
M	HS9882091	
L	HS9882092	
ΧI	HS9882093	

€ 53,95

PRIX



Tablier de vêlage Flexothane

Tablier avec 2 poches de poitrine, sangle de cou solide et taille ajustable. Conditionnement : par pièce.

LONGUEUR	ARTICLE	PRIX
110 cm	HS9882085	
120 cm	HS9882086	€ 47,59
130 cm	HS9882087	



Salopette de vêlage Flexothane

Salopette avec une partie ventrale extra large pour une couverture optimale de la poitrine et une poche intérieure. Accès au pantalon par la hanche droite et boucle facile à manier avec la fermeture à pression.

TAILLE	ARTICLE
XL	HS9882088
XXL	HS9882089



Casaque de vêlage

Casaque de vêlage en polyéthylène non-stérile à usage unique. Conditionnement : par pièce.

LONGUEUR	ARTICLE	PRIX
140 cm	HS9880526	€ 0,99
156 cm	HS9880527	€ 1,05
165 cm	HS9880528	€ 1,07



Casaque de vêlage

Casaque de vêlage en polyéthylène non-stérile à usage unique. Avec bandes sur le dos et aux poignets pour un ajustement optimal. Stérile, emballage individuel.

Conditionnement : par pièce.

LONGUEUR	ARTICLE	PRIX
130 cm	HS9880503	€ 2,79



Tablier de vêlage Apron

Tablier jetable en polyéthylène.

Épaisseur: 0,014 mm.

Conditionnement : 100 pièces.

LONGUEUR	ARTICLE	PRIX
125 cm	HS9881842	
140 cm	HS9881843	€ 11,29
160 cm	HS9881844	



Combinaison de vêlage Coverall

Combinaison tissée avec fermeture éclair et capuchon. Peut être lavée plusieurs fois.

TAILLE	ARTICLE	PRIX
M	HS9880541	
L	HS9880542	€ 2.79
XL	HS9880543	€ 2,19
XXL	HS9880544	

BANDAGISTERIE ET SOINS DES PLAIES



Manuka gel miel

Contient du miel Manuka de Nouvelle-Zélande qui fournit un environnement humide propice à la cicatrisation des plaies et qui favorise le débridement autolytique.

Recommandations

- Les plaies traumatiques et contaminées
- Les plaies nécrotiques nécessitant un débridement autolytique
- Les brûlures au 2ème degré, superficielles et partielles
- Les plaies cavitaires (dont les abcès)
- Les escarres
- Les plaies chirurgicales

CONTENU	ARTICLE	PRIX
Tube 15 g	HS9880538	€ 5,49



Le nombre de plis renseigne le nombre d'épaisseurs de la compresse. Plus le nombre de plis est élevé, plus la compresse est absorbante.



Compresse de gaze

Compresse non stérile, tissée, 100 % coton.

8 PLIS			
DIMENSIONS	CONDITIONNEMENT	ARTICLE	PRIX
5 x 5 cm	100 pièces	HS9003180	€ 0,98
7,5 x 7,5 cm	100 pièces	HS9003181	€ 1,99
10 x 10 cm	100 pièces (016)	HS9003179	€ 2,99
7,5 x 7,5 cm	2.500 pièces	HS9882028	€ 29,98
12 PLIS			
DIMENSIONS	CONDITIONNEMENT	ARTICLE	PRIX
5 x 5 cm	200 pièces	HS9003177	€ 1,99
7,5 x 7,5 cm	200 pièces	HS9003178	€ 3,49
10 x 10 cm	200 pièces	HS9003175	€ 5,99



Tampon de gaze

Non stérile.

Ø	CONDITIONNEMENT	ARTICLE	PRIX
2,5 cm	500 pièces	HS9008742	€ 18,79
3,0 cm	250 pièces	HS9008743	€ 12,79
3,5 cm	250 pièces	HS9008744	€ 16,29



Tampon de cellulose

Tampon de cellulose stérilisable.

Conditionnement : 2 rouleaux de 500 tampons.

DIMENSIONS	ARTICLE	PRIX
4 x 5 cm	HS9000853	€ 3,29



Compresse non tissée

Compresse non stérile, non tissée, 4 plis.

Ces compresses sont douces et agréables au toucher et ont une grande capacité d'absorption.

Conditionnement: 200 pièces.

DIMENSIONS	ARTICLE	PRIX
5 x 5 cm	HS9003263	€ 1,49
7,5 x 7,5 cm	HS9003308	€ 2,79
10 x 10 cm	HS9003309	€ 3,29

Acheter vos compresses déjà stérilisées et gagnez du temps



Compresse de gaze

Compresse stérile, 100 % coton, 12 plis.

DIMENSIONS	CONDITIONNEMENT	ARTICLE	PRIX
5 x 5 cm	50 x 2 pièces	HS9003223	€ 2,99
7,5 x 7,5 cm	40 x 2 pièces	HS9003224	€ 3,79
10 x 10 cm	25 x 2 pièces	HS9003225	€ 3,99



Bande de fixation élastique

Bande de fixation élastique, absorbante et respirante. Stérilisable et résistante aux pommades, huiles et graisses.

Haute élasticité : 135 %.

Matériau: 40 % viscose et 60 % polyamide.

Couleur : blanc. Longueur : 4 m.

Conditionnement : 20 pièces.

LARGEUR	ARTICLE	PRIX
4 cm	HS9008577	€ 4,99
6 cm	HS9008578	€ 5,99
8 cm	HS9008579	€ 8,79
10 cm	HS9008580	€ 9,79
12 cm	HS9008581	€ 12,29



Bande de gaze

Bande non stérile élastique.

Matériau : 45 % coton et 55 % polyamide. Emballage individuel sous cellophane.

Longueur: 4 m.

Conditionnement : 20 pièces.

LARGEUR	ARTICLE	PRIX
4 cm	HS9880144	€ 4,29
6 cm	HS9880145	€ 6,29
8 cm	HS9880146	€ 8,49
10 cm	HS9880147	€ 11,49
12 cm	HS9880148	€ 13,29



Bande Ideal

Bande élastique poreuse et respirante pour le soutien et le post traitement des luxations et des fractures.

Stérilisable jusqu'à 135°C.

Matériau : 88 % coton, 11 % polyamide et 1 % polyuréthane. Elasticité conforme aux normes DIN 61632/51220/51221.

Longueur : 5 m. Couleur : écru.

Conditionnement : 10 pièces.

LARGEUR	ARTICLE	PRIX
4 cm	HS9001604	€ 14,99
6 cm	HS9001605	€ 17,99
8 cm	HS9000808	€ 22,48
10 cm	HS9000809	€ 25,98
12 cm	HS9000810	€ 30,48



Bande universelle

Bande résistante, élastique, 100 % coton pour pansement de fixation ou de soutien.

Elasticité: 93 % selon les normes DIN 61632/51220/51221.

Longueur : 5 m. Couleur : écru.

Conditionnement : 10 pièces.

LARGEUR	ARTICLE	PRIX
6 cm	HS9000842	€ 7,79
8 cm	HS9000843	€ 10,29
10 cm	HS9000844	€ 12,49
12 cm	HS9000845	€ 14,79



Bande de protection

Bande avec une bonne tolérance cutanée et respirante.

Matériau: 100 % polyester.

Longueur: 3 m.

Conditionnement : par pièce.

LARGEUR	ARTICLE	PRIX
6 cm	HS9009592	€ 0,67
10 cm	HS9009593	€ 0,88
15 cm	HS9009594	€ 1,79
25 cm	HS9009595	€ 2,49



Bande de compression

Bande stérilisable, 100 % coton avec une faible élasticité. Résistante aux graisses, pommades, huiles et sueur.

Elasticité : 90 % Longueur : 5 m. Couleur : chair.

Conditionnement : 10 pièces.

LARGEUR	ARTICLE	PRIX
6 cm	HS9008590	€ 38,48
8 cm	HS9008591	€ 45,59
10 cm	HS9008592	€ 56,59
12 cm	HS9008593	€ 65,59



Vet bandage

Bande de protection résistante et élastique avec une épaisseur de 0,5 cm. Cohésive, mais ne colle pas à la peau, aux poils ou plaies. Résistante à l'eau, la pommade et la crème. Cette bande peut être utilisée comme bande de soutien ou comme bande de compression. Comparable au pansement trayon, mais plus épais. Sans latex.

DIMENSIONS	ARTICLE	PRIX
8 cm x 1 m	HS9009913	€ 4,79
9 cm x 5 m	HS9009912	€ 14,79



Pansement trayon

Le pansement trayon est une bande absorbante unique. Cohésive, mais ne colle pas à la peau, aux poils ou plaies. Résistante à l'eau, la pommade et la crème. L'élasticité optimalise la fixation et préserve la flexibilité. Sans latex.

Conditionnement : par pièce.

DIMENSIONS	ARTICLE	PRIX
6 cm x 4,5 m	HS9009910	€ 6,49



Bande tubulaire

Bande extensible tissée en rouleau sans couture. Pour la fixation des pansements.

Matériau: 67 % coton, 33 % viscose.

Longueur : 20 m. Couleur : blanc.

Conditionnement : par pièce.

LARGEUR	ARTICLE	PRIX
1,5 cm	HS9002578	€ 4,49
2,5 cm	HS9002579	€ 6,99
6,0 cm	HS9002580	€ 12,29
8,0 cm	HS9002581	€ 14,49
10,0 cm	HS9002582	€ 15,79
12,0 cm	HS9002583	€ 18,49



Bande de fixation cohésive

Bande de fixation cohésive, élastique, stérilisable, pour la fixation de pansement. Bonne tolérance cutanée et respirante.

Longueur : 20 m. Couleur : blanc.

Conditionnement : par pièce.

LARGEUR	ARTICLE	PRIX
4 cm	HS9008585	€ 3,79
6 cm	HS9008586	€ 3,99
8 cm	HS9008587	€ 4,49
10 cm	HS9008588	€ 5,49
12 cm	HS9008589	€ 6,49

Bande de fixation adhésive

Bande de fixation adhésive, élastique très respirante.

Longueur: 4,5 m.

Conditionnement : par pièce.



LARGEUR	ARTICLE	PRIX
2,5 cm NEW	HS9883143	€ 1,29
5 cm	HS9882257	€ 1,79
7,5 cm	HS9882258	€ 2,29
10 cm	HS9882259	€ 2,99

Bande abdominale

Bande abdominale, lavable, 100 % coton, protège la plaie de la chirurgie et est aussi utilisée pour les problèmes de peau. Ajustement parfait grâce aux fixations velcro. Bonne adaptation au corps.

TAILLE	RACE	LONGUEUR	ARTICLE	PRIX
Nr. 1	Chat	32 cm	HS9009483	€ 5,79
Nr. 2	Caniche	38 cm	HS9009484	€ 7,29
Nr. 3	Epagneul	47 cm	HS9009485	€ 7,99
Nr. 4	Labrador	51 cm	HS9009486	€ 8,29
Nr. 5	Berger allemand	55 cm	HS9009487	€ 8,79
Nr. 6	Dogue allemand	63 cm	HS9009488	€ 8,79
Nr. 7	Saint-Bernard	67 cm	HS9009489	€ 9,29





Bande cohésive

Bande cohésive élastique, adhésive, disponible en différentes couleurs. Colle bien sans devoir trop serrer. Facile à découper à la main. Ne colle pas aux poils.

Les bandes cohésives existent en 2 qualités : qualité de base et qualité VetFlex.



Bande cohésive

Bande cohésive élastique, adhésive, disponible en différentes couleurs. Facile à découper à la main. Flexible et respirante, ne colle pas aux poils.

Longueur: 4,5 m.

Conditionnement : par pièce.

5 CM – 36 PIÈCES	7,5 CM – 24 PIÈCES	10 CM – 18 PIÈCES
€ 0,86	€ 1,29	€ 1,49
HS9009805	HS9009811	HS9009817
HS9009808	HS9009814	HS9009820
HS9009806	HS9009812	HS9009818
HS9009807	HS9009813	HS9009819
HS9009809	HS9009815	HS9009821
		HS9882029



Bande cohésive VetFlex

Bande cohésive élastique, adhésive, disponible en différentes couleurs. Facile à découper à la main. Flexible et respirante, ne colle pas aux poils.

QUALITÉ SUPÉRIEURE

Longueur: 4,5 m.

5 CM – 36 PIÈCES	7,5 CM – 24 PIÈCES	10 CM – 18 PIÈCES
€ 1,49	€ 1,99	€ 2,29
HS9009823	HS9009829	HS9009835
HS9009826	HS9009832	HS9009838
HS9009824	HS9009830	HS9009836
HS9009825	HS9009831	HS9009837
HS9009827	HS9009833	HS9009839



Bande Acryl

Bande adhésive, facile à dérouler, sans latex, respirante et hypoallergène.

Matériau : coton extensible à 65 %.

Longueur : 2,5 m. Couleur : chair.

Conditionnement : par pièce.

LARGEUR	ARTICLE	PRIX
6 cm	HS9000839	€ 4,79
8 cm	HS9000840	€ 5,79
10 cm	HS9000841	€ 6,79

Pâte amère

Protection idéale contre les morsures, le grignotage et le léchage des pansements ou des attelles. Fabriquée à partir de substances naturelles avec un goût amer prononcé.



CONTENU	ARTICLE	PRIX
100 ml	HS9002616	€ 3,99



Bandage colle zinc

Bandage tissé imprégné de pâte de zinc. Soutient le traitement d'inflammations cutanées et d'eczéma ou dermatite chronique. Facilement modelable, sèche rapidement.

Matériau: 71 % viscose et 29 % polyamide.

Elasticité : 60 %. Longueur : 7 m.

Conditionnement : 10 pièces.

LARGEUR	ARTICLE	PRIX
10 cm	HS9008595	€ 34,98



Bande plâtrée synthétique

Bande plâtrée imprégnée de fibre de verre pour soigner les fractures fermées et immobiliser les articulations. Cette bande plâtrée est facilement modelable et légère. Fixation solide et prise rapide. Poreuse et perméable aux RX.

Conditionnement : par pièce. Contenu boîte complète : 10 pièces.

2.5 cm x 1.8 m

Z,3 CIII X 1,0 III		
COULEUR	ARTICLE	PRIX
	HS9006099	
	HS9006103	6.5.00
	HS9006101	€ 5,29
	HS9006098	
5 cm x 3,6 m		
COULEUR	ARTICLE	PRIX
	HS9006333	
	<u>HS9006361</u>	
	HS9006349	€ 6,79
	HS9006330	
	<u>HS9006336</u>	
7,5 cm x 3,6 m		
COULEUR	ARTICLE	PRIX
	HS9006334	
	HS9006362	
	HS9006350	€ 7,99
	HS9006331	
	<u>HS9006337</u>	
10 cm x 3,6 m		
COULEUR	ARTICLE	PRIX
	HS9006335	
	HS9006332	€ 8,29
_		,

HS9006338

Ouate Zigzag

Pour usage médical et cosmétique.

Matériau: 100 % coton.



POIDS	ARTICLE	PRIX
100 g	HS9009914	€ 1,25
250 g	HS9009535	€ 2,99
500 g	HS9009534	€ 5,49



Largeur: 25 cm.

Conditionnement : par pièce.

POIDS		ARTICLE	PRIX
500 g	sans papier	HS9009533	€ 5,29
1 kg	sans papier	HS9009531	€ 11,29
1 kg	avec papier	HS9009532	€ 11,49



Ruban adhésif qui répond à toutes les conditions qu'un tape de haute qualité doit remplir. Pour le traitement de luxations et fractures et le soutien de bandage de compression. Ruban non

élastique avec haute résistance à la traction.

Matériau: 100 % viscose avec une couche adhésive d'oxyde de zinc.

Sécable à la main. Longueur: 10 m. Couleur: blanc.

Conditionnement : par pièce.

LARGEUR	ARTICLE	PRIX
3,8 cm	HS9882023	€ 3,99



Hot/cold pack

Une compresse de gel chaud/froid qui soulage la douleur de manière naturelle. Réduit les œdèmes. Maintient sa flexibilité à de basses températures. Conserve la température plus longtemps et est donc plus efficace qu'un simple ice pack.

Dimensions: 29 x 12 cm. Conditionnement : par pièce.

> **PRIX ARTICLE** HS9008295 € 9,49



Ruban adhésif Classic

Ce ruban adhésif traditionnel est respirant et hydrofuge. Sécable à la main.

Longueur: 5 m. Couleur : chair.

LARGEUR	CONDITIONNEMENT	ARTICLE	PRIX
1,25 cm	18 pièces	HS9008600	€ 13,79
2,50 cm	12 pièces	HS9008601	€ 14,79



Ruban adhésif Por (Paper Tape)

Ruban adhésif composé d'un matériau non tissé respirant et adapté aux peaux sensibles.

Longueur : 5 m. Couleur : blanc.

LARGEUR	CONDITIONNEMENT	ARTICLE	PRIX
1,25 cm	18 pièces	HS9008606	€ 10,79
2,50 cm	12 pièces	HS9008607	€ 11,79
5,00 cm	6 pièces	HS9008608	€ 11,29



Ruban adhésif transparent

Ce ruban adhésif transparent se présente sous forme d'un rouleau en film de polyéthylène transparent souple. Il est perforé et se retire donc facilement de travers, en longueur ou dans l'axe. Il est respirant, laisse passer la vapeur d'eau et est inscriptible.

Longueur: 5 m.

LARGEUR	CONDITIONNEMENT	ARTICLE	PRIX
1,25 cm	18 pièces	HS9008609	€ 14,79
2,50 cm	12 pièces	HS9008610	€ 16,49
5,00 cm	6 pièces	HS9008611	€ 15,49



Ruban adhésif Silk

Ruban adhésif à base de soie artificielle avec un adhésif de polyacrylate hypoallergène. Adapté aux peaux sensibles.

Longueur: 5 m.

LARGEUR	CONDITIONNEMENT	ARTICLE	PRIX
1,25 cm	18 pièces	HS9008603	€ 18,99
2,50 cm	12 pièces	HS9008604	€ 21,48



Ruban adhésif en fibre

Ruban adhésif résistant pour usage multiple.

Non sécable à la main.

Longueur: 50 m.

Conditionnement : par pièce.

LARGEUR	COULEUR	ARTICLE	PRIX
1,9 cm	blanc	HS9009974	€ 5,99
2,5 cm	blanc	HS9009975	€ 7,49
3,8 cm	blanc	HS9009976	€ 11,49
5,0 cm	blanc	HS9009977	€ 14,99
5,0 cm	noir	HS9009982	€ 15,99



Ruban adhésif en fibre waterproof

Ruban adhésif résistant et imperméable pour usage multiple.

Sécable à la main. Longueur : 50 m.

Couleur : blanc.

LARGEUR	ARTICLE	PRIX
1,9 cm	HS9009978	€ 10,99
2,5 cm	HS9009979	€ 13,49
3,8 cm	HS9009980	€ 20,98
5,0 cm	HS9009981	€ 27,98



Bande de fixation en fibre Stretch

Bande de fixation non tissée pour peau sensible. Grâce à sa structure souple, ce bandage s'adapte à chaque surface. L'adhésif de polyacrylate hypoallergène assure une adhérence fiable. Extensible et élastique.

Longueur: 10 m.

Conditionnement : par pièce.

LARGEUR	ARTICLE	PRIX
5 cm	HS9008619	€ 3,29
10 cm	HS9008620	€ 5,99
15 cm	HS9008621	€ 8,29
20 cm	HS9008622	€ 10,99



Ruban adhésif (sparadrap)

Longueur : 5 m. Couleur : chair.

LARGEUR	ARTICLE	PRIX
4 cm	HS9008613	€ 7,29
6 cm	HS9008614	€ 8,79
8 cm	HS9008615	€ 10,79



Compresse plaie avec champ adhésif pour cathéter

Compresse stérile conçue pour la fixation de cathéter avec une entaille pour coller le cathéter transversalement.

Dimensions champ adhésif: 7,2 x 5 cm. Dimensions compresse: 2 x 2 cm. Conditionnement: 50 pièces.

ARTICLE	PRIX
HS9009796	€ 13,29



Compresse plaie avec champ adhésif

Compresse adhésive, stérile avec une couche non tissée respirante et une compresse absorbante. Idéale pour le soin de plaies postopératoires.

Conditionnement : 100 pièces.

DIMENSIONS CHAMP ADHÉSIF	DIMENSIONS COMPRESSE	ARTICLE	PRIX
7,2 x 5 cm	3,5 x 2,5 cm	<u>HS9009791</u>	€ 12,49

Conditionnement : 50 pièces.

DIMENSIONS CHAMP ADHÉSIF	DIMENSIONS COMPRESSE	ARTICLE	PRIX
10 x 6 cm	5 x 3 cm	HS9009795	€ 14,29
10 x 8 cm	5 x 4 cm	HS9009792	€ 15,79
15 x 10 cm	10 x 5 cm	<u>HS9009793</u>	€ 19,29
20 x 10 cm	15 x 5 cm	HS9009794	€ 28,48

SOIN DES ANIMAUX



Muselière nylon

S'applique facilement et en toute sécurité avec fermeture réglable à encliquetage.

Conditionnement : par pièce.

TAILLE	RACE	ARTICLE	PRIX
Nr. 0	Yorkshire	HS9880516	€ 3,49
Nr. 1	Caniche nain, Teckel	HS9880517	€ 3,49
Nr. 2	Beagle, Cocker, Caniche	HS9880518	€ 3,49
Nr. 3	Labrador, Berger allemand	HS9880519	€ 3,79
Nr. 4	Danois	HS9880520	€ 3,79
Nr. 5	Rottweiler	HS9880521	€ 3,79
Nr. 6	extra long - 4 XL	HS9880522	€ 3,99
Nr. 7	extra long - 5 XL	HS9880523	€ 3,99
Nr. 8	Boxer (museau plat)	HS9880524	€ 3,99



Carcan transparent

Carcan en polypropylène doux et souple avec système de fermeture facile. Recyclable.

Matériau : propylène.

Conditionnement : 10 pièces.

Ø COU	ARTICLE	PRIX
7,5 cm	HS9009476	€ 11,99
10 cm	HS9009477	€ 13,49
12,5 cm	HS9009478	€ 16,29
15 cm	HS9009479	€ 21,98
20 cm	HS9009480	€ 26,48
25 cm	HS9009481	€ 37,48
30 cm	HS9009482	€ 48,59



Muselière plastique

S'applique facilement et en toute sécurité avec fermeture réglable en cuir.

Conditionnement : par pièce.

TAILLE	LONGUEUR MUSEAU	ARTICLE	PRIX
Nr. 1	2,5 cm	HS9880504	€ 3,79
Nr. 2	3,5 cm	HS9880505	€ 3,99
Nr. 3	4,5 cm	HS9880506	€ 4,49
Nr. 4	6 cm	HS9880507	€ 4,99
Nr. 4	museau plat	HS9880514	€ 10,79
Nr. 5	6,5 cm	HS9880508	€ 5,29
Nr. 5	museau plat	HS9880515	€ 10,99
Nr. 6	7 cm	HS9880509	€ 6,29
Nr. 7	7,5 cm	HS9880510	€ 6,49
Nr. 8	8 cm	HS9880511	€ 7,49
Nr. 9	9 cm	HS9880512	€ 7,79
Nr. 10	10 cm	HS9880513	€ 7,99



Chaussure pour chien

Chaussure pour chien imperméable avec fermeture velcro. Chaussure de protection contre l'infection et pour l'aide à la cicatrisation des plaies.

TAILLE		DIMENSIONS	ARTICLE	PRIX
Nr. 1	S	13 x 6 cm	HS9009409	€ 4,99
Nr. 2	M	15 x 7,5 cm	HS9009410	€ 5,79
Nr. 3	L	18 x 8,5 cm	HS9009411	€ 6,99
Nr. 4	XL	22 x 9 cm	HS9009412	€ 7,99
Nr. 5	XXL	23 x 10 cm	HS9009413	€ 8,49
Nr. 6	XXXL	23 x 11 cm	HS9009414	€ 8,99



	ARTICLE	PRIX
Avec manche	HS9009497	€ 1,99
Sans manche	HS9009495	€ 1,99




Pince à tique Tick Forceps

Pince à tique en plastique.

Couleur: rouge.

Conditionnement : 100 pièces.

PRIX	ARTICLE	
€ 54,59	HS9008754	





Spray poudre soin du pelage

Spray poudre pour le nettoyage et le soin de la peau et du pelage. Les ingrédients soigneusement sélectionnés ont un effet calmant sur la peau.

Propriétés

- Soutient la vitalité et la fonction naturelle de la peau
- Pour les animaux à peaux sensibles
- Soulage les démangeaisons

CONTENU	ARTICLE	PRIX
200 ml	HS9006313	€ 9,79



Lance pilule Maxima®

Méthode respectueuse de l'animal lors de l'administration de comprimés. La présence d'eau dans le lance pilule stimule le réflexe de déglutition. Embout souple.

Livré dans un display.

Conditionnement : 10 pièces.

ARTICLE	PRIX
HS9008934	€ 33,48



Bande d'identification

La qualité de ces bandes est plus résistante que du papier. Conditionnement : 500 pièces.

COULEUR	LARGEUR	ARTICLE	PRIX
Blanc	1,9 cm	HS9881800	€ 25,48
Bleu	2,5 cm	HS9881805	€ 29,98



Litière pour chats Sanipearls

Cette litière est très absorbante et biodégradable. Elle neutralise les odeurs, génère peu de poussière et n'est pas parfumée.

CONTENU	ARTICLE	PRIX
5 I	HS9009564	€ 5,79
16 I	HS9009565	€ 9,29

Cat Laxative

Diminue la formation de nouvelles boules de poils et stimule l'élimination des existantes. Ne convient pas aux chatons de moins de 6 mois. À base de sirop malté.

Conditionnement : par pièce.



ARTICLE	PRIX
HS9008769	€ 4,29



Pâte Intestinal Formula

Complément pour **chiens et chats** pour rétablir une digestion normale. Soutient un excrémentation naturel, rétablit l'équilibre des électrolytes et des fluides. Source d'énergie facile à absorber. Contient la diosmectite (argile smectique) et des pro- et prébiotiques.

Conditionnement : par pièce.

CONTENU	ARTICLE	PRIX
15 ml	HS9883051	€ 7,79
2 30 ml	HS9883052	€ 8,79

Poudre Intestinal Formula

Complément alimentaire pour **veaux et autres animaux de rente**. Rétablit le système gastrointestinal et normalise l'équilibre d'énergie, des électrolytes et des fluides. Contient la diosmectite (argile smectique).

CONTENU	CONDITIONNEMENT	ARTICLE	PRIX
3 Sachet 75 g	12 pièces	HS9883053	€ 23,98
4 Sachet 450 g	par pièce	HS9883054	€ 11,79



NEW

Vetamins

Supplément de vitamines et minéraux, spécialement conçu pour soutenir la santé et la vitalité de l'animal. Idéal en situation de stress.

Contient: vitamine A, B1, B2, B3, B6, D et E.

Contenu: 1 g.

Conditionnement: 50 pièces.

ARTICLE	PRIX
<u>HS9881753</u>	€ 4,79

Balance digitale de labo max. 5 kg

Facile à utiliser avec un seul bouton et un écran LCD bien lisible. Boitier et plate-forme en acier inoxydable.

Propriétés

• Plage de pesée : 5 kg (précision 1 g)

• Dimensions balance: 170 x 150 x 32 mm (L x I x H)

• Dimensions plate-forme: 120 x 150 mm

Fonction arrêt automatique
 Conditionnement : par pièce.

	ARTICLE	PRIX
Balance	HS9008641	€ 86,95
Adaptateur secteur	HS9008642	€ 37,48



Balance digitale max. 15 kg

Cette balance prend peu de place (repliable avec fermeture magnétique). Facile à utiliser, technologie fiable et un écran LCD bien lisible.

Propriétés

• Plage de pesée : 15 kg (précision 10 g)

• Dimensions (fermée): 375 x 315 x 105 mm (L x I x H)

• Dimensions (ouverte): 740 x 315 x 53 mm

Poids: 1,9 kgPile incluse

• Fonction arrêt automatique

Conditionnement : par pièce.







PRIX	ARTICLE
€ 129,49	HS9008643

Balance digitale max. 200 kg synthétique

Facile à utiliser, technologie fiable et un écran LCD bien lisible (chiffres de 20 mm de haut). Balance en matière synthétique avec un design ultra mince et une rigole (évacuation) sur le pourtour.

Propriétés

• Plage de pesée : jusqu'à 200 kg (précision 100 g)

• Dimensions balance: 900 x 600 x 40 mm (L x I x H)

• Poids: 9,8 kg

• Alimentation : 220V (2 m de câble)

Portable avec poignée

• Support mural pour l'écran inclus

Conditionnement : par pièce.





ARTICLE PRIX

<u>HS9008640</u> € 411,95





Balance digitale max. 200 kg inox

Facile à utiliser, technologie fiable et un écran LCD bien lisible (chiffres de 20 mm de haut). Balance en acier inoxydable avec un design ultra mince.

Propriétés

- Plage de pesée : jusqu'à 200 kg (précision 100 g)
 Dimensions balance : 900 x 600 x 40 mm (L x I x H)
- Poids: 9,8 kg
- Alimentation : 220V (2 m de câble)
- · Portable avec poignée
- Support mural pour l'écran inclus
- Matelas de protection en caoutchouc inclus

Conditionnement : par pièce.



ARTICLE PRIX HS9009909 € 411,95



Lecteur puce manuel

Pour la lecture des puces FDX-B, FDX-A et HDX (selon les normes ISO 11784/85 et 14223). Lecture en profondeur de 8 à 12 cm dans des circonstances idéales. Avec batterie lithium-ion rechargeable et indicateur de l'état de charge. Câble USB inclus pour charger par pc ou notebook ou par chargeur USB 220 V (non inclus).

Propriétés

• Mémoire : 1.000 numéros ID

• Dimensions: 15 cm x 8 cm x 3,5 cm (L x I x P)

• Poids: 150 g

Conditionnement : par pièce.

ARTICLE PRIX

<u>HS9881763</u> € 155,95



Lecteur puce boucle

Pour la lecture des puces FDX-B (15 digits) et FDX-A (FECAVA), utilisées pour l'identification d'animaux selon les normes ISO 11784. Livré complet avec un câble USB pour charger la batterie lithium-ion interne, CD avec un software scanner efficace et un manuel. Lecture en profondeur de 8 à 12 cm dans des circonstances idéales. Avec écran LCD avec 2 lignes et 16 caractères.

Propriétés

Dimensions: Ø 13,5 cm x 3,3 cm
Mémoire: 2.000 derniers scans

• Poids: 163 g

Conditionnement : par pièce.

ARTICLE PRIX

<u>HS9881762</u> € 93,95

INDEX

A		Casaque de vêlage	90	EuroSept Max distributeur	(30
Abaisse langue en bois 18		Casaque de vêlage Flexothane	89	EuroSept Max Instrument	2	25
Accessoires pour composite 80		Cassette pour instruments	62	EuroSept Max lingettes	(31
Adhésif indicateur 29		Cat Laxative	104	EuroSept Max lingettes de nettoyage	(30
Adhesive spray 48		Cathéter	9-10	EuroSept Max lingettes humides	3	32
Aérosol de marquage	86	Champ opératoire	48-49	Eurosept Max liquide de désinfection des m	ains 2	23
Agrafeuse cutanée	60	Chaussure pour chien	102	EuroSept Max lotion lavante	2	22
Aiguille à usage unique pour seringues	8	Ciment dentaire	81	EuroSept Max Surface	30-3	31
Aiguilles de suture	58-59	Ciseaux à iris	54	Eurosil Max Catalyseur	{	83
Aimant pour bovin	86	Ciseaux à ligature	60	Eurosil Putty Soft	{	83
Alèse	33-49	Ciseaux à pansement	60	Examen échantillon de fèces		16
Anneaux de marquage pour instruments	62	Ciseaux chirurgicaux	53	Excavateur	6	69
Appareil de mixage pour capsule dentaire	79	Ciseaux Goldman Fox	69	F		
Applicateur à amalgame	79	Ciseaux La Grange	54	Film RX dentaire	(64
В		Ciseaux Mayo	54	Fouloir à amalgame	-7	79
Bac de désinfection pour instruments	25	Ciseaux Metzenbaum	54	Fraise dentaire	73-7	74
Bain à ultrasons Sweep 2000	26	Ciseaux pour ténotomie Stevens	54	G		
Balance digitale	105-106	Ciseaux universel	60	Gaine RX		42
Bandage colle zinc	97	Combinaison de vêlage Coverall	90	Gaines de stérilisation		28
Bande abdominale	95	Compresse de gaze	92-93	Gant d'examen	37-3	38
Bande Acryl	97	Compresse non tissée	92	Gant d'examen long		88
Bande cohésive	96	Compresse plaie	100	Gant d'opération	;	39
Bande d'identification	104	Container à aiguilles	8	Garrot		8
Bande de compression	94	Contre-angle (FG)	71	Gel d'échographie Ultrasound	20-8	37
Bande de fixation	93-95	Contre-angle (RA)	72	Gel lubrifiant Lubricant	{	88
Bande de fixation en fibre Stretch	100	Coton tige	18	Gel lubrifiant Vet Lube	{	88
Bande de gaze	93	Coton tige indicateur	64	н		
Bande de protection	94	Coupe-ongles	103	Hot/cold pack	,	98
Bande Ideal	93	Couvre-chaussure	41	Hybrid Composite	{	80
Bande plâtrée synthétique	97	Crayon marqueur	86	Hypochlorite de sodium 3 %		81
Bande tubulaire	95	Crème pour les mains	23			
Bande universelle	94	Cupule de polissage	75	Inserts pour détartreur	f	66
Barrettes porte-instruments 62		Curette	68	Instrument de pression Brunissoir	{	83
Biopsie punch épiderme	60	Curette alvéolaire	84	Intestinal Formula	1(
Bloc pour enlever les poils d'animaux	34	D		K		
Bol de dosage en silicone	75	Détartreur PS1	66	Kit Composite	{	80
Bonnet de chirurgien	40	Digue en caoutchouc	70	Kit de diagnostic parasitologique fécal		16
Bouchon Combi Stop	10	Dilatateur trayon	86	Kit de polissage pour amalgame	-7	79
Bouchon pour seringue à injection	7	Distributeur de papier	24	Kit mordançage - collage	7	78
Boulettes de coton	82	Distributeur de savon	22	L		
Bourre-pâte	77	Distributeur serviette en papier	24	Lame de bistouri	į	50
Brosse chirurgicale	22	Doigtier	39	Lamelle couvre objet		15
Brosse de nettoyage pour fraise	73	Doigtier brosse à dents	84	Lamelle porte objet		15
C		E		Lampe de polarisation	7	78
Canal radiculaire EDTA	77	Eau distillée	20	Lampe stylo jetable		18
Canule de prélèvement	10	Écarteur	51	Lance pilule Maxima	1(03
Canule de transfert	10	Élévateur à périoste	70	Lancette pour prélèvement sanguin		7
Capsule d'amalgame	79	Élévateur de racines	68	Lecteur puce	1(
Carcan transparent	102	Élévateur dentaire	68	Limes Hedström		76
Carte de traitement dentaire	65	EuroSept Max accessoires	23	Lingettes de désinfection Maxima		32

Lingattas da nattavaga à asa	32	Dipotto postour	16	Caray ailiaana	46
Lingettes de nettoyage à sec Lingual buttons et powerchain	84	Pipette pasteur Plaque d'impression pour résine dentaire	83	Spray silicone Stéthoscope	19
Litière pour chats Sanipearls	104	Plateau à instruments	62	Stylet trayon pelucheux	86
·			62	Support fraises dentaires	74
Lunettes de protection 34-41 M		Plateau haricot Pointes de Gutta Percha		T	74
Manche de bistouri	50	Pointes en papier	77 77	Tablier d'opération	41
Mandrin cathéter	10	Pompe d'aspiration	61-67	Tablier de vêlage Apron	90
Manuka gel miel	92	Porte aiguille	57	Tablier de vêlage Flexothane	89
Marqueur indicateur	29	Porte gants en plastique	38	Tablier RX	42
Masque chirurgical	40-66	Porte tampon ouate	82	Tampon de cellulose	92
Matériel d'empreinte	83	Pot à urine	12	Tampon de gaze	92
Maxima Spray	72	Précelle College	69	Tenon dentinaire	84
Maxima Spray Maxima Surface désinfection	32	Précelle Meriam nervurée	82	Test Borrelia	14
Miroir dentaire	64	Preline Plus	81	Test Bowie & Dick test	29
Moniteur de surveillance Vet Patient					29 14
	44-45	Protecteur thyroïde RX	42	Test Corona	
Mordançage	78	R	07	Test dermatophyte	15
Mouchoirs Muselière puler	33	Rasoir avec manche	87	Test FeLV/FIV	14
Muselière nylon	102	Raspatorium	70	Test Giardia	14
Muselière plastique	102	Réchauffeur de perfusion	11	Test Helix	29
Natural Florence Florence Operation	0.0	RGI Plus	81	Test Parvo	14
Natural Elegance Flowable Composite	80	Robinet 3 voies	10	Thermomètre digital	18
Natural Elegance Single Bond	78	Rouleau anti peluches	34	Thermosoudeuse 2000	28
0	05	Rouleau coton cellulose	82	Tire-nerf	76
Orange Oil Spray	25	Ruban adhésif	98-99	Tube à essai avec bouchon	16
Ote agrafe	60	Ruban adhésif (sparadrap)	100	Tubulure de spray HP/RA	72
Ouates	98	Ruban adhésif en fibre	99	U	10
Oxymètre de pouls	46	Ruban adhésif Sport	98	Uricollect	12
P	07.05	RX Film	20	Urigrid	12
Pansement trayon	87-95	RX Fixateur	20-64	Urine collection kit	12
Pantalon de vêlage Flexothane	89	RX Révélateur	20-64	Urispec	17
Papier en rouleau	24	S		V	
Papier pour table	33	Sac à cadavre	33	Vet bandage	94
Papier toilette	33	Sac poubelle	33	Vetamins	104
Pâte à polir Acclean	75	Sachets de stérilisation	28		
Pâte à polir Diamond	80	Salopette de vêlage Flexothane	89		
Pâte amère	97	Seringue	6-7		
Peigne à puce	103	Seringue à pâte dentaire	78		
Perfuseur	11	Serviette en papier	24		
Pièce à main (HP)	71	Set chirurgical pour la colique du cheval	87		
Pierre à aiguiser Arkansas	70	Set de traitement du canal radiculaire	76		
Pince à champ	51	Sonde crochet	65		
Pince à polype auriculaire	56	Sonde dentaire	65		
Pince à préhension	56	Sonde parodontale	65		
Pince à tique Tick Forceps	103	Sonde trachéale	46		
Pince d'extraction dentaire	69	Sonde trayeuse	86		
Pince gouge Friedmann	84	Sonde urinaire	12		
Pince hémostatique	55-56	Spatule à ciment	80		
Pince tire langue Young	69	Spatule dentaire	83		
Pincette	52	Spray et gel pour électrode	20		
Pincette ophtalmique	52	Spray poudre soin du pelage	103		



Industrieweg 135/1, 3583 Beringen (Paal) Téléphone 04 388 01 88 - Fax 04 388 01 89 www.valdhony-verdifarm.be/fr order.vet@henryschein.be